

PRODUCT INFORMATION

English version



商品名 : DynaCompetent Cells JM109, Large
(旧製品名 Competent Cell JM109, Large)
商品コード : DS210L
容量 : DS210 × 5 (コンピテントセル: 100 μl × 50, SOC medium: 1 ml × 50)
形質転換効率 : > 5 × 10⁸ cfu/μg (pUC19)

本品は研究用試薬です

特徴 :

DynaCompetent Cells JM109 は大腸菌株 JM109 (分子生物学実験においてスタンダードな株の一つ) に由来する高効率のケミカルコンピテントセルで、さまざまなクローニング実験に使用できます。JM109 株は F' 因子に *laqI*^{qz} Δ M15 を持つため、ブルーホワイトセレクションを行うことができます。

大腸菌株 JM109 の遺伝子型 :

recA1, supE44, endA1, hsdR17, gyrA96, reIA1, thi, Δ(lac-proAB), F' [traD36, proAB⁺, laqI^{qz} Δ M15]

品質検査 :

スーパーコイル状態の pUC19 プラスミドを用い、P.2 に示す形質転換方法(50 μg/ml のアンピシリンを含む LB プレート使用)に従って形質転換を行い、本製品の形質転換効率が 5 × 10⁸ CFU/μg を超えることを確認しています。

保存条件 :

-80°C で保管してください。納品から 12 カ月間は形質転換効率の低下はありません。

コンピテントセルは温度の変化によって品質が低下します。納品時にはドライアイス同梱の容器から直接-80°Cの冷凍庫に移してください。

SOC medium は室温または-80°Cで保管してください。

コンピテントセルの取り扱いについて :

- コンピテントセルは衝撃に弱いため過度な混和は避けてください。
- コンピテントセルは氷上で融解した後、徐々に形質転換効率が低下する傾向にありますので、融解後はただちに形質転換操作を開始してください。
- 再凍結したコンピテントセルの使用はお勧めしません。

付属している SOC medium の組成 :

20 g/L	tryptone
5 g/L	yeast extract
0.5 g/L	NaCl
0.186 g/L	KCl
2.4 g/L	MgSO ₄ , anhydrous
4 g/L	glucose

PRODUCT INFORMATION

形質転換手順：

●ご用意いただくもの

- ・ 抗菌薬を添加したLBプレート
 - ・ 氷を入れた容器
 - ・ 滅菌された15 mlチューブ
 - ・ 42°Cウォーターバス
 - ・ 37°C振盪機
 - ・ 滅菌されたスプレッター
 - ・ 37°Cインキュベーター
- ブルーホワイトセレクションを行う場合
- ・ 20 mg/ml X-Gal (dimethylformamide (DMF)に溶解)
 - ・ 100 mM IPTG溶液(フィルター滅菌済み)

● 形質転換方法

- 1) DynaCompetent Cells JM109を氷上で融解します(1チューブあたり100 μ l)。
- 2) DNA試料*をコンピテントセルに加え、10回程度チューブを指ではじくようにして均一に攪拌します。
* DNA試料の液量はコンピテントセルの液量の5%を超えないようにしてください(例えば、100 μ lのコンピテントセルに対しては5 μ l以下のDNA試料をご使用ください)。
- 3) 氷上で20分間静置します。
- 4) ウォーターバスで42°C、45秒インキュベートします。この時、液を混ぜたりチューブを振ったりしないでください。
- 5) 氷上で2分間静置します。
- 6) コンピテントセルを0.9 mlのSOC(あらかじめ室温もしくは37°Cにしておく)の入った滅菌された15 mlチューブに移し、37°C振盪機で60分間、振盪します。
- 7) コンピテントセルを一部取り、抗菌薬を添加したLBプレートに塗布します。
ブルーホワイトセレクションを行う場合は、25 μ lの20 mg/ml X-Galと50 μ lの100 mM IPTG溶液をあらかじめLBプレートに塗布し、30分後にコンピテントセルを塗布します。
- 8) 37°Cインキュベーターで一晩静置します。

参考文献：

Sambrook, J. and Russell, D.W. (2001) Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY.

Related Products:

DS225	DynaCompetent Cells Jet DH5 α
DS220	DynaCompetent Cells DH5 α
DS218	DynaCompetent Cells JM109 for Electroporation
DS228	DynaCompetent Cells DH5 α for Electroporation