

研究用

www.funakoshi.co.jp 日本総代理店



ZYMO RESEARCH

The Beauty of Science is to Make Things Simple

Zymo Research社

[メーカー略称: ZYR]


細菌叢•環境試料中の DNA/RNA解析製品



ZymoBIOMICS Quick-DNA/RNA Kit

遺伝子工学の手法を用いた細菌叢(Microbiota)の研究・解析はMicrobiomicsと呼ばれます。この一連の操作 は、試料の採取、核酸抽出、シークエンシングおよび解析のステップより構成されますが、この過程において 様々なエラーや偏りが発生し、最終的に誤った細菌叢プロファイルとなるリスクがあります。Zymo Research社 では、ZymoBIOMICSと呼ばれるMicrobiomics専用の製品群を開発し、各ステップにおける様々なリスクの排除 に有効な製品を提供しています。

またQuick-DNA / RNA Kitは、各種環境試料からPCRやRT-PCRなどに直接使用できる核酸を、迅速に精製 することができるキットです。



| 用途 | 品 名 | 製品概要 | 掲載ページ |
|---|--|--|-------|
| | ZymoBIOMICS Spike-in Control I / II | 細菌叢の絶対定量用のSpike-inコントロール(外部標準)。 | 3 |
| 微生物 スタンダード | ZymoBIOMICS Microbial Community Standard | 10種類の不活性化した微生物(細菌および真菌)の混合物/ 各種微生物DNAの混合物。細菌叢およびメタゲノミクス研究用。 | 4~5 |
| | ZymoBIOMICS HMW DNA Standard | 8種類の微生物由来DNAの混合物。第3世代ロングリードシークエンシングおよびメタゲノム解析用。 | 5 |
| 試料の 採取・保存 | DNA / RNA Shield | 様々な試料中の核酸を、室温下で長期間保存できる試薬。 | 6~7 |
| | ZymoBIOMICS DNA / RNA Kit | 幅広い環境試料/生体試料からDNA/RNAを抽出・精製するキット。 | 8~11 |
| 核酸の 抽出・精製 | HostZERO Microbial DNA Kit | 真核細胞のみを選択的に溶解して宿主由来DNAを除去し、 微生物由来DNAを抽出・精製するキット。 | 12 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Quick-DNA / RNA Kit | 微生物、組織/昆虫、糞便・土壌、植物・種子など、 各種試料からDNA/RNAを迅速に抽出・精製するキット。 | 13 |
| ライブラリー | Quick-16S NGS Library Prep Kit | リアルタイムPCRにより増幅を行い、わずか1.5時間で16S rRNA 遺伝子ライブラリーを作製できるキット。 | 14 |
| 構築・qPCR | Femto DNA Quantification Kit | 1μlの試料中に含まれるわずか20fgのDNAを, qPCRにより簡便, 迅速に定量できるキット。 | 15 |

本カタログに掲載の核酸抽出・精製キットの特長

高密度セラミック製のBashingBeadを用いた試料の効率的な破砕・溶解と、Zymo-Spinカラムを用いた核酸精製 およびPCR阻害物質の除去により、簡単なステップで迅速に核酸抽出を行うことができます。



効率的な破砕・溶解

核酸への物理的・化学的ダメージは 最小限に抑えながら、破砕・溶解が困 <u>難な試料から効率的に核酸を精製で</u>



独自のカラムデザイン

精製用のカラムにはClean-Spin技術 を使用。バッファー類の溶液が残存しないデザインのため、試料のロスを抑えることができます。



PCR阻害物質除去

特別なフィルター技術により、精製後の 核酸からPCRを阻害する腐植酸やフル ボ酸、ポリフェノールなどの物質を効率 的に除去できます。



別売りのキット構成品

キット構成品は単品でも購入できる ため、不足したコンポーネントの補充 が可能です。

※ 一部購入できない製品もあります。

細菌叢の絶対定量用Spike-inコントロール(外部標準)

ZymoBIOMICS Spike-in Control

Webページ番号 68731 **Q** 検索



DNA量および16S rRNA遺伝子のコピー数が既知の微生物を含む製品です。解析の際に外部標準として 添加し、次世代シークエンシング(NGS)などでDNA配列を解析することにより、試料中の微生物スペクト ルの正確な把握や細菌数の絶対定量を行うことができます。糞便など微生物含有量が多い試料に適し たControl I と、唾液など微生物含有量が少ない試料に適したControl II があります。

特長


- 外来由来DNAの混入は<0.01%に抑えられています。
- Lト細菌叢には含まれない微生物で構成されています。
- 製品中の細菌は、不活性化した後、DNA / RNA Shield (p.6~7参照)中に保存しています。
- グラム陽性菌(A, halotolerans), グラム陰性菌 (I. halotolerans), リゾチーム溶解への耐性を有し, かつ 高GC含量の菌(*T. radiovictrix*:Control II のみ)と, NGS によるMicrobiome解析時の幅広い課題に対応した微生 物を用いています。
- Control II は、含まれている微生物の量が103, 104, 105と 対数量になっており、検出限界の評価や、病原体の存在 量試験にも使用できます。

| 4 2 | 田菌種 | Allobacillus | Imtechella . | Truepera |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| क् | 四四代里 | halotolerans | halotolerans | radiovictrix |
| | 細胞数 | 2 × 10 ⁷ | 2 × 10 ⁷ | _ |
| Control I 20 µ I中の 含有量 | 16S rRNAの コピー数*1 | 1.4×10 ⁸ | 6.0 × 10 ⁷ | _ |
| | 総DNA量*2 | 58.2 ng | 67.2 ng | _ |
| Control II 20μI中の 含有量 | 細胞数 | 1 × 10 ³ | 1 × 10 ⁴ | 1 × 10 ⁵ |
| | 16S rRNAの コピー数*1 | 7 × 10 ³ | 3.0 × 10 ⁴ | 2.0 × 10 ⁵ |
| 口门里 | 総DNA量*2 | 0.0029 ng | 0.034 ng | 0.35 ng |
| | BCCM / LMG Accession No. | LMG 24826 | LMG 26483 | LMG 22925 |
| | ゲノムサイズ | 2.7 Mb | 3.11 Mb | 3.26 Mb |
| 微生物株 | 倍数性 | 1 | 1 | 1 |
| 情報 | GC含有率 | 39.7% | 35.6% | 68.1 % |
| | 16S rRNAの コピー数 | 7 | 3 | 2 |
| | グラム染色性 | + | _ | 決定できない |

- * 1 16S copies = cells × 16S copy number per cell/genome
- *2 Total genomic DNA (ng) = cells × genome size (bp/genome) × DNA unit conversion constant (ng/bp)

DNA unit conversion constant (ng/bp) = 1.079×10^{-12}

Control I の使用例



糞便試料中の細菌数の測定

Control I (50 µI)を糞便試料(DNA / RNA Shieldに溶解し100 µIに調製)に添 加し、ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit(p.8参照)を用いてDNAを抽出した。 Quick-16S NGS Library Prep Kit(p.14参照)を用いて16S V3-V4領域のライブ ラリーを構築し、次世代シークエンサー(MiSeq)を用いて解析した。本製品の 細胞数と、解析結果の細菌叢の構成比から糞便試料中に含まれていた総細 菌数を決定した。

Control II を用いた唾液試料中に存在する潜在的 病原体の評価例

| | 微生物名 | | 勿由来 存在量 | ゲノム サイズ (Mb) | 細胞数 |
|------------------------|--------------------|------|------------|--------------------|------------------------|
| | T. radiovictrix | 11 | 0.35 | 3.26 | 9.94 × 10 ⁴ |
| Spike-in Control II | I. halotolerans | 1.32 | 0.034 | 3.11 | 1.01 × 10 ⁴ |
| Control II | A. halotolerans | 0.12 | 0.0029 | 2.7 | 9.95×10^{2} |
| | S. aureus | 65.3 | 2.08 | 2.8 | 6.9 × 10 ⁵ |
| 潜在的 | P. aeruginosa | 3.85 | 0.12 | 5.9 | 1.9 × 10 ⁴ |
| 病原体 | E. faecium | 1.63 | 0.052 | 2.6 | 1.8 × 10 ⁴ |
| | Herpesvirus4 Type2 | 0.12 | 0.0038 | 0.155 | 2.3×10^{4} |

Control II を添加した唾液試料からZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit (p.8参照) を用いて全DNAを抽出し、ショットガンライブラリーを構築した。構築したライブ ラリーを次世代シークエンシングで解析した。その際に、コントロールとして添 加した3種類の微生物の相対的存在量を用いて検量線を作成し、それぞれの 潜在的病原体の絶対定量に用いた。

| 品 名 | <u> </u> | 含まれる | る微生物 | ш | 佐田 島 | 法田口粉 | * - ' | | /= +tr () () |
|-----------------------|--|-------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| ZymoBIOMICS Spike-in | 対象試料 | 数 | 存在量 | 用途 | 使用量 | 使用回数 | 商品コード | 包装 | 価格(¥) |
| Control I -80°C | ○○○○○○ 含有量が多い 2種類 等量 多微生物の絶対定量 | 終濃度:0.1~10% | 25 preps | D6320 | 0.5 ml | 19,000 | | | |
| (High Microbial Load) | | 2種類 | 寺重 | ・各微生物の絶対定量 | (糞便試料の場合, 試料 10 mgに本製品20μI) | 250 preps | D6320-10 | 10 × 0.5 ml | 97,000 |
| Control II -80°C | 唾液など微生物 | | | ・各微生物の絶対定量 | 終濃度:0.1~10% | 25 preps | D6321 | 0.5 ml | 19,000 |
| (Low Microbial Load) | | | ・検出限界の評価 ・病原体の存在量試験 | (試料に応じて条件検討 が必要) | 250 preps | D6321-10 | 10 × 0.5 ml | 97,000 | |


細菌叢の標準試料として有用な微生物/DNA混合物

ZymoBIOMICS Microbial Community Standard

Webページ番号 65367 Q 検索




NGSを用いた細菌叢およびメタゲノミクス研究において、標準品として有用な10種類の微生物混合物/DNA混合物です。ショットガン・メタゲノミクスシークエンシングを用いてロット毎の微生物構成を確認しています。外来DNA含有量は<0.01%で、不純物はほとんど含まれていません。



本製品を使用

- · Ultra-clean reagents
- · Ultra-clean processes
- Limit PCR cyclesGood MiSeg run
- Uchime filtration
- Others



ZymoBIOMICS Microbial Community DNA Standardの使用例 (16S rRNAシークエンシング法のコントロールとして使用)

16S V3-4領域に対するプライマーを用いて、16S rRNA-Seq法の最適化を検討した。 左側のパネルで見られるノイズは、主にPCRによるアーティファクトやコンタミネーションによるもので、最適化されたワークフローではこれらの増幅が抑制された。

キットに今まれる微生物試料

| ナッ | ハース される似生物試料 |
|----|-------------------------|
| ク | デラム陰性菌 |
| P | Seudomonas aeruginosa |
| Ε | scherichia coli |
| S | Calmonella enterica |
| ク | デラム陽性菌 |
| L | actobacillus fermentum |
| Ε | nterococcus faecalis |
| S | taphylococcus aureus |
| L | isteria monocytogenes |
| В | Pacillus subtilis |
| 酉 | 拇 |
| S | accharomyces cerevisiae |
| C | Cryptococcus neoformans |


| 0 | NRRL | ゲノム | 倍数性 | GC含量 (%) | 16/18S コピー数 | グラム | 理論含有量(%) | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----|-------------|----------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|--|
| Community Standard | Accession No. | | | | | 染色性 | ゲノムDNA | 16S rRNA ^{*1} | 16S & 18S rRNA ^{*1} | ゲノム コピー数 ^{*2} | 細胞数*3 | |
| Pseudomonas aeruginosa | B-3509 | 6.792 | 1 | 66.2 | 4 | _ | 12.0 | 4.2 | 3.6 | 6.1 | 6.1 | |
| Escherichia coli | B-1109 | 4.875 | 1 | 46.7 | 7 | _ | 12.0 | 10.1 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | |
| Salmonella enterica | B-4212 | 4.760 | 1 | 52.2 | 7 | _ | 12.0 | 10.4 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | |
| Lactobacillus fermentum | B-1840 | 1.905 | 1 | 52.4 | 5 | + | 12.0 | 18.4 | 16.1 | 21.6 | 21.4 | |
| Enterococcus faecalis | B-537 | 2.845 | 1 | 37.5 | 4 | + | 12.0 | 9.9 | 8.7 | 14.6 | 14.5 | |
| Staphylococcus aureus | B-41012 | 2.730 | 1 | 32.9 | 6 | + | 12.0 | 15.5 | 13.6 | 15.2 | 15.1 | |
| Listeria monocytogenes | B-33116 | 2.992 | 1 | 38.0 | 6 | + | 12.0 | 14.1 | 12.4 | 13.9 | 13.8 | |
| Bacillus subtilis | B-354 | 4.045 | 1 | 43.9 | 10 | + | 12.0 | 17.4 | 15.3 | 10.3 | 10.2 | |
| Saccharomyces cerevisiae | Y-567 | 12.1 | 2 | 38.3 | 109 | Yeast | 2.0 | _ | 9.3 | 0.57 | 1.13 | |
| Cryptococcus neoformans | Y-2534 | 18.9 | 2 | 48.3 | 60 | Yeast | 2.0 | _ | 3.3 | 0.37 | 0.73 | |

| 0 | NRRL | ゲノム | | GC含量 (%) | 16/18S コピー数 | グラム | 理論含有量(%) | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|--|
| Community Standard | Accession No. | サイズ (Mb) | 倍数性 | | | | ゲノムDNA | 16S rRNA ^{*1} | 16S & 18S rRNA ^{*1} | ゲノム コピー数 ^{*2} | 細胞数*3 | |
| Listeria monocytogenes | B-33116 | 2.992 | 1 | 38.0 | 6 | + | 89.1 | 95.9 | 91.9 | 94.8 | 94.5 | |
| Pseudomonas aeruginosa | B-3509 | 6.792 | 1 | 66.2 | 4 | _ | 8.9 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | |
| Bacillus subtilis | B-354 | 4.045 | 1 | 43.9 | 10 | + | 0.89 | 1.2 | 1.1 | 0.70 | 0.70 | |
| Saccharomyces cerevisiae | Y-567 | 12.1 | 2 | 38.3 | 109 | Yeast | 0.89 | _ | 4.1 | 0.23 | 0.47 | |
| Escherichia coli | B-1109 | 4.875 | 1 | 46.7 | 7 | _ | 0.089 | 0.069 | 0.066 | 0.058 | 0.058 | |
| Salmonella enterica | B-4212 | 4.760 | 1 | 52.2 | 7 | _ | 0.089 | 0.070 | 0.067 | 0.059 | 0.059 | |
| Lactobacillus fermentum | B-1840 | 1.905 | 1 | 52.4 | 5 | + | 0.0089 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | |
| Enterococcus faecalis | B-537 | 2.845 | 1 | 37.5 | 4 | + | 0.00089 | 0.00067 | 0.00064 | 0.0010 | 0.00099 | |
| Cryptococcus neoformans | Y-2534 | 18.9 | 2 | 48.3 | 60 | Yeast | 0.00089 | _ | 0.0014 | 0.00015 | 0.00030 | |
| Staphylococcus aureus | B-41012 | 2.730 | 1 | 32.9 | 6 | + | 0.000089 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | |

微生物ゲノムDNAの構成比が、10倍希釈系列となっています。より高感度な解析や、細菌叢解析ワークフローの検出限界を調べる場合などに有用です。


- *1 理論16S rRNA(または16S&18S rRNA)遺伝子含有量は、理論ゲノムDNA含有量から以下の計算式によって算出しています。16S標的シークエンシングを行う際には、この値を参考にして下さい。
 16S/18S copy number = total genomic DNA(g) × unit conversion constant (bp/g)/genome size (bp) × 16S/18S copy number per genome.
- *2 理論ゲノムコピー数は、理論ゲノムDNA含有量から以下の計算式によって算出しています。ショットガン法によるディープリーディングから微生物の存在量を推定する際には、この値を参考にして下さい。 genome copy number = total genomic DNA (g) × unit conversion constant (bp/g) / genome size (bp).
- *3 理論細胞数は、理論ゲノムDNA含有量から以下の計算式によって算出しています。 cell number = total genomic DNA (g) × unit conversion constant (bp/g) / genome size (bp)/ploidy.

Standard①の使用例



ゲノムDNAショットガン・シークエンシングと16Sシークエンシング法の コントロールとして使用

Standard の使用例



Microbial Community Standard II の16S rRNAシークエンシング解析例

本製品からZymoBIOMICS DNA Mini Kit(#D4300, p.8参照)を用いてDNA を抽出後, Quick-16S NGS Library Prep Kit(#D6400, p.14参照)を用いて 16S V3-V4領域のDNAライブラリーを調製し、MiSeqでシークエンシングを 行った。得られた結果をDada2およびQiimeで解析した。

Dada2での解析では偽陽性は検出されなかった。Qiimeでの解析では9件 の偽陽性が見られたが、これらはDada2では検出されないことから、検出 限界以下の量で存在するL. fermentumに起因するものだった。

[メーカー:ZYR]

| 品 名 | | 商品コード | 包 装 | 価格(¥) |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------|
| ZymoBIOMICS Microbial Community Standard | 1 | D6300 −80°C | 0.75 ml | 49,000 |
| 10種類の不活性化した微生物(グラム陰性菌3種類, グラム陽性菌5種類, 酵母2種類)の混合物。 | (II) | D6310 −80°C | 1 kit (0.75 ml) | 59,000 |
| | | D6305 | 200 ng | 20,000 |
| ZymoBIOMICS Microbial Community DNA Standard 10種類の微生物から抽出、精製したゲノムDNAの混合物。 | U | D6306 | 2,000 ng | 39,000 |
| 10性規の版工物が5抽山、情表したグラムDNAの成占物。 | (II) | D6311 | 1 kit (220 ng/20μl) | 30,000 |

第3世代ロングリードシークエンシング用DNAスタンダード


ZymoBIOMICS HMW DNA Standard


Webページ番号 68135 Q 検索




第3世代ロングリードシークエンシング(Oxford Nanopore Technologies社およびPacific Biosciences社装置) によるDNAシークエンシングおよびメタゲノム解析時の信頼性の高い標準品です。 8種類の微生物由来DNAの混合物です。

> 本製品を試料としてLigation Sequencing Kit(Circulomics社)でライブラリーを構築し, MinION(Oxford Nanopore Technologies社)で ロングリードシークエンシングを行った。







Cumulative Throughput

左: 累積スループット量は15.71 Gb(36時間読み取り) となった。

Read Length Histogram

中央:読み取り長さは、最長>125 kbを記録し、 平均は約24 kbを示した。

Basecalling Quality

右:読み取り回数のベースコール品質は、全体的に 良好なqスコア11を示した。

| | NRRL | ゲノム | 倍数 | GC含量 | 16/18S | グラム | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------|----|------|--------|-------|--------|------------|----------------|-----------|-------|--|
| | Accession No. | サイズ(Mb) | 性 | (%) | コピー数 | 染色性 | ゲノムDNA | 16S rRNA*1 | 16S&18S rRNA*1 | ゲノムコピー数*2 | 細胞数*3 | |
| Pseudomonas aeruginosa | B-3509 | 6.792 | 1 | 66.2 | 4 | _ | 14 | 5.1 | 4.6 | 7.8 | 7.9 | |
| Escherichia coli | B-1109 | 4.875 | 1 | 46.7 | 7 | _ | 14 | 12.4 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | |
| Salmonella enterica | B-4212 | 4.760 | 1 | 52.2 | 7 | _ | 14 | 12.7 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | |
| Enterococcus faecalis | B-537 | 2.845 | 1 | 37.5 | 4 | + | 14 | 12.1 | 10.9 | 18.8 | 18.8 | |
| Staphylococcus aureus | B-41012 | 2.730 | 1 | 32.9 | 6 | + | 14 | 19 | 17.1 | 19.6 | 19.6 | |
| Listeria monocytogenes | B-33116 | 2.992 | 1 | 38.0 | 6 | + | 14 | 17.3 | 15.6 | 17.8 | 17.9 | |
| Bacillus subtilis | B-354 | 4.045 | 1 | 43.9 | 10 | + | 14 | 21.4 | 19.2 | 13.2 | 13.2 | |
| Saccharomyces cerevisiae | Y-567 | 12.1 | 2 | 38.3 | 109 | Yeast | 2 | _ | 10 | 0.63 | 0.32 | |

*1, *2, *3 については, 前ページ(p.4)下をご覧下さい。

特長

- >50 kbの高分子量(HMW: High Molecular Weight) DNAで 構成されています。
- 幅広いGC含量のDNAを混合しているため、GC含量起因の バイアス確認に有用です。
- ショットガン・メタゲノミクスシークエンシングを用いてロット毎 の微生物構成を確認しています。

| | | [2 | メーカー : ZYR] |
|------------------------------|-------|---------|-------------|
| 品 名 | 商品コード | 包 装 | 価格(¥) |
| ZymoBIOMICS HMW DNA Standard | D6322 | 0.75 ml | 77 000 |

の

DNA / RNA安定化試薬入り試料採取用チューブ

DNA / RNA Shield Collection Tube

Webページ番号 65363 Q 検索



様々な試料中の核酸を室温で安定的に保存できる試薬です。細胞を効果的に溶解し、ヌクレアーゼや ウイルスなどの感染因子を不活性化します。微生物/組織ライセート、環境試料、血液、糞便、実験器具 や実験台などの表面からスワブで採取した試料など各種試料に適しています。

特長

- 採取した試料(細胞,組織,血液,血漿,血清,唾液,尿, 糞便など)のバイアスのない正確な遺伝情報および発現 プロファイルを、室温で長時間保存できます。
- 室温下(4~25℃)でDNAは2年以上, RNAは1ヶ月まで保 存可能です。-20℃/-80℃では、より長期間の保存が可 能です。
- 保存したDNAおよびRNAは、沈殿や試薬の除去を行わず、 様々な核酸精製キットを用いて直接単離できます*1。
- 細胞を効果的に溶解し、またヌクレアーゼやウイルスなどの 感染因子を不活性化します。
- 保存試薬単体のほか、各種試料の採取用に、あらかじめ DNA/RNA Shieldが充填されたチューブがあります。
- *1 一部適用できないキットもあります。Zymo Research社の各種核酸精製 キットの使用を推奨します。



DNA / RNA Shield (2 × concentrate)



Microbe Lysis Tube, DNA / RNA Shield



Blood Collection Tube, DNA / RNA Shield



Fecal Collection Tube, DNA / RNA Shield



Collection Tube with Swab, DNA / RNA Shield



Saliva Collection Kit, DNA / RNA Shield

操作方法概略

■ Blood Collection Tube (#R1150)









採血用チューブ(A)に血液を採取し*2, Blood Collection Tube(B)に10秒 以上かけて試料を移す。ホルダーを取り外す前に、血液の流れが完全 に止まったことを確認する。採血後直ちに、チューブをゆっくりと10回反 転して均一化する。試料は、輸送またはすぐにDNA/RNA精製を行うこ とができる。

*2 血液は、チューブに直接採取せず、別の採血管に採取して下さい。

■ Swab Collection Tube (#R1106, #R1107, #R1108, #R1109)











キットに含まれるスワブで試料(口腔表面)を採取し、採取用チューブの 溶液中にスワブを差し込む。スワブのプラスチックハンドル部分は切除して 廃棄し、フタを閉めてチューブを数回反転させる。その後試料は、輸送または 保存してDNAまたはRNAの精製を行うことができる。

■ Fecal Collection Tube (#R1101)









清浄な容器に糞便試料を採取し、Collection Tubeにスプーン一杯分の 試料(約1 gまたは約1 ml)を回収する。フタを閉めて、容器を10回反転さ せて懸濁液を作る*3。残りの糞便試料を廃棄し、手をよく洗浄する。

*3 試料によっては再懸濁が困難な場合があります。懸濁後の試料は安定です。 通常, 撹拌中に発泡を伴います。

■ Saliva Collection Kit (#R1210)













キットに含まれるCollection Tubelこ、2 mlの表示のラインまで唾液を吐き出し、 採取する。DNA / RNA Shieldを添加後, Saliva collectorをチューブ先端部から 外し、キャップを閉める。チューブを10回転倒混和し、試料とDNA / RNA Sheild を混合する。




唾液および糞便中の核酸は、室温下、DNA/RNA Shield中で効果的に安定化される。


コントロールDNAおよびRNAを添加した唾液、糞便をDNA / RNA Shield 中で室温保存し、上図中の経過日数で核酸を精製し、(RT) qPCRによって解析した。コントロールとしてHSV-1とHIV (AcroMetrix, Thermo Fisher Scientific)を用いた。



DNA / RNA Shieldを用いて室温で保存した細胞試料から, 直接RNAを精製した。本製品を用いて保存した試料のRNAが分解していないことが分かる。



DNA/RNA Shieldを使用し、室温下で1か月間保存した試料の細菌叢の推移を解析した。上図に示した経過日数の試料からDNAをZymoBIOMICS DNA Mini Kit (#D4300, p.8参照) を用いて抽出し、16S rRNA遺伝子に対する細菌叢の構成のプロファイリングを行った(Genus Composition)。 DNA/RNA Shieldを用いた場合(右図)、試料は安定的に保存され、細菌叢構成に変化は見られなかった。



感染性病原体(ウイルス、細菌、酵母)を含む試料をDNA/RNA Shield またはPBSで5分間処理し、不活化をプラークアッセイ(ウイルス)および グロースアッセイ(細菌・酵母)で確認した。

溶液のみのタイプ

[メーカー:ZYR]

| 適応試料 | 品名 | タイプ | DNA / RNA Shield量 | 試料量 | 商品コード | 包装 | 価格(¥) |
|-------------------------|---------------------|------|----------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 動物/微生物の細胞や組織 | DNA / RNA Shield | 溶液のみ | 50 ml | 試料により 異なる | R1100-50 | 50 ml | 13,000 |
| 到100~100至1000和1000年1100 | DIVA / KIVA Silielu | | 250 ml | | R1100-250 | 250 ml | 45,000 |
| 血液などの生体液試料 | DNA / RNA Shield | 合成のの | 25 ml | | R1200-25 | 25 ml | 13,000 |
| | (2 × concentrate) | | 125 ml | | R1200-125 | 125 ml | 45,000 |

チューブ入りタイプ

[メーカー:ZYR]

| | | | | | | | [メーカー:ZYR] |
|----------------------|---|------------------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------|------------|
| 適応試料 | 品名 | タイプ | DNA / RNA Shield量 | 試料量 | 商品コード | 包装 | 価格(¥) |
| 全種類 | DNA/RNA Shield Collection Tube | 2 mlチューブ入り | 1 ml | ≦100 <i>μ</i> l | R1102 | 50 pieces | 39,000 |
| | Microbe Lysis Tube, DNA/RNA Shield | 2 mlチューブ入り | | | R1103 | 50 pieces | 49,000 |
| 微生物 | Microbe Lysis Tube, DNA/RNA Shield, with Swab | (Lysis用ビーズを含む) | 1 ml | ≦100 <i>μ</i> I | R1104 | 50 pieces | 59,000 |
| 組織 | Tissue Lysis Tube, DNA/RNA Shield | 2 mlチューブ入り (Lysis用ビーズを含む) | 1 ml | ≦100 <i>μ</i> I | R1105 | 50 pieces | 49,000 |
| 血液 | Blood Collection Tube, DNA/RNA Shield | 16×100 mm 真空チューブ入り | 6 ml | 3 ml | R1150 | 50 pieces | 88,000 |
| 糞便 | Fecal Collection Tube, DNA/RNA Shield | 15 mlチューブ入り (採取用スプーン付属) | 9 ml | 約1 mg / 1 ml | R1101 | 10 pieces | 18,000 |
| | | | 11 | < 100 41 | R1106 | 10 pieces | 14,000 |
| 口腔 鼻腔 | Collection Tube with Swab, | 5 mlチューブ入り | 1 ml | ≦100 <i>μ</i> I | R1107 | 50 pieces | 63,000 |
| _{界腔} 喉表面 | DNA/RNA Shield | (スワブ付属) | 01 | < 200 44 | R1108 | 10 pieces | 15,000 |
| "КХШ | | | 2 ml | ≦200 <i>μ</i> I | R1109 | 50 pieces | 68,000 |
| n 工 法 | Saliva Collection Kit, | DNA / RNA Shield + | 01 | 01 | R1210 | 10 kits | 15,000 |
| 唾液 | DNA/RNA Shield | 唾液採取用チューブ | 2 ml | 2 ml | R1210 | 50 kits | 70,000 |

酸

の

抽

出

精製

様々な環境試料に対応したDNA抽出キット

ZymoBIOMICS DNA Kit

Webページ番号 65463 Q 検索



哺乳動物の糞便、土壌、植物/種子、細菌/真菌細胞、バイオフィルムや水などの試料に含まれる細菌、 真菌類、原生動物、藻類、ウイルス、ミトコンドリアおよび宿主のDNAを抽出するキットです。グラム陽性/ 陰性バクテリア、真菌類、原生動物、藻類、ウイルスなどを効果的に溶解し、阻害物質を含まないDNAが 得られます。細菌叢およびメタゲノム解析に最適です。

※ 16S rRNA遺伝子のqPCRにより、キットに微生物の混入がほぼ無いこと(溶出液1μl中にバクテリアゲノムのコピー数が3以下)を確認しています。

製品ラインナップと仕様

| | E | 占名 | Microprep | Miniprep | 96 Kit | 96 MagBead Kit | |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 使用回数 フォーマット 破砕方法* | | 月回数 | 50 preps | 50 preps | 2×96 preps | 2×96 preps | |
| | | ーマット | スピンカラム BashingBead lysis tube | | 96 well BashingBead lysis rack | | |
| | | ·方法 [*] | | | | | |
| | 哺 | 乳類糞便 | ≦100 mg | ≦200 mg | ≦100 |) mg | |
| | 土壌 | | ≦100 mg | ≦250 mg | ≦100 mg | ≦200 mg | |
| 抽 | 細 胞 | 湿重量 | 5 ~ 20 mg | 50∼100 mg | 5 ~ 20 mg | 5 ~ 20 mg | |
| 出 | | 細菌 | 2×10 ⁸ cells | 1×10^9 cells | 1 × 10 ⁸ cells | 2×10^8 cells | |
| 試 | | 酵母 | 2×10^7 cells | 1×10^8 cells | 1×10^7 cells | 2×10^7 cells | |
| 料 | | 哺乳動物 | 2×10^6 cells | 1×10^7 cells | 1 × 10 ⁶ cells | 2×10^6 cells | |
| | 水、スワブ試料 | | 250μ1, または水試料をろ過したフィルター | | | | |
| | DNA/RNA Sheild保存試料 | | 250 μ Ι | 250 μ Ι | 200 μ Ι | 250 μ Ι | |
| DNA結合量 精製DNAサイズ | | 結合量 | 最大5 μ g | 最大25 μ g | 最大5 μ g | 最大10 <i>μ</i> g | |
| | | NAサイズ | | 平均15 | ~20 kb | · | |
| 適 用 | | | PCR, アレイ | ,16S rRNA遺伝子シークエン | シング、ショットガン・シークエン | シングなど | |

^{*} 破砕用ビーズ・試薬(lysis matrix)が付属しない製品もあります。また、96 Kitと96 MagBead Kitはビーズ入りチューブで破砕する製品もあります(下記参照)。

[メーカー:ZYR] 品 名 使用回数 商品コード 包装 価格(¥) D4301 57.000 1 kit with lysis matrix 50 preps ZymoBIOMICS DNA Micro Kit without lysis matrix 50 preps D4305 1 kit 39.000 D4300T 8,000 5 preps 1 kit with lysis matrix ZymoBIOMICS DNA Mini Kit 50 preps D4300 1 kit 57.000 without lysis matrix 50 preps D4304 1 kit 39.000 without lysis matrix D4307 120.000 2 × 96 preps 1 kit ZymoBIOMICS-96 DNA Kit with BashingBead lysis rack 2 × 96 preps D4303 1 kit 179,000 D4309 179,000 with BashingBead lysis tube 2×96 preps 1 kit without lysis matrix 2×96 preps D4306 1 kit 123,000 ZymoBIOMICS-96 MagBead DNA Kit with BashingBead lysis rack 2×96 preps D4302 1 kit 182,000 with BashingBead lysis tube 2 × 96 preps D4308 1 kit 182.000

操作方法概略

■ ZymoBIOMICS DNA Mini Kit



Bead入りチューブに試料を 添加し、試料破砕装置で処理。 ライセートをZymo-Spin IV spin filter に添加し、フィルター処理。 上清をZymo-Spin ⅢC-Z column に添加し、DNAを洗浄。

回収試料をZymo-Spin IV-HRC spin filterに添加し、PCR阻害物質を除去。


■ ZymoBIOMICS-96 Kit



ZR BashingBead lysis rack / tubeに試料とBeadsを添加し、試料破砕装置で処理。


上清を96-well plateに添加, Binding bufferと混合, Vortex にかける。 Collection plateをセットした Zymo-Spin I-96-Z plateに 上清を添加, DNAを2回洗浄。 Elution plateをセットする。 Elution plateをセットした Zymo-Spin I-96-Z plateに 回収したDNA溶液を添加。

■ ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit




糞便80 mgから本製品または他社製品(A, B, C)を用いてDNAを抽出し (100 μ I), そのうち6 μ Iを1.0% (w/v)アガロース/EtBrゲルで各3回 分析した。

L:1 kbラダーマーカー




本製品、HMP Protocol*または他社製品を用いて、ZymoBIOMICS Microbial Community Standard I (p.4参照)からDNAを抽出、精製した。v3-4領域を標的とするプライマーを用いて、各DNA試料から16S rRNAを増幅し、Illumina-MiSeq (2×250 bp)により解析した。組成のプロファイルは、ZymoBIOMICS Microbial Community Standard I に含まれる8種類の異なる細菌種の既知16S rRNA遺伝子に対する単位複製配列解析後の配列数に基づいて決定した。4種類のDNA抽出、精製法で唯一本製品だけが、理論値に近いバイアスのないプロファイルを示した。

* Human Microbiome Project fecal DNA extraction protocol




本製品では、特にPCR阻害物質の多い試料を用いた場合でも阻害物質を含まないDNAを得ることができる。

本製品または他社製品を用いてPCR阻害物質を多く含む試料から回収した溶出液のPCRへの影響をリアルタイムPCRで評価した。各キットの溶出液が10%または35%となるように、Brettanomyces DNAを25 ng含む反応液に添加し、PCR阻害物質の残存を検証した。Brettanomyces DNAの増幅の遅延または非増幅の結果は、PCR阻害物質の除去が不十分であることを示す。




4種類の方法でヒト糞便200 µ Iから抽出したDNAをPBS(10% m/v)に懸濁し、 16S rRNA遺伝子シークエンシングを行った。本製品で抽出したDNAは、収率向上 が顕著であり(上図)、また溶解しにくいグラム陽性菌の存在比が大きくなり (下図)、溶解しにくい試料からでも効率的にDNAが抽出できることがわかる。

■ ZymoBIOMICS 96 MagBead DNA Kit (ハイスループットに対応)




阻害物質を多量に含む試料からのDNAの回収の比較

本製品および他社製品を用いてPCR阻害物を多く含む試料からDNAを回収し、リアルタイムPCRにより評価した。PCR反応液は10%(緑色)または35%(黄色)の溶出液を含み、Brettanomyces DNAを10 ng添加した。Brettanomyces DNAの増幅遅延は阻害物質除去効率が低いことによるPCRの阻害を示す(N=8)。




20 mgの糞便から精製したDNAのA_{280 / 230}値の比較

本製品を用いて得られた精製DNAはA_{260/230}値≧1.80で,他社製品と比較して高品質なDNAが得られることが示された。



本製品を用いたE. coli およびH. pylori からのDNAの効率的な抽出

1×10⁶個の志賀毒素産生大腸菌を添加した糞便および*H. pylori*を添加した糞便を段階希釈し、各試料から本製品を用いてDNAを抽出した後、qPCRにより増幅した(N=8)。結果、希釈率1,000:1でも効果的なDNA精製およびqPCRによる増幅ができた。



80 mgの糞便を, 各製品のプロトコルに従って処理した。各DNAは, 100 μ lの ZymoBIOMICS DNase / RNase Free Waterを用いて溶出し, その6 μ lを 1.0% (w/v) のアガロース / EtBrゲル中で分析した (N=3)。 L:1 kbラダーマーカー

出

様々な環境試料に対応したRNA抽出キット

ZymoBIOMICS RNA Mini Kit

Webページ番号 65370 Q 検索



哺乳動物の糞便、土壌、植物/種子、細菌/真菌細胞、バイオフィルムや水などの試料に含まれる細菌、 真菌類、原生動物、藻類、ウイルス、ミトコンドリアおよび宿主のRNAを抽出するキットです。グラム陽性/ 陰性バクテリア、真菌類、原生動物、藻類、ウイルスなどを、効果的に溶解し、阻害物質を含まない核酸が 得られます。細菌叢およびメタゲノム解析に最適です。


仕様

| フォーマット | スピンカラム |
|----------|------------------------------------|
| RNA結合量 | 最大100 μ g |
| 精製RNAサイズ | ≧17 nucleotides |
| 適 用 | RT-PCR, ハイブリダイゼーション, シークエンシングなど |

特長

- 核酸保存用試薬DNA / RNA Shieldが含まれており、試料や 核酸の安定した保存も可能です。
- 測定試料
 - 哺乳動物の糞便: ≦200 mg
 - 土壌:≦250 mg
 - 植物/種子:≦200 mg
 - 細菌/真菌:50~100 mg(湿重量) (細菌:10⁹ cells, 酵母:10⁸ cells, 哺乳動物細胞:10⁷ cells)
 - 水:250 μ lまたは水試料をろ過したフィルター

操作方法概略




Lysis tubeに試料, およびDNA / RNA Shieldを添加し、試料破砕装置で処理


上清をZymo-Spin IICG columnに 添加しDNAを除去, 洗浄

回収試料をZymo-Spin IV-HRC spin filterに添加、RT-PCR阻害物質を除去

使用例



本製品またはA社RNA抽出キットを用いてヒトの糞便からRNAを抽出 し、Agilent 2200TapeStationで比較分析を行った。本製品を用いて 抽出したRNAは、A社製品に比べて品質が高いことがわかる。



左図:本製品およびA社製品を用いて、ヒトの糞便から単離されたRNAを、 RT-PCRおよびPCRで増幅後(約150 bpフラグメント)にAgilent 2200 TapeStationによって分析した結果。PCRにおけるバンドの欠如は DNAフリーのRNAであることを示す。

右図:本製品に含まれるZymo-Spin IV-HRC spin filter使用時または 不使用時のRNAの増幅速度の比較。増幅サイクルの速さの違いは、 PCRの阻害物質が完全に除去されていることを示す。

| | | | [メ- | ーカー : ZYR |
|--------------------------|----------|---------|-------|-----------|
| 品 名 | 使用回数 | 商品コード | 包 装 | 価格(¥) |
| ZymoBIOMICS RNA Mini Kit | 50 preps | R2001 💢 | 1 kit | 83,000 |
| | | | | |

ビーズ式組織・細胞破砕装置 FastPrep-24 5G

Webページ番号



● 試料毎に最適な破砕条件(73種類)があらかじめ登録されており、カラータッチパネル 液晶で選択するだけで簡単に使用できます。

別売り試料ホルダーの使用により、多検体や大容量の試料、冷却しながらの処理も 可能です。

| 設定時間範囲 | 標準装備ホルダー | 電源 |
|---------------|------------------|-----------------------|
| 1~120秒間(1秒単位) | 2.0 ml専用チューブ:24本 | AC100~240 V, 50/60 Hz |

※ 詳細は、当社テクニカルサポート(機器担当)までお問い合わせ下さい。 TEL 03-5684-1619 FAX 03-5684-5643 e-mail: kiki@funakoshi.co.jp



 $38.5^{\text{W}} \times 47.2^{\text{D}} \times 49.0^{\text{H}} \text{ cm}, 26 \text{ kg}$

全核酸の抽出とDNAとRNAを分けて抽出するプロトコルに対応

ZymoBIOMICS DNA / RNA Miniprep Kit

Webページ番号 **65370 Q** 検索




哺乳動物の糞便、土壌、植物/種子、細菌/真菌細胞、バイオフィルムや水などの試料に含まれる細菌、 真菌類、原生動物、藻類、ウイルス、ミトコンドリアおよび宿主の核酸を抽出するキットです。同一の試料か らDNAとRNAの両方を抽出・精製することができます。細菌種によらずほぼ均一に溶解でき、阻害物質を含 まない核酸が得られます。細菌叢およびメタゲノム解析に最適です。


仕様

| フォーマット | スピンカラム |
|----------|--|
| RNA結合量 | 最大100 μ g |
| 精製RNAサイズ | ≧17 nucleotides |
| 適用 | PCR/RT-PCR, アレイ, 16S rRNAシークエンシング, ショットガン・シークエンシング, ハイブリダイゼーション など |

使用例



ヒトの糞便中の全核酸を本製品を 用いて抽出し、溶出液を1% TAE/ アガロース/EtBr ゲルで分離した。 A:1 kbラダーマーカー



Agilent 2200 TapeStationにより 分析した結果, 本製品で抽出した DNAおよびRNAは、インタクトな 状態であることがわかる。

特長

- DNA. RNAの個別精製または共溶出の2種類のプロトコル から選択できます。
- 核酸保存用試薬DNA / RNA Shield (p.6参照)が含まれて おり、試料や核酸の安定した保存も可能です。
- 測定試料
 - 哺乳動物の糞便:≦200 mg
 - 土壌:≦250 mg
 - 植物/種子:≦200 mg
 - 細菌/真菌:50~100 mg(湿重量)

(細菌:10⁹ cells, 酵母:10⁸ cells, 哺乳動物細胞:10⁷ cells)

水:250 μ lまたは水試料をろ過したフィルター

| [メーカー:ZYR] | | | | |
|------------|----------|--|--|--|
| и± | エ+々(×/) | | | |

| 品 名 | 使用回数 | 商品コード | 包 装 | 価格(¥) |
|------------------------------|----------|---------|-------|---------|
| ZymoBIOMICS DNA/RNA Mini Kit | 50 preps | R2002 🗙 | 1 kit | 106,000 |

ハイスループット対応のDNA / RNA用磁気ビーズ法キット

ZymoBIOMICS 96 MagBead DNA / RNA Kit

Webページ番号 68136 Q 検索



哺乳類の糞便、土壌、植物、環境水、バイオフィルム、スワブ、唾液や体液などの広範な試料を溶解し、磁気 ビーズを用いてそれらの試料中のグラム陽性/陰性細菌.真菌類.原生動物.藻類.ウイルス.ミトコンドリ アおよび宿主のDNAおよびRNAをバイアスなく効率的に単離できるハイスループットに対応したキットです。

特長

- DNA, RNAの個別精製または共溶出の2種類のプロトコル から選択できます。
- 核酸保存用試薬DNA / RNA Shield(p.6参照)が含まれて おり、試料や核酸の安定した保存も可能です。

| 試料の種類 | 最大処理量 |
|--|---|
| 糞便 | 50 mg |
| 土壌 | 50 mg |
| 液体試料*, スワブ | 250 μ Ι |
| 細胞 (DNA/RNA ShieldまたはPBSなどの 等張バッファー中に懸濁) | 5~20 mg(湿重量) 2×10⁸ cells(バクテリア) 2×10⁷ cells(酵母) 2×10⁶ cells(哺乳動物) |
| DNA/RNA Shield処理済み試料(10% v/v) | 250 μ Ι |

| 得られる核酸のサイズ | ≧17 nt(DNA / RNA) | | |
|-----------------------|---|--|--|
| 得られる核酸の純度 | $A_{260}/A_{280} > 1.8$, $A_{260}/A_{230} > 1.8$ | | |
| MagBinding beadsへの結合能 | ~20 μ g DNA / RNA (30 μ l MagBinding beads当たり) | | |
| 溶出液量 | 50μι(個別精製・共溶出いずれの場合も) | | |

「メーカー:ZYR]

| 品 名 | 使用回数 | 商品コード | 包 装 | 価格(¥) |
|------------------------|------------|---------|-------|---------|
| ZymoBIOMICS 96 MagBead | 96 preps | R2135 🗙 | 1 kit | 78,000 |
| DNA/RNA Kit | 4×96 preps | R2136 🗙 | 1 kit | 249,000 |

*環境水などの場合は、フィルター(別途用意が必要)ろ過後、ZR Bashing Bead Lysis Tube (#S6012-50)を用いて破砕して下さい。

酸

の

抽

出

宿主(哺乳動物)由来DNAの混入を抑えて抽出できます

HostZERO Microbial DNA Kit

Webページ番号 68111 Q 検索




真核生物由来の唾液・スワブ・体液試料から、真核細胞のみを選択的に溶解することで宿主(真核生物) 由来DNAを除去し、微生物由来DNAを精製するキットです。

特長

- 宿主由来DNAを90%以上除去したDNAが得られます。
- 微生物由来DNAが85%以上の収率で得られます。
- 得られたDNAは、試料中の微生物組成プロファイルを最大 限維持しています。
- 精製に要する時間の合計は1.5時間以下で、実際の操作 時間は約30分です。
- ※ 凍結・融解を行った試料や、微生物菌体の完全性に影響を与える溶液中 で保存した試料から精製を行った場合、微生物由来DNAが得られない 場合があります。また、本製品は組織、血液試料や、DNA/RNA Shield 中で保存した試料からのDNA精製には適していません。

| 測定試料 | 唾液, スワブ, 体液試料: 200 μ l | |
|-------------|------------------------|--|
| DNA結合量 | ≦ 5 μ g | |
| 溶出液量 | 20 μ Ι | |
| 宿主由来DNAの除去率 | ≧90% | |

操作方法概略





solutionを添加し、宿主由来 DNAを分解する。


tubeに添加し、破砕する。

column に添加してDNAを洗浄。

使用例







本製品によるヒトDNAの分解

ヒト唾液試料から本製品または他社製品を 用いてDNAを抽出し、qPCRによって精製し たDNAに含まれるヒト/微生物由来DNA量 を評価した。

本製品で精製したDNAを基にした微生物分布解析 ヒト唾液試料から本製品または他社製品を用いて DNAを抽出し、16S rRNA遺伝子(V3-V4領域)を標 的としてライブラリーを構築し、次世代シークエンス 解析(MiSeq, Illumina社)を行った。

ヒト唾液から精製した微生物由来DNAの 収量の比較

ヒト唾液試料から本製品または他社製品 を用いてDNAを抽出し、qPCRによって精 製DNA量を評価した。

※Controllは、微生物および宿主由来DNAの両方を精製するZymoBIOMIC DNA Microprep Kit(p.8参照)を使用した結果を示している。

[メーカー·7YR]

| 品 名 | 使用回数 | 商品コード | 包装 | 価格(¥) | |
|----------------------------|----------|-------|-------|--------|--|
| HostZERO Microbial DNA Kit | 50 preps | D4310 | 1 kit | 97,000 | |

各種環境試料からの核酸抽出に最適化されています

Quick DNA / RNA Kitシリーズ

微生物

溶菌が困難な真菌類,グラム陽性/陰性細菌,藻類または原虫からDNA/RNAを抽出・精製できます。 有機溶媒やプロテアーゼは使用しません。

| | Quick-D | NA Fungal | / Bac | terial Kit | ١ | Webページ | 番号 | 448 | Q 検索 | | | | [メ- | ーカー : ZYR] |
|---|------------|------------------------|--------|------------|-----------------------|-----------------------|-----|----------|-----------------|---------|------|-------|-------|------------|
| | タイプ 使用回数 | | フォー | | 試料量 | | | DNA | | 精製DNA | | 商品 | 包装 | 価格(¥) |
| | メイン | 使用凹数 | マット | 真菌,細菌(湿重量) | 細菌 | 酵母 | 軟組織 | 回収量 | 液量 | サイズ | 時間 | コード | 己衣 | 1四代は(羊) |
| N | /licroPrep | 50 preps | 7125 | 10∼20 mg | 2×10^8 cells | 2×10^7 cells | - | ≦5μg | ≧10 <i>μ</i> Ι | ≦40 kb | 15分 | D6007 | 1 kit | 30,000 |
| é | MiniPrep | 50 preps | スピンカラム | 50∼100 mg | 10 ⁹ cells | 10 ⁸ cells | ı | ≦25 μ g | ≧35 <i>μ</i> Ι | | 1373 | D6005 | 1 kit | 28,000 |
| | MidiPrep | 25 preps | 73.74 | 250∼500 mg | 5×10^9 cells | 5×10^8 cells | 1 g | ≦125 μ g | ≧150 <i>μ</i> I | 100 bp∼ | 20分 | D6105 | 1 kit | 73,000 |
| 4 | 96 kit | 96 kit 2×96 preps 96 v | | 10∼20 mg | 2×10^8 cells | 2×10^7 cells | - | ≦5μg | ≧25 <i>μ</i> Ι | 40 kb | 40分 | D6006 | 1 kit | 108,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Quick-RN | Quick-RNA Fungal / Bacterial Kit | | | | Webページ番号 🥘 | | | | | | [メーカー:ZYR] |
|-----------|----------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------------|
| タイプ | 使用回数 | フォー | | 試料量 | | | 溶出 | 操作 | 商品 | 包装 | 価格(¥) |
| 917 | 使用凹致 | マット | 真菌,細菌(湿重量) | 細菌 | 酵母 | 回収量 | 液量 | 時間 | コード | 己表 | 1川作(羊) |
| MicroPrep | 50 preps | スピン | 10∼20 mg | 2×10^8 cells | 2×10^7 cells | ≦10 μ g | ≧6 <i>μ</i> Ι | 104 | R2010X | 1 kit | 47,000 |
| MiniPrep | MiniPrep 50 preps | | 50∼100 mg | 10 ⁹ cells | 10 ⁸ cells | ≦50 μ g | ≧25 <i>μ</i> I | 10分 | R2014× | 1 kit | 47,000 |

組織・昆虫

昆虫、節足動物、哺乳動物組織などの試料から核酸を抽出・精製するキットです。

| Quick-DN | A Tissue / Iı | nsect Kit | | Webページ番号 1204 Q 検索 | | | | | | [メーカー:ZYR] | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------|------------------------|----------------|----------|-------|-------|-------|------------|--|--|--|
| タイプ | 使用回数 | フォーマット | 試料量 | DNA回収量 | 溶出液量 | 精製DNAサイズ | 操作時間 | 商品コード | 包装 | 価格(¥) | | | |
| MicroPrep | 50 preps | スピンカラム | ≦10 mg | ≦ 5μg | ≧10 <i>μ</i> I | ≦40 kb | 15分 | D6015 | 1 kit | 30,000 | | | |
| MiniPrep | 50 preps | | ≦50 mg | ≦ 25 <i>μ</i> g | ≧35 <i>μ</i> Ι | | 19,77 | D6016 | 1 kit | 30,000 | | | |
| 96 kit | 2×96 preps | 96 well | ≦10 mg | ≦5μg | ≧25 <i>μ</i> I | | 40分 | D6017 | 1 kit | 108,000 | | | |

| Quick-RNA | Tissue / Ir | sect Kit | | Webページ | [メーカー:ZYR] | | | | |
|-----------|-------------|----------|--------|----------------|---------------|------|--------|-------|--------|
| タイプ | 使用回数 | フォーマット | 試料量 | RNA回収量 | 溶出液量 | 操作時間 | 商品コード | 包装 | 価格(¥) |
| MicroPrep | 50 preps | スピンカラム | ≦10 mg | ≦10 <i>μ</i> g | ≧6 <i>μ</i> Ι | 10分 | R2030× | 1 kit | 47,000 |

糞便・土壌

糞便または粘土や砂, 泥炭などの土壌試料からバクテリア, 菌類, 藻類, 原虫など様々な微生物やウイルスの核酸を抽出・精製できます。

| Quick-D | タイプ 使用回数 フォーマット | | | | | -ジ番号(| 496 | Q 検索 | 表 | | | [メ- | ーカー : ZYR] |
|-----------|-----------------|-----------|---------|--------------|------------|-------|----------|-----------------|----------|------|-------|-------|------------|
| カノゴ | 康田同粉 | (市田同数 フォー | 試料量 | | | DNA | 溶出 | 精製 | 操作 | 商品 | 与壮 | 価格(¥) | |
| ツ1フ | 使用凹致 | マット | 糞便 | 土壌 | 真菌,細菌(湿重量) | 水試料 | 回収量 | 液量 | DNAサイズ | 時間 | コード | 己表 | 1曲1台(羊) |
| MicroPrep | 50 preps | 7125 | ≦50 mg | < 250 | ≦20 mg | 試料回収 | ≦5 μ g | ≧10 <i>μ</i> I | | 15分 | D6012 | 1 kit | 41,000 |
| MiniPrep | 50 preps | | ≦150 mg | ≥230 mg | ≦100 mg | フィルター | ≦25 μ g | ≧50 <i>μ</i> Ι | ≤40 kb | 1371 | D6010 | 1 kit | 41,000 |
| MidiPrep | 25 preps | 7374 | ≦375 mg | ≦ 5 g | ≦500 mg | _ | ≦125 μ g | ≧150 <i>μ</i> I | =40 KD | 25分 | D6110 | 1 kit | 88,000 |
| 96 kit | 2×96 preps | 96well | ≦100 mg | ≦200 mg | ≦20 mg | | ≦5 μ g | ≧50 <i>μ</i> Ι | | 50分 | D6011 | 1 kit | 125,000 |
| 96 kit | 2×96 preps | 96well | ≦100 mg | ≦200 mg | ≦20 mg | _ | ≦5 μ g | ≥50 <i>μ</i> I | | 50分 | D6011 | 1 kit | 125,000 |

| Quick-R | NA Feca | l / Soil Mic | r obe Kit Web^ | ページ番号 | 4801 | <u> </u> | 検索 | | | [メ- | ーカー : ZYR] |
|-----------|----------|--------------|-------------------------------|---------|------------|---------------|----------|--------------|---------|-------|------------|
| タイプ | 使用回数 | フォーマット | | 試料量 | RNA 回収量 | 溶出 液量 | 操作 時間 | 精製 RNAサイズ | 商品が出 | 包装 | 価格(¥) |
| MicroPrep | 50 preps | スピンカラム | 土壌や汚泥,沈渣,糞便(哺乳動物や鳥類など),微生物,菌類 | ≦250 mg | 10 μ g | ≧6 <i>μ</i> Ι | 10分 | ≧17 nt | R2040 X | 1 kit | 63,000 |

植物・種子

植物の葉, 茎, 芽, 花, 果実, 種子などから核酸を抽出・精製できます。 多糖類, ポリフェノール, タンニンのほかPCR阻害物質は除去されます。

| Quick-l | DNA Plant | / Seed Kit | | Web^ | ージ番 | 号 807 | Q 検索 | | | [メ- | ーカー:ZYR] |
|----------|--------------|------------|-------------|---------|------------|----------------|--------------|------|-------|-------|----------|
| タイプ | 使用回数 | フォーマット | 試料 | 試料量 | DNA 回収量 | 溶出液量 | 精製DNA サイズ | 操作時間 | 商品コード | 包装 | 価格(¥) |
| MiniPrep | 50 preps | スピンカラム | 葉, 茎, 芽, 花, | ≦150 mg | ≦25 μ g | 25 μg ≧50 μl | | 15分 | D6020 | 1 kit | 38,000 |
| 96 Kit | 2 × 96 preps | 96 well | 果実, 種子 | ≦80 mg | ≦5 μ g | ≧50 <i>μ</i> Ι | ≦40 kb | 50分 | D6021 | 1 kit | 125,000 |

| Quick- | RNA Plant | Kit | We | bページ | 潘号 | 3553 | Q 検索 | E | | [| メーカー:ZYR] |
|----------|-----------|--------|--------------------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------|-----------|
| タイプ | 使用回数 | フォーマット | 試料 | 試料量 | RNA 回収量 | 溶出 液量 | 操作 時間 | 精製 RNAサイズ | 商品 コード | 包装 | 価格(¥) |
| MiniPrep | 50 preps | スピンカラム | 葉, 茎, 芽, 花, 果実, 種子 | 150 mg | ≦50 <i>μ</i> g | ≧25 <i>μ</i> Ι | 10分 | ≧17 nt | R2024 🗙 | 1 kit | 55,000 |

PCR由来のバイアスやキメラ形成を抑えてライブラリーを構築できます

Quick-16S NGS Library Prep Kit

Webページ番号 68084 Q 検索

リアルタイムPCRにより増幅を行い、わずか1.5時間で16S rRNA遺伝子ライブラリーを作製することができるキットです。作製したライブラリーは、Illumina社 MiSegなどの次世代シークエンス解析に使用できます。

特長

- PCR増幅後、Clean-upは酵素処理で行います。従来の磁性 ビーズを用いた場合に比べ、短時間で操作が完了します。
- リアルタイムPCRで増幅を行うため、PCR産物を直接定量 することが可能です。ゲル電気泳動やその他の解析装置 を用いた定量を行う必要はありません。
- 最新の16Sリファレンスデータベースに基づいて作製した 16S V1-V2および16S V3-V4領域に対するプライマーを使 用します。細菌の系統的カバー範囲が増加し、古細菌も 含む最良の細菌叢 プロファイリングが可能となります。

| | | ・範囲が増加 ングが可能 | となり | |
|-------|----------|-----------------|-------|---------|
| | 使用回数 | 商品コード | 包装 | 価格(¥) |
| IZ'i | 24 tests | D6410 | 1 kit | 63,000 |
| p Kit | 96 tests | D6400 | 1 kit | 195,000 |

| | 本製品 | 他社製品 |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| 操作時間 | 1.5時間 | ≧4時間 |
| 試料DNA | 事前のノーマライズ不要 DNA濃度の範囲:5~20 ng/ μ l | 事前にノーマライズおよび 定量が必要 |
| 構築ライブラリーの 系統学的カバー範囲 | 標準的なプライマーよりも 極めて広い | 狭い |
| PCR後の精製 | キットに含まれる酵素での 1ステップ処理で迅速かつ簡便 | 市販の精製キットによる 複数回の精製 |
| バーコード配列の付加に必要なチューブ数 | 20本 (96試料あたり) | 96本 (96試料あたり) |
| PCRキメラ発生の 抑制 | <2%に抑制 | 抑制していない |
| 構築したライブラリー の定量 | 定量的PCR (キットに試薬が含まれる) | ゲル電気泳動やBioanalyzerで 定量(キットに試薬を含まない) |

使用例


12


Theoretical

本製品


Quick-16S NGS Library Pre

品 名





HMP Protocol (30 Cycles) EMP Protocol (35 Cycles)



PCRキメラの発生について

本製品および細菌叢研究分野における標準的なプロトコル2種により、等量の糞便由来 DNAからライブラリーを構築した際に生じたPCRキメラについて比較した。生じたPCRキメラ は、Uchimeアルゴリズムで検出した。

本製品はリアルタイムPCRを用いることにより、PCRキメラが生じない適切なサイクル数を確認できる。

HMP Protocol(米国NIHのHuman Microbiome Projectのプロトコル) EMP Protocol(米国Earth Microbiome Projectのプロトコル)

ライブラリー構築時に生じるバイアスについて


本製品および細菌叢研究分野における標準的なプロトコル2種により、ZymoBIOMICS Microbial Community DNA Standardを試料として16S rRNAライブラリーを構築した。その後シークエンシングを行い、ライブラリー構築時に生じるバイアスについて比較した。本製品で構築したライブラリーはバイアスが少なく、理論値(Theoretical)に近いことが分かる。

HMP Protocol(米国NIHのHuman Microbiome Projectのプロトコル) EMP Protocol(米国Earth Microbiome Projectのプロトコル)

構築したライブラリーの系統学的カバー範囲について

本製品に含まれる2組のプライマーセット(「Quick-16S primer set V1-V2」と「Quick-16S primer set V3-V4」)と、細菌叢研究分野における標準的なプライマーセットで構築したライブラリーの系統学的カバー範囲について比較した。本製品で構築したライブラリーが、バクテリア・古細菌を系統学的に広くカバーしていることが分かる。

HMP(米国NIHのHuman Microbiome Projectのプライマーセット)
Loman Lab(英国バーミンガム大学Loman研究室のプライマーセット)
Klindworth(独国マックス・プランク研究所Klindworth氏の文献*に記載のプライマーセット)
* Klindworth, A., et al., Nucleic Acids Res., 41 (1), e1 (2013).



– 14 -

qPCRによるヒト/細菌/真菌類のgDNA定量キット

Femto DNA Quantification Kit

Webページ番号 61807 **Q** 検索




1μlの試料中に含まれるヒト、細菌または真菌類のわずか20 fgのDNAを、qPCRにより簡便かつ迅速に 定量できるキットです。感度と特異性が高く、試料中に他の生物由来のDNAが含まれる場合でもそれぞれ の生物種由来のDNAを定量できるため、次世代シークエンシングやメタゲノム分析などに最適です。

特長

- 1 μ lの試料中のわずか20 fgのDNAが定量できます。
- 特異性が高いため、標的以外の生物種のDNAが混入して も標的生物種のDNAの検出または定量に影響しません。
- qPCR Premixには、蛍光色素SYTO 9が含まれています。
- 多くのリアルタイムaPCR装置に対応します。
- 測定試料: 生体液, 培養液/環境試料から精製したDNA
- 検出限界:ヒト ⇒ 1コピー以下 *E. coli* ⇒ 5コピー以上 酵母(*S. cerevisiae*) ⇒ 2コピー以上

「メーカー: ZYR] 商品コード 品 名 包装 価格(¥) E2005 40,000 Femto Human DNA Quantification Kit 1 kit E2006 1 kit 40,000 Femto Bacterial DNA Quantification Kit Femto Fungal DNA Quantification Kit E2007 1 kit 40,000



異なる試料から抽出,精製したDNAのFemto Bacterial DNA Quantification Kit (#E2006)を用いた増幅試験例

各製品の詳細・最新の価格は、フナコシWebから簡単に検索できます!

↓ココを選択!




https://www.funakoshi.co.jp/

次世代シークエンサーを用いた細菌叢の メタゲノム解析受託サービス



Webページ番号 45963 **Q** 検索

糞便や土壌, 唾液など, 各種試料に存在する細菌叢の遺伝子解析を行い, 系統分類, 同定を行う受託サー ビスです。次世代シークエンサーを用いて細菌叢の Taxonomic Profiling および Shotgun Sequencing を行い ます。




Taxonomic Profiling:

16S rRNA遺伝子の可変領域(V3, V4領域)のシークエンシングを行い、細菌叢を分類、同定します。 高感度な解析により、希少なバクテリアや古細菌の属を同定できます。

Shotgun Sequencing :

ショットガンシークエンシング法により細菌叢のゲノム解析を行い、配列を決定します。 最先端のバイオインフォマティクス解析により、微生物を同定できます。

論文に使用可能なデータ形式で、解析結果を納品します(下図参照)。



本サービスの16S rRNA遺伝子のシークエンシング結果から 作成した,5種類の試料における細菌叢の組成(属)解析。

本サービスによりヒト糞便試料中に存在する主要な 微生物種を同定した。

サービスの詳細、ご注文方法については、当社受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。

※ご依頼内容に応じて個別にお見積りいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2019年11月1日現在です。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(ZYR)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。
- 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。医薬品、診断用医薬品 食品、食品検査等の用途には使用できません。
- 「印の製品は,毒性があるため,取り扱いに注意または厳重な注意が必要です。製品は鍵の 掛かる場所に保管して下さい。添付されているデータシートや商品ラベルをよくお読み下さい。
- ※ -80℃印は、-80℃での保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到着後、直ちに -80°Cフリーザー等にて保存して下さい。
- * 本文中"#"以下の英数字は、商品コードを表しています。* 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、Zymo Research社の商標または登録商標です。
- 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

販売店

日本総代理店 フナコシ株式会社



https://www.funakoshi.co.jp/ e-mail:info@funakoshi.co.jp 試薬に関して: TEL 03-5684-1620 FAX 03-5684-1775 e-mail: reagent@funakoshi.co.jp

受託に関して: TEL 03-5684-1645 FAX 03-5684-6539

e-mail: iutaku@funakoshi.co.ip

