



BioWest [メーカー略称: BWT]

EU産 FBS(ウシ胎児血清)

特別価格キャンペーン



キャンペーンの詳細はWebページ番号

71824



- ISO9001規格に基づいて製造
- 厳格な品質チェック
- 原料までトレース可能

EU産 FBS [メーカー略称: BWT]

商品コード: S1400-500

¥33,000 / 500 ml

品質検査項目

- 無菌試験
- ウイルス(BVD、IBR、PI3)
- pH
- 浸透圧
- エンドトキシン
- ヘモグロビン
- 総タンパク質
- 細胞増殖試験 (HeLa、L929、SP2/0-AG14、MRC-5)
- マイコプラズマ

ロットチェック用サンプル品のお申し込みはオンラインで!

FBS(500 ml)を10本以上ご購入予定の場合、ロットチェック用のサンプル品(30 ml)をご提供します!

サンプル品のお申し込みはこちら

71824



※フナコシWebからのお申し込みにはログインが必要です。登録がお済みでない方は、フナコシWeb会員登録をお願いします。

販売店経由でもお申し込みいただけます。ご不明な点は当社血清担当までお問い合わせ下さい。

(フナコシ 血清担当 ☐ kessei@funakoshi.co.jp)



培地に添加するだけ!
強力な抗菌効果!

ZellShield

無料サンプル品あり

培地に添加することで、バクテリアなどのコンタミネーションから培養細胞を守ります。※キャンペーン対象外。

製品の詳細はこちら

3910



こちらもおススメ

MB minerva
biolabs®

[メーカー略称: MNV]

キャンペーン期間：2024年11月1日～2025年2月28日

funakoshi

FRONTIERS IN LIFE SCIENCE

研究用 www.funakoshi.co.jp

cytiva

Cytiva [メーカー略称:HYC]

HyCloneブランド カナダ産 FBS

特別価格キャンペーン



キャンペーンの詳細はWebページ番号

71823



カナダ産 FBS [メーカー略称:HYC]

商品コード：SH30396.03

¥49,800 / 500 ml

- ろ過滅菌：0.1 μ m × 3回
- ヘモグロビンレベル： \leq 25 mg/dl
- エンドトキシンレベル： \leq 25 EU/ml
- 下記試験項目に合格しています。

試験項目

- エンドトキシン (LAL試験またはEPに準拠)
- ウイルステスト (9 CFR 113.53準拠)
 - Bluetongue (ブルータング)
 - Bovine Adenovirus (ウシアデノウイルス)
 - Bovine Parvovirus (ウシパルボウイルス)
 - Bovine Respiratory Syncytial Virus (ウシRSウイルス)
 - Bovine Viral Diarrhea Virus (ウシウイルス性下痢ウイルス)
 - Rabies (狂犬病)
 - Reovirus (レオウイルス)
 - Cytopathogenic Agents (IBRなど)
 - Hemadsorbing Agents (PI3など)
- ヘモグロビン
- 無菌試験 (USP、EPに準拠)
- 細菌および真菌
- マイコプラズマ
- 生化学アッセイ
- 電気泳動解析

ロットチェック用サンプル品のお申し込みはオンラインで！

FBS(500 ml)を10本以上ご購入予定の場合、ロットチェック用のサンプル品(30 ml)をご提供します！

サンプル品のお申し込みはこちら

71823



※フナコシWebからのお申し込みにはログインが必要です。登録がお済みでない方は、フナコシWeb会員登録をお願いします。

販売店経由でもお申し込みいただけます。ご不明な点は当社血清担当までお問い合わせ下さい。

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2024年11月1日現在です。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

www.funakoshi.co.jp | info@funakoshi.co.jp

血清に関して：☒ kessei@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645

試薬に関して：☒ reagent@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1620

funakoshi

@Funakoshi_CoLtd

フナコシ株式会社

FUN-7814 (2024.11)