

# jetPRIME/INTERFERin サンプルモニター募集!

詳細はこちら <http://www.funakoshi.co.jp/contents/80619>

数量限定

PolyPlus-transfection社の高性能トランスフェクション試薬をお試し下さい!

PolyPlus-transfection社のトランスフェクション試薬 **jetPRIME** および **INTERFERin** (各0.1 ml)を無償でご提供いたします。ぜひこの機会をご利用下さい。

- ※ご使用後は3ヶ月以内にサンプル同梱のアンケート用紙にご記入いただき、当社テクニカルサポート(試薬担当)へFAXまたはメールにてお送り下さい。
- ※在庫無くなり次第終了とさせていただきます。予めご了承下さい。

## jetPRIME

DNA siRNA

非リポソーム型のトランスフェクション試薬です。HeLa, HEK-293, CHO細胞などの接着細胞に、高効率でプラスミドDNA / siRNAを導入できます。


- 導入操作が非常に簡単で、導入後の培地交換も不要です。抗生物質や血清存在下でも使用できます。
- 導入に必要な核酸と試薬は少量で済み、経済的です。また、細胞毒性が低く抑えられています。
- 本製品1.5 mlで、24ウェルプレートで培養した細胞では1,500回、6ウェルプレートで培養した細胞では350回導入できます。

【メーカー: PPU】


商品コード	包装	価格(¥)
114-01	1kit(0.1 ml) <b>モニター対象品</b>	13,000
114-07	1kit(0.75 ml)	81,000
114-15	1kit(1.5 ml)	134,000

- ※ご使用の細胞での導入実績については、当社テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。

jetPRIME



他社製品



### 細胞毒性の確認

jetPRIME(左)または他社製品(右)を用いて、pCMV-LucベクターをHeLa細胞に導入し、24時間後に位相差顕微鏡で細胞を観察した。jetPRIMEは他社製品と比べて細胞毒性が低いことが分かる。

詳細はこちら

## INTERFERin

siRNA


わずか1 nMのsiRNAで高効率の遺伝子発現抑制が可能なRNAi専用試薬です。

- siRNAを無血清培地で希釈して細胞に添加し、インキュベートするだけの簡単操作です。抗生物質や血清存在下でも使用できます。
- 接着細胞株、初代培養細胞では90%以上、浮遊細胞株でも80%の遺伝子発現抑制が可能です。
- 本製品1 mlで、96ウェルプレート中の細胞に1,200~1,600回導入できます。

【メーカー: PPU】

商品コード	包装	価格(¥)
409-01	0.1 ml <b>モニター対象品</b>	10,000
409-10	1 ml	66,000
409-50	5 × 1 ml	253,000

- ※ご使用の細胞での導入実績については、当社テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。



本製品を使用して、GL3Lucを発現するA549細胞にGL3Lucに対するsiRNAを血清存在下で導入し、48時間後にルシフェラーゼ活性を測定した。本製品は100 pM、10 pMの低siRNA濃度でも標的遺伝子の高い発現抑制効果が観察された。

詳細はこちら

裏面に無償サンプル品お申込み用紙があります。必要事項をご記入の上、ご利用の販売店担当者にお渡し下さい。

必要事項をご記入の上、ご利用の販売店担当者様へお渡し下さい。

記入日： 年 月 日

個人情報の取り扱いに関して  下記内容に同意して記入する

- ・ご記入いただいた情報は当社の個人情報保護方針([http://www.funakoshi.co.jp/privacy\\_policy](http://www.funakoshi.co.jp/privacy_policy))に基づき適切に取扱い、次のような目的に利用いたします。
  - (1) ご記入内容などの確認
  - (2) 当社へのお問い合わせや資料のご請求への対応
  - (3) 当社が取り扱う製品、サービスの変更案内やサポート情報の提供
  - (4) ご注文いただいた製品のお客様への直接の送付
- ・ご記入いただいた内容の確認のため、当社担当者よりご連絡もしくは訪問させていただく場合があります。
- ・個人情報保護管理者：フナコシ株式会社システム本部長 TEL 03-5684-1611
- ・個人情報に関するお問い合わせ先および開示・訂正・削除のお申し込み先：フナコシ株式会社総務部個人情報相談窓口  
TEL 03-5684-1611 FAX 03-5684-1614 e-mail: [privacy@funakoshi.co.jp](mailto:privacy@funakoshi.co.jp)

ご使用後は3ヶ月以内にサンプル同梱のアンケート用紙にご記入いただき、当社テクニカルサポート(試薬担当)へFAXまたはメールにてお送り下さい。

フィードバックに同意して、サンプルを申し込む

ご希望のサンプルにチェックを入れて下さい。

※1研究室につき2種類(各1点)までお申込みいただけます。

**jetPRIME (容量:0.1 ml)**  
商品コード: 114-01

**INTERFERin (容量:0.1 ml)**  
商品コード: 409-01F

お名前 <span style="float: right;">(フリガナ)</span>	
ご勤務先	ご所属部署
ご勤務先住所 〒	
TEL.	FAX
e-mail	

研究室教授・室長のお名前 <span style="float: right;">(フリガナ)</span>	
e-mail	

導入物質 :  Plasmid DNA    siRNA    その他 \_\_\_\_\_

使用細胞 :  株化細胞   細胞株名 \_\_\_\_\_

初代細胞   由来組織名 \_\_\_\_\_   細胞名 \_\_\_\_\_

現在使用中の他社試薬 :  なし    あり   製品名: \_\_\_\_\_   メーカー: \_\_\_\_\_

販売店ご担当者の方へ  
この応募用紙は、当社テクニカルサポート 試薬担当 (FAX: 03-5684-1775) へお送り下さい。

**■販売店記入欄**

社名(支店名までご記入下さい)		担当者名
TEL.	FAX	e-mail

**NOTE**

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2016年6月1日現在です。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、PolyPlus Transfection社の商標または登録商標です。

**販売店**

日本総代理店  
**フナコシ株式会社**  
 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号  
<http://www.funakoshi.co.jp/>   e-mail : [info@funakoshi.co.jp](mailto:info@funakoshi.co.jp)  
 試薬に関して : TEL 03-5684-1620 FAX 03-5684-1775  
 e-mail : [reagent@funakoshi.co.jp](mailto:reagent@funakoshi.co.jp)  
 受託に関して : TEL 03-5684-1645 FAX 03-5684-6539  
 e-mail : [jutaku@funakoshi.co.jp](mailto:jutaku@funakoshi.co.jp)