

# USDA Tested FBS

(ウシ胎児血清)

## 特別価格キャンペーン

# HyClone

GEヘルスケア・ジャパン(株)  
[メーカー:HYC]

Twitterはじめました！ @Funakoshi\_CoLtd

掲載品の  
Webページ番号 **81128**

**¥39,800** / 500 ml

[メーカー:HYC]  
商品コード: SH30910.03



HyCloneの高品質グレード(Characterized)FBSです。  
USDA(アメリカ合衆国農務省)によって口蹄疫(FMD)の  
非感染国として認定されている国々で採取した血液を  
原料としています。


- エンドキシンレベル :  $\leq 25$  EU/ml
- ヘモグロビンレベル :  $\leq 25$  mg/dl

品名	USDA Tested
商品コード	SH30910.03
グレード	Characterized
特長	高品質
ろ過減菌	0.1 $\mu$ mフィルター × 3回



### 評価用サンプルをご用意しています！

製品を10本以上購入予定の場合、ロットチェック用のFBSのサンプルをご提供いたします。  
フナコシWeb (<https://www.funakoshi.co.jp/inquiries/input/5>) または販売店経由でお申し込み下さい。



フナコシ 血清担当

✉: kessei@funakoshi.co.jp  
Tel. 03-5684-1645  
Fax 03-5684-6539



# EquaFETAL [イクア・フィータル]

## 特別価格キャンペーン



Twitterはじめました!

@Funakoshi\_CoLtd

掲載品の  
Webページ番号

**81129**

実績細胞例を掲載しています!



## EQUA FETAL とは?

FBSとほぼ同等  
(Fetal) (Equa)  
しかも  
ロットチェック不要!

ウシでは初乳摂取により初めて免疫応答系が働くため、血中免疫グロブリン量が増加してしまいますが、**EquaFETAL** は初乳摂取前の仔牛から採取することで、**ウシ胎児とほぼ同等**の血清となり、FBSと同様にお使いいただけます。


**¥29,800** / 500 ml

[メーカー: ATL]  
商品コード: EF-0500-A

### FBSと同等の性能!

	EquaFETAL	FBS	New born Calf Serum
総タンパク質 (g/dL)	3.0~4.5	3.0~4.5	4.0~6.5
IgG (µg/mL)	300	300	10,000
エンドトキシン (E.U./mL)	10	10	10
ヘモグロビン (mg/dL)	25	25	25
浸透圧 (mOsm/kg)	260~340	260~340	260~340

### ロットチェック不要!



本製品とFBSにおける細胞分裂:  
解凍後1~3回継代の結果


### 徹底したトレーサビリティ

自社のcGMP準拠施設において、独自で血液の採取から加工までを行っており、母牛の給餌から血液の採取、血清への加工までトレース可能です。このためロット差の少ない均質な血清製品の供給が可能です。

### 100%米国産!

評価用サンプルをご用意しています! オンラインでご請求下さい!

製品を10本以上購入予定の場合、ロットチェック用のFBSのサンプルをご提供いたします。  
フナコシWeb (<https://www.funakoshi.co.jp/inquiries/input/5>) または販売店経由でお申し込み下さい。



フナコシ 血清担当

✉: kessei@funakoshi.co.jp  
Tel. 03-5684-1645  
Fax 03-5684-6539

NOTE

※ 本紙に掲載されている価格は、2018年11月15日現在です。  
※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。  
※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。  
※ 記載されている会社及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。  
※ ご注文の際は、【品名、メーカー、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

**フナコシ株式会社**

Twitter @Funakoshi\_CoLtd

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号  
<http://www.funakoshi.co.jp/> e-mail: info@funakoshi.co.jp  
血清に関して: Tel. 03-5684-1645 Fax 03-5684-6539  
e-mail: kessei@funakoshi.co.jp



HYC-6337 (2018.11)