

期間 : 2019年5月15日～2019年7月15日

Biowest スペイン産



ウシ胎児血清 (FBS)

掲載品の
Webページ番号

81207



特別価格キャンペーン

Biowest社(メーカー略称: BWT)は、高品質なFBSを供給するメーカーとして、長年の経験・実績を持ち、フランス・パスツール研究所をはじめ、世界中の研究者の方から高い信頼を得ています。



スペイン産 FBS

商品コード: S1760

[メーカー略称: BWT]

特別価格

¥35,000 / 500 ml



特長

- ISO9001認証取得工場において製造されています。
- 各製造工程で厳格な品質チェックを行っており、原料までトレース可能です。
- ウイルスとマイコプラズマが陰性であることを検査済みです。
- 1ロット当たり通常1,200 L, 最大で2,000 Lの供給が可能です。

※同一ロットで500本以上の大量供給も承ります。

ロットチェック用サンプル品のお申し込みはオンラインで!

FBS(500 ml)を10本以上ご購入予定の場合、ロットチェック用FBSのサンプル品をご提供いたします。フナコシウェブ(<https://www.funakoshi.co.jp/inquiries/input/5>)または販売店経由でお申し込み下さい。ご不明な点は下記までお気軽にお問い合わせ下さい。



フナコシ 血清担当

e-mail: kessai@funakoshi.co.jp

Tel. 03-5684-1645 Fax 03-5684-6539

HyClone カナダ産



HyClone

HyClone Laboratories
(GEヘルスケア・ジャパン(株))
[メーカー:HYC]

ウシ胎児血清 (FBS)

掲載品の
Webページ番号

81206



特別価格キャンペーン



¥39,800 / 500 ml



カナダ産 FBS 商品コード: SH30396.03 [メーカー略称:HYC]

カナダで採取した血液を原料とした,
HyClone (メーカー略称:HYC) の高品質グレード
FBS (Characterized FBS)です。

- ろ過滅菌:0.1 μm × 3 回
- エンドキシンレベル : ≤25 EU/ml
- ヘモグロビンレベル : ≤25 mg/dl
- ※ 下記の試験項目および検査項目に合格しています。

試験項目	結果	試験項目	結果
エンドキシン (ゲル化法によるリムルス試験)	≤ 25 EU/ml	ウイルス検査 (米国連邦規則 9 CFR 113.53準拠) 蛍光抗体法	
ヘモグロビン (分光光度法)	≤ 25 mg/dl	ブルータンウイルス	検出されず
無菌性 (米国薬局方, 欧州薬局方)		ウシアデノウイルス	検出されず
細菌および真菌	生育せず	ウシパルボウイルス	検出されず
マイコプラズマ		ウシRSウイルス	検出されず
大容量直接培養	検出されず	ウシウイルス性下痢症ウイルス	検査済み
ヘキスト染色	検出されず	狂犬病	検出されず
USDA安全性試験	合格	レオウイルス	検出されず
		細胞変性性病原体 (例:ウシヘルペスウイルス)	検出されず
		赤血球吸着性病原体 (例:パラインフルエンザ3型ウイルス)	検出されず

ロットチェック用サンプル品のお申し込みはオンラインで！

FBS (500 ml)を10 本以上ご購入予定の場合、ロットチェック用FBSのサンプル品をご提供いたします。
フナコシウェブ (<https://www.funakoshi.co.jp/inquiries/input/5>) または販売店経由でお申し込み下さい。
ご不明な点は下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2019年5月15日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※ 本文中、“#”以下の英数字は商品コードを示しています。

- ※ 記載されている会社及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

フナコシ株式会社

Twitter @Funakoshi_CoLtd

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
<https://www.funakoshi.co.jp/> e-mail : info@funakoshi.co.jp
血清に関して : Tel. 03-5684-1645 Fax 03-5684-6539
e-mail : kessai@funakoshi.co.jp

