



BioWest [メーカー略称: BWT]

期間 : ~2021年2月26日

BioWest 南米産 ウシ胎児血清 (FBS)

特別
価格



キャンペーンの詳細はWebページ番号

81241



特別価格キャンペーン

BioWest社は、高品質なFBSを供給する老舗メーカーとして、
長年の経験・実績を持ち、フランス・パスツール研究所をはじめ、
世界中の研究者の方から高い信頼を得ています。



南米産 FBS

商品コード: S1810-500

[メーカー略称: BWT]

特別価格

¥25,000 / 500 ml


品質検査項目

- ISO9001規格に基づいて製造
- 厳格な品質チェック
- 原料までトレース可能
- 1ロット当たり通常1,200 L, 最大で2,000 Lの供給が可能

- ✓ 無菌性
- ✓ ウイルス (BVD, IBR, PI3)
- ✓ pH
- ✓ 浸透圧
- ✓ エンドキシン
- ✓ ヘモグロビン
- ✓ 総タンパク質
- ✓ IgG
- ✓ BSE
- ✓ 細胞増殖試験 (HeLa, L929, SP2, MRC-5)
- ✓ マイコプラズマ

ロットチェック用サンプル品のお申し込みはオンラインで！

FBS (500 ml) を10本以上ご購入予定の場合、ロットチェック用FBSのサンプル品をご提供いたします。
フナコシウェブ (<https://www.funakoshi.co.jp/inquiries/input/5>) または販売店経由でお申し込み下さい。



フナコシ 血清担当

✉ kessai@funakoshi.co.jp
Tel. 03-5684-1645
Fax 03-5684-6539

期間：～2021年2月26日

HyCloneカナダ産 ウシ胎児血清 (FBS)

特別
価格



キャンペーンの詳細はWebページ番号

81242



カナダ産 高品質グレード (Characterized) FBS
商品コード: SH30396.03 [メーカー略称: HYC]



特別価格 ¥34,000 / 500 ml

カナダで採取した血液を原料とした、
HyClone ブランドの
USDA (アメリカ合衆国農務省)
認定済みFBSです。

- ろ過滅菌: 0.1 μ m × 3 回
- エンドトキシンレベル: ≤ 25 EU/ml
- ヘモグロビンレベル: ≤ 25 mg/dl

※ 下記の試験項目および検査項目に合格しています。

試験項目	結果	試験項目	結果
エンドトキシン (ゲル化法によるリムルス試験)	≤ 25 EU/ml	ウイルス検査 (米国連邦規則 9 CFR 113.53 準拠) 蛍光抗体法	
ヘモグロビン (分光光度法)	≤ 25 mg/dl	ブルータンウイルス	検出されず
無菌性 (米国薬局方, 欧州薬局方) 試験		ウシアデノウイルス	検出されず
細菌および真菌	生育せず	ウシパルボウイルス	検出されず
マイコプラズマ試験		ウシRSウイルス	検出されず
大容量直接培養	検出されず	ウシウイルス性下痢症ウイルス	検出されず
ヘキスト染色	検出されず	狂犬病	検出されず
USDA 安全性試験	合格	レオウイルス	検出されず
		細胞変性性病原体 (例: ウシヘルペスウイルス)	検出されず
		赤血球吸着性病原体 (例: パラインフルエンザ3型ウイルス)	検出されず



ロットチェック用サンプル品のお申し込みはオンラインで!

FBS (500 ml) を10 本以上ご購入予定の場合、ロットチェック用FBSのサンプル品をご提供いたします。
フナコシウェブ (<https://www.funakoshi.co.jp/inquiries/input/5>) または販売店経由でお申し込み下さい。
ご不明な点は下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

NOTE

※ 本紙に掲載されている価格は、2020年10月15日現在です。
※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。

※ 記載されている会社及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ ご注文の際は、【品名、メーカー、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

フナコシ株式会社

Twitter @Funakoshi_CoLtd

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
<https://www.funakoshi.co.jp/> info@funakoshi.co.jp

血清に関して: Tel. 03-5684-1645 Fax 03-5684-6539

kessei@funakoshi.co.jp



BWT-6972(2020.10)