

裏面は **COVID-19 関連製品** を紹介しています！

COVID-19 関連製品


各変異株研究用の製品も販売されました

※本製品で得られた結果を、診断や治療の根拠として用いることはできません。

SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies Detection Kit

ヒト ACE2 と SARS-CoV-2 Spike Protein との結合を阻害する中和抗体・ブロッキング抗体を検出するスクリーニングキットです。

- 測定試料：血清、血漿（EDTA、クエン酸、ヘパリン処理）
- 試料の由来動物種：Human, Mouse, Rat など
- 測定法：ELISA（比色法）
- 測定波長：450 nm



アルファ株 (B.1.1.7 Variant, UK), ベータ株 (B.1.351 Variant, SA) / ガンマ株 (P.1 Variant, BR), デルタ株 (B.1.617.2 Variant, IN), カッパ株 (B.1.617.1 Variant, IN) の各変異株に対する中和抗体を検出するキットがあります。

[メーカー：KOM]

呼 称	PANGO 系統	主な変異	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
—	—	—	AG-48B-0002-KI01	1 kit	168,000	117,600
アルファ株	B.1.1.7	N501Y	AG-48B-0003-KI01	1 kit	168,000	117,600
ベータ株	B.1.351	K417N, E484K, N501Y	AG-48B-0005-KI01	1 kit	168,000	117,600
ガンマ株	P.1	K417T, E484K, N501Y	AG-48B-0004-KI01	1 kit	168,000	117,600
デルタ株	B.1.617.2	L452R, T478K	AG-48B-0007-KI01	1 kit	168,000	117,600
カッパ株	B.1.617.1	L452R, E484Q	AG-48B-0006-KI01	1 kit	168,000	117,600

SARS-CoV-2 Variant Spike (RBD) Proteins

新型コロナウイルス SARS-CoV-2 変異株由来のスパイクタンパク質 S1 (RBD) の組換え体 (リコンビナント) タンパク質です。

[メーカー：KOM]

呼 称	PANGO 系統	主な変異	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
アルファ株	B.1.1.7	N501Y	AG-40B-0205-C050	50 µg	52,000	36,400
ベータ株	B.1.351	K417N, E484K, N501Y	AG-40B-0206-C050	50 µg	52,000	36,400
ガンマ株	P.1	K417T, E484K, N501Y	AG-40B-0207-C050	50 µg	52,000	36,400
カッパ株	B.1.617.1	L452R, E484Q	AG-40B-0208-C050	50 µg	52,000	36,400

ブロッキング抗体

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 (RBD) とヒト ACE2 の相互作用をブロックします。

Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein S1, Human-Monoclonal, Recombinant

[メーカー：KOM]

クローン名	産生細胞	交差性	適 用	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Covi-1	HEK293 細胞 (組換えモノクローナル抗体)	ウイルス*	ELISA, ウェスタンブロットング, Blocking	AG-27B-6005PF-C100	100 µg	72,000	50,400
Covi-2				AG-27B-6006PF-C100	100 µg	72,000	50,400

*組換え SARS-CoV-2 Spike Protein S1 に結合します。

Anti-ACE2, Mouse-Monoclonal (Blocking)

[メーカー：KOM]

クローン名	交差性	適 用	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
AC384	Human	ELISA, ウェスタンブロットング, Blocking	AG-20A-0037PF-C100	100 µg	61,000	42,700

その他抗ウイルス作用化合物や上記に記載していない製品が多数あります！
キャンペーンの詳細はフナコシ Web をご覧ください。

Web ページ番号

81587



NOTE

※本紙に掲載されている価格は、2020 年 11 月 15 日現在です。
※本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
※仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
※# 以下の英数字は、商品コードを示します。

※記載されている会社及び商品名は、AdipoGen Life Sciences 社の商標または登録商標です。
※表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ご注文の際は、【品名、メーカー (KOM)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 2 丁目 9 番 7 号

https://www.funakoshi.co.jp/ e-mail: info@funakoshi.co.jp

試薬に関して：TEL 03-5684-1620 FAX 03-5684-1775

e-mail: reagent@funakoshi.co.jp

@Funakoshi_CoLtd

フナコシ株式会社

KOM-7263 (2021.11)