

年度末
本やんぱーん



機器・消耗品 ▶ p.4～

薬 試
受託サービス ▶ p.40～



funakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE



今すぐ
チエツク！

こうなる前に……





機器・消耗品



キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29

10 万円以下

10 万円～50 万円未満

50 万円～100 万円未満

100 万円以上

数量限定

このタグがついている
製品はなくなり次第
キャンペーン終了と
なります。
要チェック！



p.4
Maelstrom 8 (M8-H) +
オートステージ



p.6
Biometra Thermal Cycler



p.7
GENECHECKER UF-100



p.14
サーモシェーカー TS-100C
ブロック付き限定セット

その他多数！

機器

ページ数		価格帯
4	自動核酸精製装置 Maelstrom 8 (M8-H) + オートステージ	40 万円～
4	自動核酸抽出装置 Maelstrom Switch	100 万円～
5	組織・細胞破碎装置	10 万円以下 100 万円～
5	電気泳動装置	10 万円以下
6	サーマルサイクラー Biometra Thermal Cycler	40～140 万円
7	超高速サーマルサイクラー GENECHECKER UF-100	30 万円
7	抗原賦活化装置	70 万円～
7～8	ゲル撮影装置	40 万円～ 100 万円～
8	トランスイルミネーター	10～50 万円 100 万円～
9	イメージングシステム	100 万円～
9～10	UV 関連機器	10 万円以下 10～40 万円
10～11	吸光・濁度計, プレートリーダー, プレートウォッシャー	10 万円以下 10～80 万円
12	アスピレーター	10 万円以下 10 万円～
12～13	シェーカー	10 万円以下 10 万円～
14	サーモシェーカー	10～30 万円
15～16	ローラーミキサー, ローテーター	10 万円以下 10 万円～
16	ボルテックスミキサー	10 万円以下 10 万円～
17～18	スターラー, 遠心分離機	10 万円以下 10 万円～
19～20	保温装置, 恒温槽	10 万円以下 10 万円～
20	エレクトロポレーター	30 万円～
20～21	汚染防止・対策用製品	30～110 万円
22	PCR 装置, 卓上バイオリアクター	40 万円～ 200 万円
23	マイクロインジェクター, ディスペンサー	10 万円以下 40 万円～
23	電動ピペッター Ali-Q 2, セロロジカルピペット	10 万円以下 10 万円～
24	ピペット・エイド®	10 万円以下
24～25	シングル/マルチチャンネルマイクロピペット	10 万円以下

消耗品

ページ数	
25～27	マイクロピペット用チップ
28	パストゥールピペット
28～29	マイクロチューブ
29	チューブ用メッシュシール
30	リザーバー
31	PCR チューブ
32	PCR プレート
33～34	マイクロプレート用シール/メッシュプレート
35	免疫染色用 液漏れ防止シール
35	輸送用容器, 濡れた状態でも書けるペン, キャピラリー用クリーニングワイヤー
36	チップストレーナー, 透析カートリッジ
37～38	チューブラック
38	アイスラック
39	凍結用容器



試薬・受託サービス

カテゴリ	ページ数	メーカー
タンパク質 遺伝子解析	40～41	BDL 年度末キャンペーン 20～30% OFF キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [BioDynamics Laboratory]
GST 研究 シグナル伝達研究 抗体	42～43	GST 研究用製品、シグナル伝達研究用製品、抗体 40% OFF キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [フナコシ株式会社]
抗体	44	一次抗体 25% OFF キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [GeneTex]
抗体	45	抗体 最大 40% OFF キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [Abnova]
抗体	45	バイオシミラー抗体 30% OFF キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [ichorbio]
抗体 IHC キット ELISA キット	46	抗体・IHC キット・ELISA キット 25% OFF キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [Bioss]
抗体 ELISA キット	46	ポリクローナル抗体・ELISA キット 20～30% OFF キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/15 [Aviva Systems Biology]
低分子化合物 ELISA キット リコンビナントタンパク質	47	低分子化合物・リコンビナントタンパク質・ ELISA キット 25% OFF キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [Adipogen Life Sciences]
細胞株	48	安定発現細胞株 特別価格 全製品 120 万円 キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [GenScript]
エピジェネティクス	49	DNA/RNA メチル化研究関連キット 20% OFF キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [Epigentek Group]
細胞培養	49	細胞培養関連製品 30% OFF キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [株式会社ニッピ]
受託サービス	50	抗体可変領域解析 特別価格 キャンペーン期間：2023/11/15～2024/2/29 [株式会社バイオピーク]
受託サービス	50	プロテオーム解析 特別価格 キャンペーン期間：2023/11/15～2024/1/31 [株式会社プロテオバイオロジクス]
FBS	52	ウシ胎児血清 (FBS) 特別価格 キャンペーン期間：2023/10/16～2024/2/16 [BioWest / Cytiva]



ウェブサイトでもキャンペーン対象製品を確認できます！

Web ページ番号

7777



YouTube
プレゼント企画

動画を見てクイズに答えてプレゼントゲット！

p.51

NOTE

※本紙に記載されている価格は、2023 年 11 月 15 日現在です。表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本紙に掲載されている製品は研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。

※**（バイオ）**印の製品は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（通称：カルタヘナ法）」使用規制対象となりますので、ご使用に際しては規制に則し、適切にお取り扱い下さい。

※**（薬）**印の製品は、取り扱いに厳重な注意を要する製品であり、ご購入時に「使用目的確約書」が必要になります。ご注文の際は、「使用目的確約書」に直筆でご記入の上、販売店経由で当社までお送り下さい。確約書受領後に製品を発送させていただきます。また、これらの製品をご購入後は、鍵の掛かる場所での保管をお願いいたします。

※**（毒）**印の製品は、「毒物及び劇物取締法」に基づく医薬用外毒劇物です。法規制に従って、保管、廃棄等して下さい。

※**（X）**印の製品は、毒性があるため、取り扱いに注意または厳重な注意が必要です。製品は、鍵の掛かる場所に保管して下さい。添付されているデータシートや商品ラベルをよくお読み下さい。

※**△**印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。表示に従って安全対策を実施して下さい。

※**（凍）**印は、液体窒素中での保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到着後、直ちに液体窒素中で保存して下さい。

※**（-80℃）**印は、-80℃ での保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到着後、直ちに-80℃ のフリーザー等に保存して下さい。

※#以下の英数字は、商品コードを示します。

※外観・仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

※© 2023 American Type Culture Collection. The ATCC trademark and trade name, and any other trademarks listed in this publication are trademarks owned by the American Type Culture Collection unless indicated otherwise.

※記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※本紙には各メーカーから提供された画像・図表が掲載されています。なお、画像・図表の著作権は各メーカーが保有しています。

※ご注文の際は、[品名、メーカー、商品コード、包装、数量] をお知らせ下さい。



数量限定の大特価！！

42%
OFF

Web ページ番号

65775



数量限定

40 万円

Web に動画あり

デモ機あり

磁気ビーズによる核酸精製の自動化システム


Maelstrom 8 (M8-H) + オートステージ

試料と磁気ビーズの混合から核酸の精製・溶出までの操作を自動化できるデバイスです。誰でも高収量・高純度の DNA/RNA 精製が可能で、ランニングコストはスピнкаラム並みです。

Maelstrom 8
11.2^W×6.3^D×32.7^H cm, 600 g



オートスタンド
19.0^W×30.5^D×31.0^H cm,
8.3 kg



- 組織の DNA/RNA 精製, 新型コロナウイルスの核酸精製など多岐に渡って使用できます。
- 核酸精製試薬がプレート/チューブにあらかじめ分注された専用キット (別売, キャンペーン対象外) があり, Maelstrom 8 にはこれらのキットに適した精製用プログラムがプリセットされています。

1 回あたりの試料処理数	最大 8
処理容量	50~1,500 μ l
回転速度	500~3,000 rpm
磁気ロッド	2,500 gauss
核酸抽出キット	血液, 動物組織, 菌類など

※専用キットの詳細および他社の核酸抽出キットを使用する際に必要な消耗品については, フナコシ Web をご覧下さい。

[メーカー: TAN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
302018	1 unit	690,000 →	400,000

20%
OFF

Web ページ番号

70807



100 万円~


Web に動画あり

デモ機あり

磁気ビーズ式自動核酸抽出装置

Maelstrom Switch 8

特許取得済みの TANBead スピン技術により, 試料から核酸を抽出します。試料の容量や数に応じて, 96 ディープウェルプレート, 24 ディープウェルプレートを使用した抽出が可能です。



使用可能な試薬

Ready-to-use の専用試薬キット (別売, キャンペーン対象外) があります。また専用キット以外の試薬, 磁気ビーズも使用できます。

※キットの詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

※他社の核酸精製キットへの適合については, 当社機器担当までお問い合わせ下さい。


電源	100~240 V, 1.1~2.3 A, 50/60 Hz	
ヒーター	独立型ヒーター	
タッチスクリーン	7 インチ	
付属するギアボックス	4 ギアボックス	8 ギアボックス
1 回あたりの処理試料数	4	8
処理容量	0.1~9 ml	0.05~1.2 ml
回転速度	500~3,000 rpm	
磁気ロッド	>4,700 gauss	>3,900 gauss
使用するプレート	24 ディープウェルプレート	96 ディープウェルプレート

[メーカー: TAN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
088.M07RU.00A	1 unit	1,800,000 →	1,440,000

※別売で 1 回あたり 16 試料を処理できる 8⁺ ギアボックスもあります (キャンペーン対象外)。

TANBead スピン技術による核酸抽出



20%
OFF

Web ページ番号

34790



100 万円～

Web に動画あり

デモ機あり

ビーズ式組織・細胞破碎装置

FastPrep-24 5G

38.5^W×47.2^D×49.0^Hcm, 23.6 kg

- 特殊な破碎用ビーズを含むマイクロチューブを高速 8 の字運動させ、組織や細胞を効果的に破碎する装置です。
- 試料や用途に応じたプログラム 72 種類がプリセットされています。

処理本数	2 ml×24 本 (標準ホルダー使用時)
破碎時間	1～120 秒
電 源	AC100 V～240 V, 50/60 Hz

[メーカー：MPB]

商品コード	6005-500 △
包 装	1 unit
通常価格 (¥)	1,280,000
キャンペーン価格 (¥)	1,024,000

別売品 ▶ 試料ホルダー 19～20% OFF

[メーカー：MPB]

品 名	チューブ サイズと本数	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
CoolPrep	2 ml×24 本	6002-528	1 piece	269,500	216,000

※上記以外の試料ホルダーもキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

20%
OFF

Web ページ番号

5606




10 万円以下

ディスポーザブル・ホモジナイザー

バイオマッシャー II

固形試料を簡単に破碎できます。

※培養細胞は破碎できません。



[メーカー：NIP]

仕 様	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
未滅菌	893061	100 sets	11,500	9,200
滅菌	893062	100 sets	13,800	11,000

別売品 ▶ パワーマッシャー II 20% OFF

手で攪拌棒を回転させて試料を破碎するのが困難な時にお勧めの専用のグラインダーです。

[メーカー：NIP]

商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
893002 △	1 piece	11,500	9,200



funakoshi 2023 年 年度末キャンペーンカタログ

funakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE23%
OFF

Web ページ番号

65920



10 万円以下

デモ機あり

小型アガロースゲル電気泳動装置

フナサブマリン

小型、低価格のサブマリン式アガロースゲル電気泳動装置です。



- ダム式白金線ホルダーがついています。電極から発生する気泡がゲルの上部に出るのをせき止め、泳動の乱れを防止します。
- バッファー内の pH 変化や泳動の乱れが少ないため、泳動の再現性に優れています。
- 泳動槽カバーが外れた状態では通電せず、感電を防止します。

サイズ	泳動槽：16 ^W ×13.1 ^L ×4.8 ^H cm パワーサプライ：7 ^W ×12 ^L ×5.7 ^H cm
付属品	●泳動槽 ●泳動槽カバー ●パワーサプライ ●電源ケーブル ●ゲル作製台：ミニ 1 個、ラージ 1 個 ●両面コーム：ミニ 2 本、ラージ 2 本 ●ゲルトレイ：ミニ 4 個、ラージ 2 個
ゲルトレイ	ミニ：54 ^W ×60 ^L mm (25 ml) ラージ：110 ^W ×60 ^L mm (50 ml)
コーム	ミニ：9 well×3 mm×2 列、5 well×5.7 mm×2 列 ラージ：22 well×3 mm、12 well×5.7 mm
バッファー容量	250～300 ml (ゲル厚により変化)
泳動電圧	切り替え機能付き (50 V/75 V/100 V)
タイマー	1～99 分 (1 分刻み)

[メーカー：FAJ]

商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
F-MARIN △	1 unit	42,000	32,000

funakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE13%
OFF

Web ページ番号

65873



10 万円以下

Web に動画あり

デモ機あり

フナ・楽・ゲル用 小型垂直式電気泳動槽

泳動くん



ゲルプレートを内部コアのプレートホルダーに差し込み泳動槽に入れるだけ！

泳動槽が小型で、バッファー量を節約できます。

- 外寸：14.3^W×8.4^D×14^H cm
- ゲルプレートサイズ：10×10 cm、3.2 mm 厚
- バッファー量：580 ml

※別途、電気泳動用のパワーサプライ（直流電源）が必要です。

[メーカー：FAJ]

商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
WEP-MN △	1 unit	65,000	56,000

破碎装置／電気泳動槽

キャンペーン
期間
2023 年
11/15
～
2024 年
2/29

5

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

数量限定 40~150 万円 Web に動画あり デモ機あり

ブロック交換可能なサーマルサイクラー

Biometra Thermal Cycler

- 温度設定範囲：3~99℃



60/96/384 ウェル用



ツインブロックタイプ



3 ブロックタイプ

キャンペーン期間

数量限定

の製品

2023 年 11 月 1 日~

2024 年 2 月 29 日

※無くなり次第終了

上記以外の製品

2023 年 11 月 15 日~

2024 年 2 月 29 日

[メーカー：UVQ]

モデル	グラジエント機能	ブロック材質	加熱速度*1	収容数	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
60 G	○	アルミニウム	6.0℃/秒	・ 60×0.5 ml チューブ	846-5-070-200 △	1 unit	1,100,000	880,000
96 G	○			・ 96×0.2 ml チューブ ・ 96 ウェルマイクロプレート	846-5-070-201 △	1 unit	1,100,000	840,000
96 SG	○		8.0℃/秒	・ 2×6×8 連 0.2 ml チューブ	846-5-070-241 △	1 unit	1,200,000	960,000
384 G	○			・ 384 ウェルマイクロプレート	846-5-070-214 △	1 unit	1,150,000	840,000
Twin 48G	○	アルミニウム	5.2℃/秒	・ 2×48×0.2 ml チューブ ・ 2×48 ウェルマイクロプレート ・ 2×6×8 連 0.2 ml チューブ	846-5-070-202 △	1 unit	1,100,000	880,000
Twin combi	—		3.1℃/秒	・ 2×48×0.2 ml チューブ ・ 2×48 ウェルマイクロプレート ・ 2×6×8 連 0.2 ml チューブ ・ 2×18×0.5 ml チューブ	846-5-070-215 △	1 unit	1,100,000	880,000
TRIO 48	—		5.0℃/秒	・ 3×48×0.2 ml チューブ ・ 3×48 ウェルマイクロプレート ・ 3×6×8 連ストリップ 0.2 ml チューブ	846-5-070-723 △	1 unit	1,650,000	1,320,000
TRIO 30	—		4.0℃/秒	・ 3×30×0.5 ml チューブ	846-5-070-720 △	1 unit	1,650,000	1,320,000
TRIO Combi	—		3.0℃/秒	・ 3×48×0.2 ml チューブ ・ 3×48 ウェルマイクロプレート ・ 3×6×8 連ストリップ 0.2 ml チューブ ・ 3×18×0.5 ml チューブ	846-5-070-724 △	1 unit	1,650,000	1,150,000
TOne 96G*2	○		4.0℃/秒	・ 96×0.2 ml チューブ ・ 96 ウェルマイクロプレート ・ 12×8 連 0.2 ml チューブ	846-5-070-301 △	1 unit	570,000	400,000

*1 サンプルブロックを測定。

*2 ブロック交換不可（固定タイプ）

※別売の交換用ブロックモジュール（キャンペーン対象外）は、フナコシ Web をご覧下さい。

こちらもおススメ

実験器具洗浄液

7X Cleaning Solution



18~20%
OFF

Web ページ番号

63793

検索

ガラス器具、プラスチック器具などを安全かつ効果的に洗浄できる実験器具洗浄液です。



1 ガロン (約 3.8 L)



5 ガロン (約 18 L)

操作方法概略

水で 1% に希釈し、2~3 時間または一晩、浸け置き洗いをします。洗浄後は水道水などで軽くすすぎ、さらに蒸留水などで仕上げのすすぎを行った後、乾燥させて下さい。

[メーカー：MPB]

タイプ	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
通常製品	76-670-93	1 piece	7,400	6,000
	76-670-94	4 pieces	21,000	17,000
	76-670-95	1 piece	25,000	20,000
無リン、生分解性	76-671-93	1 piece	7,400	6,000
	76-671-94	4 pieces	21,000	17,000
	76-671-95	1 piece	25,000	20,000

数量限定

30 万円

Web に動画あり

デモ機あり

超高速サーマルサイクラー

GENECHECKER UF-100

専用のポリマー製三次元チップ (Rapi : chip) を使用し、加熱・冷却スピードが 8℃/秒と高速なため、40 サイクルの PCR がわずか 20 分で完了します。



液晶ディスプレイと
ジョグダイヤルにより、
直感的な操作が可能

20^W×20^D×12.5^H cm, 3.0 kg

[メーカー : DSC]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
1099100100	1 set	520,000	300,000

※16 ウェルタイプの Rapi : chip48 枚が付属しています。

※Rapi : chip についてはフナコシ Web をご覧ください。

BIOCARE
M E D I C A L

19%
OFF

Web ページ番号

5426

検索

70 万円～

Web に動画あり

デモ機あり

抗原賦活化装置

Decloaking Chamber NxGen

加熱 (HIER : heat-induced epitope retrieval methods) および加圧処理による抗原賦活化を行う自動処理装置 (圧力釜) です。

メタルラック
ホルダー

スライドラック

メタルスライドキャニスター
(スライドコンテナ)36.1^W×34.3^D×33^H cm, 6.91 kg

- 作動中の内部圧力値や温度、処理時間の実測データを USB メモリーに保存できます。
- 温度プログラムは 5 種類 (60℃, 80℃, 90℃, 95℃, 110℃) から選択することができ、任意の時間に 1 秒単位で変更できます。

スライド収容可能枚数	最大 72 枚 (メタルスライドキャニスター 3 個使用時)
セット内容	本体, スライドラック (3 個), メタルスライドキャニスター (3 個), メタルラックホルダー (1 個), 昇圧トランス

[メーカー : BCM]

商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
DC2012-UPT	1 unit	898,000	720,000

33%
OFF

Web ページ番号

67147

検索

数量限定

40 万円

デモ機あり

コンパクトかつ簡単操作のゲル撮影装置

Glite 600 Blue / White

青色/白色 LED イルミネーターを内蔵したコンパクトなゲル撮影装置です。



Blue (WL)

30.0^W×26.0^D×22.7^H cm,
10 kg

+




ノート PC 付属

- Glite 600 UV は、中波長 (302 nm) の UV トランスイルミネーターを内蔵しています。Glite 600 Blue/White は、青色光 (470 nm) と白色光のそれぞれを発光するプレートが付属しています。
- ノート PC (OS : Windows 10) および撮影/画像編集を簡単に行えるソフトウェア GelView が付属しています。



ゲルの切り出し



ECO Safe

撮影サイズ	15×11 cm
カメラ	高感度 CMOS
解像度	6 M ピクセル (3,096×2,080)
露光時間	15 ミリ秒～10 秒
光 源	青色 (470 nm) / 白色 (プレート)
吸収フィルター波長	Amber Filter
出力データ形式	TIFF, JPEG
電 源	100～240 V AC

[メーカー : PIE]


商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
GL600-B/W-PC-SET	1 set	600,000	400,000

100 万円～


デモ機あり

PC 内蔵ゲル撮影装置


UVP GelSolo



蛍光染色 (DNA, タンパク質),
CBB 染色 (タンパク質) したゲルの撮影が可能




アガロースゲル (EtBr 染色)



ポリアクリルアミドゲル (CBB 染色)

解析用ソフトウェア Vision Works が標準装備

バンドの自動検出／一次元解析／Area Density／コロニーカウントが可能



ゲルサイズ	20×20 cm
カメラ	高感度モノクロカメラ GelCam 315
解像度	5 M ピクセル
落射光源	白色／青色 LED
PC	Windows10 タブレット PC 内蔵 11.6 インチのタッチスクリーン
付属品	・ EtBr 用フィルター標準装備 ・ VisionWorks (解析用ソフトウェア)

※プリンターは別売 (キャンペーン対象外) です。


[メーカー: UVQ]

モデル	強度切り替え M-20V	2 波長切り替え LM-20	3 波長切り替え LMS-20
内蔵 トランス イルミネーター	302 nm	302 / 365 nm	254 / 302 / 365 nm
質 量	22.1 kg	22.5 kg	22.5 kg
商品コード	849-97-0934-01 △	849-97-0937-01 △	849-97-0939-01 △
包 装	1 unit	1 unit	1 unit
通常 価格 (¥)	1,600,000	1,650,000	1,750,000
キャンペーン 価格 (¥)	1,280,000	1,320,000	1,400,000

10 万円～

デモ機あり

安全性が高く長寿命な LED を採用

フナ・LED ミニ・
トランスイルミネーター

- LED 光源の長波長側を遮断するダイクロイックフィルター、およびステージ底部の高効率・光吸収シートにより、バックグラウンドをほぼ完全に除去できます。
- フィルターサイズ: 14.0^W×13.0^D cm

[メーカー: MEC]

モデル (波長)	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
青色 (470 nm)	F-LMT470 △	1 piece	168,000	135,000
Cyan (505 nm)	F-LMT505 △	1 piece	168,000	135,000

10 万円～

シングル波長モデル

UV トランスイルミネーター



[メーカー: UVP]

型 式	M-20	M-15V
ピーク波長 (nm)	302	
UV 強度 (μW/cm ²)	6,900 (固定)	6,900/5,600/3,900 (切り替え)
フィルターサイズ (cm)	20×20	15×15
商品コード	95-0447-01 △	95-0456-01 △
包 装	1 unit	1 unit
通常 価格 (¥)	260,000	220,000
キャンペーン 価格 (¥)	208,000	176,000


*カバーを含んだサイズです。

高感度・高解像度のイメージングシステム

Vü System (ビュー・システム)

CCD カメラや大口径レンズを用いない、スキャナータイプのイメージングシステムです。

[メーカー：POP]



モデル	Vü-C	Vü-F
サイズ	35.3 ^W ×37.5 ^D ×17.5 ^H cm	42.6 ^W ×48.0 ^D ×20.5 ^H cm
光源	RGB LED ライト	UV ライト (302 nm) 青色 LED ライト
カメラ	なし	
撮影サイズ	10×10 cm	20×20 cm
PC	別途必要 (OS : Windows10 以上) LAN ケーブルで接続	
付属ソフト	撮影用ソフト	
解像度	51 M ピクセル	90 M ピクセル
商品コード	10-1007-02	10-1007-04
包装	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	2,100,000	1,540,000
キャンペーン価格 (¥)	1,680,000	1,250,000

フォーカスやズーム調節など細かい設定が不要

- センサーヘッドがメンブレン上を複数回移動し、個々のシグナルの位置情報を取得します。個々のシグナル位置での強度と、強度の増加または減衰を記録します。
- Vü-F は 20 秒以内、Vü-C は 2～4 分以内で撮影が完了し、PC に画像が取り込まれます。



数量限定

150 万円

Web に動画あり

デモ機あり

化学発光検出 (ケミルミイメージング) システム

GeneGnome

[メーカー：SYG]

高感度
簡単操作
コンパクト

メンブレンサイズ	11×8 cm
光源	白色 LED
カメラ	4 M ピクセル, 冷却型 CCD (16 bit), グレースケール 65,536 階調
レンズ	単焦点レンズ, 絞り値: F0.95
PC	別途必要 (OS : Windows)
付属ソフト	画像取り込み・画像解析ソフト
商品コード	GGNOME-XRQ-NPC
包装	1 unit
通常価格 (¥)	2,200,000
キャンペーン価格 (¥)	1,500,000

analytikjena
An Endress+Hauser Company18~19%
OFF

2023

検索

4 W

6 W

1601

検索

10 万円以下

ハンディ型 UV ランプ

4W / 6W UV ランプ

4 W 7.1^W×19.8^D×5.3^H cm, 0.45 kg6 W 8.1^W×37.8^D×6.4^H cm, 0.91 kg

[メーカー：UVP]

電力	モデル	使用放電管	フィルター	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
4 W	UVG-11	254 nm×1 本	7.2×4.6 cm *UVGL-25 は、アルミニウム製スライドでフィルター面の半分を覆うことにより、波長を切り替えます。	95-0016-14	1 unit	68,000	55,000
	UVL-21	365 nm×1 本		95-0018-02	1 unit	44,000	36,000
	UVGL-15	254/365 nm 兼用×1 本		95-0017-09	1 unit	41,000	33,000
	UVGL-25	254 nm×1 本/365 nm×1 本		95-0021-12	1 unit	78,000	63,000
6 W	UVGL-58	254 nm×1 本/365 nm×1 本	UVG フィルター (5×7.5 cm) 2 枚 365 nm フィルター (6×7.6 cm) 2 枚	95-0007-05	1 unit	66,000	53,000
	UVG-54	254 nm×1 本		95-0004-09	1 unit	57,000	46,000
	UVL-56	365 nm×1 本		95-0006-02	1 unit	33,000	27,000

analytikjena
An Endress+Hauser Company

20%
OFF

Web ページ番号

68194



30 万円～

UV クロスリンカー (紫外線照射装置)

CL-3000 シリーズ



40^W×41^D×26.5^H cm, 6.8 kg

- 紫外線の照射総エネルギー量 (mJ/cm²) または、照射時間 (秒) のいずれかを設定して使用します。
- 254 nm モデル (#849-95-0615-01) は、DNA や RNA のナイロン・ニトロセルロース膜への架橋や、DNA・細菌のコンタミネーション除去にも使用できます。
- 放電管：8 W×6 本

[メーカー：UVP]

使用放電管	商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペーン 価格(¥)
254 nm	849-95-0615-01	1 unit	390,000	→ 312,000
302 nm	849-95-0615-03	1 unit	390,000	→ 312,000
365 nm	849-95-0615-05	1 unit	390,000	→ 312,000

analytikjena
An Endress+Hauser Company

20%
OFF

Web ページ番号

1473



10 万円～

デモ機あり

デジタル式 紫外線強度計

UVX Radiometer



9.1^W×15.7^L×5.1^H cm, 0.3 kg



別売センサー

※センサー (波長別) は別売です。

- 測定範囲 (切替式)：0～200 μW/cm², 0～2,000 μW/cm², 0～20 mW/cm²
- 9 V 乾電池から給電します (約 120 時間使用可能)。

[メーカー：UVP]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
97-0015-02	1 piece	160,000	→ 128,000

別売品 センサー 18～19% OFF

測定波長に合わせて選択して下さい。

[メーカー：UVP]

モデル	測定波長	商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペーン 価格(¥)
UVX-25	254 nm	97-0016-01	1 piece	99,000	→ 80,000
UVX-31	310 nm	97-0016-04	1 piece	67,000	→ 54,000
UVX-36	365 nm	97-0016-02	1 piece	64,000	→ 52,000

bioan
Medical-Biological
Research & Technologies

30%
OFF

Web ページ番号

3824



数 量 限 定

10 万円以下

紫外線殺菌できるエアーサーキュレーター

UV Cleaner-Recirculator UVR-M

室内の空気を紫外線殺菌し、循環させる装置です。紫外線照射により病原菌 (ウイルス, 微生物) を死滅させ、感染症対策にも効果的です。

※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。

静音設計かつ外部に紫外線が漏れない安全設計



11.0^W×13.5^D×66.0^H cm, 3.4 kg

放電管	UV (253.7 nm), 25 W, ozone-free
紫外線照射量	18 mW/cm ² /sec
送風量	最大 21 m ³ /時間

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペーン 価格(¥)
BS-040105-AAC	1 unit	66,000	→ 46,000

bioan
Medical-Biological
Research & Technologies

20%
OFF

Web ページ番号

69734



10 万円～

デモ機あり

持ち運びに便利な充電式の吸光・濁度計

DEN-600 Photometer



12.0^W×14.5^D×6.5^H cm, 0.5 kg

マクファーランド (McF) 比濁法,
ブラッドフォード法による
タンパク質濃度測定にも対応

光 源	LED
測定モード	吸光度 (Abs), マクファーランド (McF)
測定波長	600±10 nm
測定再現性	±0.003 (1 Abs) / ±0.05 (0～8 McF)
対応チューブ/ キュベット	10 mm キュベット, φ16 mm の丸底チューブ, 15 ml コニカルチューブ
電 源	AC アダプター (100～240 V, 50/60 Hz)
バッテリー	リチウムイオン

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-050109-AAK	1 unit	169,000	→ 135,000

80 万円

Web に動画あり

デモ機あり

インキュベーター内でシェーキングしながら
使用可能な小型吸光プレートリーダー

Stratus, 600 nm



細菌や細胞の増殖測定に！

14.4^W×13.0^D×6.8^H cm, 580 g

- 嫌気チャンバーや CO₂ インキュベーター内での使用にも対応しています。
- 6, 12, 24, 96 ウェル平底プレートに対応しています。

測定波長	1 波長 (600 nm のみ)
検出範囲	0.000~3.000 OD

[メーカー：CLO]

商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
R2600	1 unit	990,000	800,000

ご購入時のご注意



ご購入時に同意書が必要です。
詳細はフナコシ Web をご覧ください。

70 万円~

Web に動画あり

デモ機あり

コンパクトなマイクロプレートリーダー

HiPo MPP-96

14.0^W×30.0^D×13.0^H cm, 4.6 kg

対応プレート*1	96 ウェルマイクロプレート (ストリップウェルプレートも可能)
測定モード	エンドポイント, カイネティック, マルチラベル
測定チャンネル数	8
測定スピード	5~8 秒/波長
測定範囲, 測定波長	0~4.3 OD, 400~700 nm
標準フィルター*2	405, 450, 492, 620 nm
精度	≤0.5% ±0.010 OD (0.000~2.000 OD) ≤1.0% ±0.010 OD (2.000~3.000 OD)

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BS-050108-A05	1 unit	998,000	798,000

*1 使用可能なプレートサイズ・規格の詳細については当社機器担当
までお問い合わせ下さい。

*2 最大 8 個までフィルターをセットできます (オプション)。

※別途, PC (OS: Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11) が必要です。

50 万円~

Web に動画あり

デモ機あり

自動マイクロプレートウォッシャー

Inteliwasher 3D-IW8 / IW-8

■Inteliwasher 3D-IW8


3826

検索

プログラム設定数: 50

4CHW ロガー (別売)
26.7^W×25.2^D×9.7^H cm, 3 kg

5 種類の吸引方法

37.5^W×34.5^D×18^H cm, 9.9 kg

■Intelispeed Washer IW-8


7222

検索

プログラム設定数: 101

4CHW ロガー (別売)
37.5^W×34.5^D×18^H cm, 9.6 kg

2 種類の吸引方法



モデル	3D-IW8	IW-8
モード	洗浄/リンス/攪拌	
分注量	25~1,600 µl (25 µl 刻み)	
洗浄ボトル数	最大 3 本	
静置時間	0~300 秒 (10 秒刻み)	
攪拌時間	0~150 秒 (5 秒刻み)	
洗浄サイクル数	1~15	

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
3D-IW8	BS-060102-AAJ	1 unit	736,000	589,000
IW-8	BS-060106-AAJ	1 unit	650,000	520,000

10 万円以下

20 万円~

手動プレートウォッシャー

CAPPwash 8 Channel Washer
for 96 wellマイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器
です。

■Full Kit (#W-8KIT-115V) 内容

- CAPP wash (#W-8)
- ポンプ
- ボトル (2 本)
- チューブ

[メーカー：CLT]

商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
W-8	1 piece	113,000	90,400
W-8KIT-115V	1 kit	278,000	222,400

20~25%
OFF

Web ページ番号

下記参照



10 万円以下

10 万円～

デモ機あり

小型卓上アスピレーター

FTA-2 / FTA-1

細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用フラスコ付きアスピレーターです。

■FTA-2

廃液センサー
(FTA-2S のみ)

18.5^W×29.0^D×39.0^H cm, 1.85 kg*

Web ページ番号

64593



■FTA-1

18.6^W×21.3^D×32.7^H cm, 1.8 kg*

Web ページ番号

4200



モデル	FTA-2	FTA-2S	FTA-1
廃液ボトル液量センサー	なし	あり	なし
減 圧	-200~-800 mbar		-500 mbar
廃液ボトル容量	2 L		1 L
電 源	100 V, 50/60 Hz		

* 廃液ボトルを含んだ質量およびサイズです。

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
FTA-2	BS-040118-A04	1 unit	142,000	107,000
FTA-2S	BS-040119-A05	1 unit	189,000	142,000
FTA-1	BS-040108-AAK	1 unit	90,000	67,500

別売品 FTA-2 用アスピレーターヘッドセット HAS-1

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-040118-PK	1 set	69,000	55,200

20%
OFF

Web ページ番号

1519



10 万円以下

Web に動画あり

デモ機あり

サンフラワー式ミニシェーカー


Mini-Shaker 3D

23.5^W×23.5^D×14.0^H cm*, 1.2 kg

* プラットホームを含む

※ 別売のディンプルマット (#PDM, 右記) の使用により各種チューブをセットできます。

低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

サンフラワー式
振とう

傾斜角度



最大負荷質量

[メーカー：BSN]

振とう速度範囲	5~60 rpm
最大連続動作時間	7 日間
商品コード	BS-010151-AAK
包 装	1 unit
通常価格 (¥)	76,600
キャンペーン 価格 (¥)	61,200

20%
OFF

Web ページ番号

3217



10 万円以下

Web に動画あり

デモ機あり

コンパクトなシェーカー

Mini-Rocker Shaker MR-1

22.0^W×20.5^D×12.0^H cm, 2.1 kg

ロッカー式振とう



最大負荷質量

低温室 OK
使用可能動作環境：
4~40℃

振とう速度範囲	5~30 rpm
デジタルタイマー	1 分~24 時間/連続
最大連続動作時間	7 日間

※ すべり止めマット付プラットホームが付属しています。

※ 別売のディンプルマット (#PDM, 下記) の使用により各種チューブをセットできます。

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010152-AAK	1 unit	98,000	78,400

20%
OFF

Web ページ番号

3812



10 万円～

Web に動画あり

デモ機あり

マルチモーションシェーカー

Multi Bio 3D

23.5^W×23.5^D×14.0^H cm, 1.8 kg

回転振幅

7°

傾斜角度

1 kg

最大負荷質量

低温室 OK
使用可能動作環境：
4~40℃

振とう方式

3D 回転

3D 反転

振動

※ 各動作は個別でも、複数の振とう方式を組み合わせることもできます。

振とう速度範囲	1~100 rpm
タイマー	0~250 秒 (3D 回転・反転) / 0~5 秒 (振動)
サイクル数	0~125 回
最大連続動作時間	24 時間

※ すべり止めマット付プラットホームが付属しています。

※ 別売のディンプルマット (#PDM, 下記) の使用により各種チューブをセットできます。

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010125-AAK	1 unit	132,000	105,600

別売品 チューブ用ディンプルマット

14% OFF

[メーカー：BSN]



商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
PDM	1 piece	7,000	6,000

Medical-Biological
Research & Technologies20%
OFF

Web ページ番号

4655



10 万円～

Web に動画あり

デモ機あり

オービタルシェーカー

PSU-10i

低温室 OK
使用可能動作環境：
4～40℃10 mm
回転振幅

最大負荷質量

25.5^W×25.5^D×10.0^H cm, 3.4 kg

プラットホーム UP-12 (別売) の装着例

※プラットホームは別売 (キャンペーン対象) です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

振とう速度範囲	50～450 rpm (10 rpm 刻み)
タイマー	1 分～96 時間 (1 分刻み) / 連続
最大連続作動時間	7 日間 (168 時間)

[メーカー: BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BS-010144-AAK	1 unit	169,000	135,000

3 種類の振とう方式 (回転, 反転, 振動) が可能な PSU-20i もキャンペーン中! 詳細は Web ページ番号: 3814 をご覧下さい。

Medical-Biological
Research & Technologies20%
OFF

Web ページ番号

7889



10 万円～

Web に動画あり

デモ機あり

プレート・チューブ用シェーカー

MPS-1

各種プレート用シェーカーです。別売プラットホームを使用することで、チューブや PCR プレート (スカートなし) も処理可能です。

低温室 OK
使用可能動作環境: 4～40℃3 mm
回転振幅

ボルテックス

22.5^W×21.5^D×15.0^H cm, 5.1 kg

※プラットホームは別売 (キャンペーン対象) です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

振とう速度範囲	300～3,200 rpm (100 rpm 刻み)
プリセット済み 振とうモード	VORTEX : 3,200 rpm
	HARD : 2,600 rpm
	MEDIUM : 1,800 rpm
	SOFT : 1,000 rpm
タイマー	0～60 分 (15 秒刻み) / 連続
最大連続作動時間	8 時間

[メーカー: BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BS-010216-A17	1 unit	190,000	152,000

Medical-Biological
Research & Technologies20%
OFF

Web ページ番号

5280



10 万円以下

Web に動画あり

デモ機あり

マイクロプレート用ミニシェーカー

Mini-Shaker PSU-2T

マイクロプレートの振とうに最適な卓上型プレートシェーカーです。

低温室 OK
使用可能動作環境: 4～40℃2 mm
回転振幅25.5^W×25.5^D×10.0^H cm, 2 kg

プラットホーム IPP-2 (付属) の装着例

収容可能 プレート枚数	IPP-2 (付属)	2 枚
振とう速度範囲		150～1,200 rpm
タイマー		1 分～24 時間 / 連続
最大連続作動時間		7 日間

[メーカー: BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BS-010155-AAK	1 unit	95,500	76,400

※プレート 4 枚用のプラットホームもキャンペーン対象 (別売) です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

Medical-Biological
Research & Technologies20～29%
OFF

Web ページ番号

3283



数 量 限 定

10 万円以下

Web に動画あり

デモ機あり

遠心分離機 / ボルテックスミキサー

MSC-3000 / MSC-6000

遠心→ミキシング→遠心のサイクルを連続して行えます。

低温室 OK
使用可能動作環境: 4～40℃

MSC-3000

2.1 kg



MSC-6000

2.5 kg

19.0^W×23.5^D×12.5^H cm (共通)

モデル	MSC-3000 数量限定	MSC-6000
回転数 (遠心力)	1,000～3,500 rpm (～800×g)	1,000～6,000 rpm (～2,350×g)
遠心時間	1 秒～99 分	1 秒～30 分
ミキシング強度	ソフト, ミディアム, ハード	
ミキシング時間	0～20 秒	
サイクル数	1～999 サイクル	

[メーカー: BSN]

モデル	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
MSC-3000	BS-010205-AAK	1 unit	107,000	75,000
MSC-6000	BS-010211-AAM	1 unit	117,000	93,600

※別売のローターについてはフナコシ Web をご覧下さい (キャンペーン対象外)。

20~37%
OFF

Web ページ番号

3818



数量限定 10~30 万円 Web に動画あり デモ機あり

マイクロチューブ用サーモシェーカー

TS-100 / TS-100C / TS-100C Smart



22.0×24.0×9.0 cm (共通)

2 mm
回転振幅

- マイクロチューブに入れた試料を、インキュベーションしながらシェーキングできます。インキュベーター機能のみ、またはシェーカー機能のみでも使用できます。
- チューブのサイズにあわせて別途専用ブロック（**キャンペーン対象**）を少なくとも 1 個ご購入下さい（ブロック付きセット（下記）を除く）。専用ブロックについてはフナコシ Web をご覧下さい。

モデル	TS-100	TS-100C	TS-100C Smart
温度設定範囲	25~100℃ (0.1℃ 刻み)	4~100℃ (0.1℃ 刻み)	
温度制御範囲	室温+5℃ ~100℃	室温-15℃~100℃	
振とう速度範囲	250~1,400 rpm		
タイマー	1 分~96 時間 (1 分刻み) / 連続		

数量限定 TS-100C に専用ブロック (SC-24NC) が付いた
限定セット

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
TS-100C-SET	1 set	398,000	→ 250,000

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペーン 価格(¥)
TS-100	BS-010120-AAJ	1 unit	249,000	→ 199,000
TS-100C	BS-010143-AAJ	1 unit	259,000	→ 207,000
TS-100C Smart	BS-010171-A04	1 unit	298,000	→ 238,000

20%
OFF

Web ページ番号

3817



20 万円~ Web に動画あり デモ機あり

マイクロプレート用サーモシェーカー

Plate Shaker-Thermostat

27.0^W×26.0^D×12.5^H cm (PST-60HL, PST-100HL)
38.0^W×39.0^D×14.0^H cm (PST-60HL-4)2 mm
回転振幅

- インキュベーターまたはシェーカー機能のみでも使用できます。

モデル	PST-60HL	PST-60HL-4	PST-100HL
温度設定範囲	25~60℃ (0.1℃ 刻み)		25~100℃ (0.1℃ 刻み)
プレート収容枚数	2 枚	4 枚	2 枚
振とう速度範囲	250~1,200 rpm (10 rpm 刻み)		
タイマー	1 分~96 時間 (1 分刻み) / 連続		
セット可能な プレートの高さ	最大 18 mm		

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペーン 価格(¥)
PST-60HL	BS-010119-AAJ	1 unit	251,000	→ 200,000
PST-60HL-4	BS-010128-AAJ	1 unit	328,000	→ 262,000
PST-100HL	BS-010142-AAJ	1 unit	288,000	→ 230,000

核酸除去スプレー
PDS-250

- ガラス、セラミックス、プラスチック、ゴム、鉄、貴金属に使用できます。
 - 軽金属や非鉄金属には使用できません。
- ※ダメージや変色を防ぐため、目立たない部分で事前に試してから、ご使用いただくことをお勧めします。

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-040107-DK	250 ml	8,700	→ 7,000

▶ p.21 DNA / RNA UV-Cleaner Box にご使用いただくと効果的です！

19%
OFF

Web ページ番号

65144



こちらもおススメ

数量限定 20 万円～ Web に動画あり

ベンチトップシェーカーインキュベーター

ES-20



- 内蔵マイクロプロセッサと温風循環システムにより、チャンバー内の温度を均一に保ちます。

温度設定範囲	25℃ (室温+5℃) ~42℃ (0.1℃ 刻みで設定可能)
振とう速度範囲	50~250 rpm (10 rpm 刻み)
タイマー	1 分~96 時間 / 連続 (最大 30 日間)
電 源	100 V~, 50/60 Hz

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010111-AAC 	1 unit	418,000 →	270,000

※プラットホームは別売（キャンペーン対象）です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

10 万円以下 10 万円～ Web に動画あり デモ機あり

ローラー＆ロッキング攪拌機

Roller Mixer

試験管や各種チューブ、ボトルを迅速かつ穏やかに攪拌できるローラーミキサーです。

- 対応チューブ径：φ10~40 mm
- ローラー長：32.5 cm



モデル	サイズ	ローラー数	回転数	連続稼働時間
205RMC	22 ^W ×49 ^D ×11 ^H cm	5 本	12～70 rpm 調節可能	3 時間 (3 時間使用後は、 20分使用をあける)
205RM	22 ^W ×48 ^D ×11 ^H cm	5 本	40 rpm 固定	
208RM	34 ^W ×48 ^D ×11 ^H cm	8 本		
210RM	42 ^W ×48 ^D ×11 ^H cm	10 本		

[メーカー：HWA]

モデル	商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
205RMC	400-205-101 	1 unit	99,000 →	74,200
205RM	400-205-100 	1 unit	73,500 →	55,000
208RM	400-208-100 	1 unit	124,000 →	93,000
210RM	400-210-100 	1 unit	142,000 →	106,500

10 万円以下


Web に動画あり

デモ機あり

マルチモーションローテーター

Multi Bio RS-24

3 種類の動作（回転・反転・振動）を個別で設定できるローテーターです。



タイマー	1 分~24 時間 (1 分刻み) / 連続
最大連続動作時間	7 日間
収容数	1.5~15 ml チューブ (φ1.0~1.6 cm) : 26 本 (付属プラットホーム PRS-26 装着時)
電 源	100 V, 50/60 Hz

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010117-AAK 	1 unit	123,300 →	98,600

※付属のプラットホーム以外にも別売のプラットホームがあります（キャンペーン対象）。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

10 万円以下

Web に動画あり

ミニローテーター

Bio RS-24

回転動作のみのシンプルなローテーターです。



回転数	5~30 rpm
回転角度	360°
タイマー	1 分~24 時間 (1 分刻み) / 連続
最大連続動作時間	8 時間
収容数	1.5~15 ml チューブ (φ1.0~1.6 cm) : 22 本 (付属プラットホーム PRS-22 装着時)
電 源	100~240 V, 50/60 Hz

※付属プラットホームの外側の列では、15 ml コニカルチューブは使用できません。

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010133-AAK 	1 unit	82,600 →	66,000

※付属のプラットホーム以外にも別売のプラットホームがあります（キャンペーン対象）。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

20%
OFF

Web ページ番号

71220



10 万円～

CO₂ インキュベーター内で使用可能なチューブローラーCTR-6, CO₂ Tuberoller

ローラーは一部取り外し可能なため、様々なサイズのボトルが使用できます。細胞培養の他、各種液体の混合や攪拌にも最適なチューブローラーです。



低温室 OK
使用可能動作環境：
4～40℃

31.0^W×26.2^D×8.0^H cm, 3.0 kg

- CO₂ インキュベーター内でも使用できます。

回転数	5～80 rpm
タイマー	1 分～96 時間／連続
電 源	100～240 V, 50/60 Hz

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010174-A02	1 unit	208,000	→ 166,000

20%
OFF

Web ページ番号

3819



10 万円以下

Web に動画あり

デモ機あり

マルチスピードボルテックスミキサー

MSV-3500 Multi Speed Vortex

様々なサイズのチューブを攪拌できるボルテックスミキサーです。交換可能な 4 種類のプラットフォームが付属しています。



低温室 OK
使用可能動作環境：4～40℃



回転数	300～3,500 rpm
タイマー	0～60 分／連続
連続作動時間	8 時間
電 源	100～240 V, 50/60 Hz

18.0^W×17.0^D×14.5^H cm, 2.6 kg

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010210-TAK	1 unit	105,000	→ 84,000

※プラットフォームが別売のモデルもあります（キャンペーン対象外）。
詳細はフナコシ Web をご覧ください。

20%
OFF

Web ページ番号

1383



10 万円以下

Web に動画あり

デモ機あり

マルチスピードボルテックスミキサー

Personal Vortex V-1 plus

コンパクトで 0.2 ml～50 ml チューブに対応のボルテックスです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4～40℃

9.0^W×15.0^D×8.0^H cm, 0.8 kg

対応チューブ	0.2～50 ml チューブ
最大処理可能量	30 g
回転数	500～3,000 rpm
連続作動時間	24 時間
電 源	100～240 V, 50/60 Hz

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010203-AAK	1 unit	44,800	→ 35,800

20%
OFF

Web ページ番号

61797



10 万円以下

Web に動画あり

デモ機あり

マルチスピードボルテックスミキサー

Multi-Vortex V-32

各種サイズのチューブを多数同時に処理可能なボルテックスです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4～40℃

12.0^W×18.0^D×10.0^H cm, 1.5 kg

回転数	500～3,000 rpm
連続作動時間	24 時間
電 源	100～240 V, 50/60 Hz

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010207-AAK	1 unit	65,700	→ 52,500

付属プラットフォーム	チューブ収容本数
PV-32	• 0.2 ml チューブ：8 本 • 0.5 ml チューブ：8 本 • 1.5 ml チューブ：16 本
PL-1	0.2～50 ml チューブ：1 本

※上記以外に別売のプラットフォームがあります（キャンペーン対象）。
詳細はフナコシ Web をご覧ください。

Medical-Biological
Research & Technologies20%
OFF

Web ページ番号

3822



10 万円以下

マグネチックスターラー

MS-3000



低温室 OK
使用可能動作環境：
4~40℃

12.0^W×15.0^D×6.5^H cm, 0.8 kg
トッププレートのサイズ：11.0^W×11.0^D cm

- PTFE コートのスターラーバー (6×25 mm) が 1 個付属しています。

[メーカー：BSN]

動作環境 (温度・湿度)	4℃~40℃, 相対湿度 80%
回転数	~3,000 rpm
最大連続動作時間	24 時間
最大処理可能量	5 L (H ₂ O)
商品コード	BS-010301-AAK △
通常価格 (¥)	43,000
キャンペーン価格 (¥)	34,400

20%
OFF

Web ページ番号

63658



10 万円以下

厚さ 2 cm 以下! スリムなスターラー

Capp Rondo Magnetic Stirrer

12.4^W×19.1^D×1.65^H cm, 0.6 kg

トッププレートの素材	ステンレス
推奨スターラーバーサイズ	25 mm
回転数	15~1,500 rpm (50 rpm 刻み)
タイマー	1~99 分
最大処理可能量	800 ml

[メーカー：CLT]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
CRS-15X △	1 unit	52,000	41,600

Medical-Biological
Research & Technologies19%
OFF

Web ページ番号

3346



20 万円~

Web に動画あり

ベンチトップサイズの低速遠心分離機

LMC-3000



ローター R-12/15 使用時

42.0^W×49.5^D×23.5^H cm, 11.8 kg

※ローターは別売です (キャンペーン対象)。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

回転数 (遠心力)	遠心管	100~3,000 rpm (~1,610×g)
	プレート	100~2,000 rpm (~560×g)
タイマー		1~90 分間 (1 分刻み)
電 源		100 V, 50/60 Hz

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010208-AAC △	1 unit	288,000	231,000

25%
OFF

Web ページ番号

71161



10 万円以下

Web に動画あり

デモ機あり

低温室でも使用可能な卓上マイクロ遠心分離機

Mini Microcentrifuge, Blue

17.2^W×14.7^D×12.2^H cm, 1.2 kg

低温室 OK

使用可能動作環境：
5~40℃



ローター (付属)



アダプター (付属)

回転数 (遠心力)	6,000 rpm (2,000×g) 固定
付属ローター/アダプター	• 1.5/2.0 ml チューブ 8 本用ローター • 0.2 ml 8 連チューブ 4 本用ローター • 0.2 ml チューブ用アダプター • 0.25 ml チューブ用アダプター • 0.5 ml チューブ用アダプター
動作可能環境	5~40℃
電 源	100~240 V, 50 / 60 Hz

[メーカー：AXB]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
C1601-B △	1 unit	40,000	30,000

22% OFF

Web ページ番号

1119



10 万円以下

タイマー付き小型遠心分離機

どこでも回転くん® Duo


 AC アダプターと電池
 (単 3×4 本) の 2way
 (自動切替え機能つき)
14^W×16^D×12^H cm, 460 g

回転数	約 6,500 rpm
タイマー	最大 10 分 (5 段階切替)
収容数	1.5 / 2.0 ml チューブ : 6 本
連続使用回数	10 分×15 回 (電池使用時)

[メーカー : ERM]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
05-514-0	1 piece	29,800 →	23,000

Labnet
20% OFF

Web ページ番号

3841



10 万円以下

Web に動画あり

デ モ 機 あり

96 ウェル PCR プレート用遠心分離機

MPS1000



回転数 (遠心力)	2,500 rpm (500×g)
プレート 収容数	96 ウェル PCR プレート : 2 枚
ローター	垂直固定式

19.0^W×21.0^D×18.3^H cm, 1.5 kg

[メーカー : LNT]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
C1000-100V	1 unit	90,000 →	72,000

※マイクロプレート, 384 ウェル PCR プレートには対応していません。

bioan
 Medical-Biological
 Research & Technologies

20% OFF

Web ページ番号

3820



10 万円以下

Web に動画あり

ボルテックス+遠心分離機

FVL-2400N


 低温室 OK
 使用可能動作環境 :
 4~40℃

回転数	2,800 rpm (固定)
付属ローター	・1.5 ml チューブ : 12 本 ・0.2/0.5 ml チューブ : 各 12 本

19.0^W×23.5^D×12.5^H cm, 1.7 kg

[メーカー : BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010202-AAC	1 unit	70,000 →	56,000

bioan
 Medical-Biological
 Research & Technologies

20% OFF

Web ページ番号

4967



10 万円~

Web に動画あり

デ モ 機 あり

低温室で使用可能な高速小型遠心分離機

Microspin 12

20.0^W×24.0^D×
12.5^H cm, 3.5 kg
 低温室 OK
 使用可能動作環境 :
 4~40℃
チューブアダプター
(付属)ローター蓋
(付属)

回転数 (遠心力)	1,000~14,500 rpm (50~12,400×g)
収容本数	1.5 / 2 ml チューブ : 12 本
付属アダプター	・0.2 ml チューブ : 12 本 ・0.5 ml チューブ : 12 本

[メーカー : BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010213-AA2	1 unit	210,000 →	168,000

bioan
 Medical-Biological
 Research & Technologies

20% OFF

Web ページ番号

26590



10 万円~

Web に動画あり

デ モ 機 あり

PCR プレート用ボルテックス遠心分離機

CVP-2

28.5^W×35.0^D×19.0^H cm,
6.15 kg
 ●PCR プレートに分注した反応液を, 攪拌 (ボルテックス
 機能) した後に遠心分離 (遠心分離機能) できます。

回転数 (遠心力)	遠心 : 300~1,500 rpm (~175×g) ボルテックス : 300~1,200 rpm
タイマー	遠心 : 0~30 分 (1 秒~1 分刻み) ボルテックス : 0~60 秒 (1 秒刻み)
サイクル数	1~999

[メーカー : BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010219-A14	1 unit	239,000 →	191,000

CAPP
20% OFF

Web ページ番号

63657



10 万円以下

コンパクトなボルテックス

Capp Rondo Vortex Mixer



 500 g
 最大負荷
 質量
10.0^W×10.0^D×6.7^H cm, 0.55 kg

[メーカー : CLT]

振とう速度範囲	0~4,500 rpm
回転振幅	4.5 mm
商品コード	CRV-45X
包 装	1 unit
通常価格 (¥)	51,000
キャンペーン 価格 (¥)	40,800

どこでも保温くんスターターセット

培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した培養細胞プレートの温度を一定に保ち、温度変化による細胞へのダメージを防ぎます。



プレート: 7.6^W×11.8^D cm
全体: 10.1^W×15.0^D×4.2^H cm

温度分布精度: 設定温度±1℃

- 安全機能: 42℃を超えないよう温度制御機能が付いています。
- モバイルバッテリー*や充電のみでも使用できるため電源が取れない場所や遠い場所でも使用できます。

*出力 1.8 A 以上のバッテリーをご使用下さい。

[メーカー: LKP]

商品コード	J054-SET
付属品	・USB ケーブル (USB-A to USB-C) ・AC アダプター (USB-A 変換) ・ニッケル水素充電電池 (単 4) × 6
包装	1 set
通常価格 (¥)	70,000
キャンペーン価格 (¥)	56,000

こちらもおススメ

ペトリディッシュ (φ90 mm)

30%
OFF



- 非細胞毒性のバージンポリスチレン製です。
- トリプルベントディッシュでガス交換を補助し、短時間の培養に最適です。
- サイズ: φ89.42×16.1^H mm

[メーカー: SCC]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
101VR20	25×20 pieces	23,500	16,400



Web ページ番号

5572

検索

Poly / Mini Pro Water Bath

Poly Pro Water Bath には水量が少なくなったことを知らせる機能が付いています。



Poly Pro Water Bath

Mini Pro Water Bath

モデル	Poly Pro Water Bath	Mini Pro Water Bath
容量	5.5 L	0.5 L
温度設定範囲	室温~90℃ (0.1℃ 刻み)	室温~99.9℃
温度均一性	±0.4℃	±2.0℃
外寸	40 ^W ×25 ^D ×17 ^H cm	φ20.3×11.4 ^H cm
内寸	32 ^W ×17 ^D ×13.3 ^H cm	φ10.5×6.5 ^H cm
質量	2.72 kg	1 kg

[メーカー: REV]

モデル	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Poly	RS-PB-100-SET	1 set	142,000	111,200
Mini	RS-PB-50	1 unit	56,000	44,800

20%
OFF

TDB-120



23.0^W×21.0^D×11.0^H cm, 2.8 kg

温度設定範囲	25℃~120℃ (0.1℃ 刻み)
タイマー	1 分~96 時間 (1 分刻み) / 連続
チューブ収容数	A-53 ブロック ・0.5 ml チューブ: 21 本 ・1.5 ml チューブ: 32 本
	A-103 ブロック ・0.2 ml チューブ: 52 本 ・0.5 ml チューブ: 21 本 ・1.5 ml チューブ: 32 本

[メーカー: BSN]

モデル	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
TDB-120 (A-53 ブロック付き)	BS-010401-PAC	1 unit	127,000	101,500
TDB-120 (A-103 ブロック付き)	BS-010401-QAC	1 unit	132,000	105,600

10 万円～

1℃ 刻みの温度制御が可能！

クールインキュベーター／小型低温恒温器

CN-40A



外寸：45.0^W×45.5^D×55.0^H cm
 内寸：36.0^W×27.6^D×42.0^H cm
 質量：18 kg

CN-25C



外寸：34.5^W×44.5^D×47.7^H cm
 内寸：26.5^W×26.0^D×36.0^H cm
 質量：12 kg

SLC-25A



外寸：34.5^W×44.5^D×47.7^H cm
 内寸：26.5^W×26.0^D×36.0^H cm
 質量：13 kg

タイプ	CN-40A	CN-25C	SLC-25A
容 量	41 L (内扉容量は 37 L)	25 L	25 L
温度設定範囲	3～45℃ (1℃ 刻み, 周囲温度 0～30℃)		3～65℃ (1℃ 刻み, 周囲温度 5～30℃)
付属品	棚網×2, 鍵×2	棚板一式 (3 分割タイプ)	棚板 1 枚, 電気配線接続用キャップ

[メーカー：LEO]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
CN-40A	1 unit	254,000 →	204,000
CN-25C	1 unit	124,000 →	100,000
SLC-25A	1 unit	147,000 →	118,000

LinkPlanner
 イノベーターの心に火を灯す
20%
OFF

Web ページ番号

70460

検索

数量 限定

30 万円～

デモ 機 あり

コンパクトで高効率な簡易エレクトロポレーター

フナポレーター

E.coli をはじめとする微生物のエレクトロポレーションに使用できる、簡易エレクトロポレーターです。



サイズ：32.0^W×22.5^D×71.8^H cm
 質量：1.5 kg

[メーカー：LKP]

出力波形	減衰波
出力電圧	1,600 V, 1,800 V, 2,000 V の 3 種類から選択可能
入力電圧	100 V
商品コード	J057
包 装	1 unit
通常価格 (¥)	450,000
キャンペーン価格 (¥)	360,000

REVSCI
 REVOLUTIONARY SCIENCE
 Making Science Simple
20%
OFF

Web ページ番号

65760

検索

20 万円～

Web に動画あり

デモ 機 あり

小型卓上オートクレーブ

Saniclave-Autoclave



ボタンを押すだけで運転がスタートします。
 運転中は残り時間と温度が確認できます。

外寸：31.8^W×38.1^D×33.0^H cm
 内寸：φ22.9×20.3^H cm
 質量：5.4 kg

素 材	ステンレス製
容 量	8 L
収容数	メジウム瓶 (250 ml)：7 本
オートクレーブ条件	121℃, 30 分 (固定), 15 psi

[メーカー：REV]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
RS-SC-50-SET	1 set	280,000 →	224,000

ご使用時のご注意



本製品は、入力電圧 110 V AC で作動するように設計されています。装置を設置の際には、付属の昇圧トランスと一緒にご使用下さい。昇圧トランスを使用しないと、装置が正常に作動しないことがあります。

30 万円～

Web に動画あり

コンパクトタイプの UV キャビネット

DNA / RNA UV-Cleaner Box

[メーカー：BSN]

モデル			
		UVC/T-AR	UVC/T-M-AR
光源	ワークスペース内 Air サーキュレーター	白色光：15 W×1 本, UV (254 nm)：25 W×1 本 UV：25 W×1 本	
壁面	材質	アクリル樹脂 (ポリメチルメタクリレート)	背面：ステンレス, 正面・側面ガラス
UV 遮へい率		>99.90%	>96%
ワーキング スペース	材質 内寸	スチール (化学耐性パウダーコーティング済み)	ステンレス
内部コンセント		無	有 (1 か所)
サイズ		72.0 ^W ×53.5 ^D ×55.5 ^H cm	70.0 ^W ×58.0 ^D ×55.5 ^H cm
商品コード		BS-040102-AAC 	BS-040104-A08 
包装		1 unit	1 unit
通常価格 (¥)		398,000	497,000
キャンペーン価格 (¥)		318,000	397,000

analytikjena
An Endress+Hauser Company

An Endress+Hauser Company

20%
OFF

Web ページ番号

Cabinet

65919

検索

Workstation

64943

検索

60～110 万円

PCR 用試料や反応液の調整時のコンタミネーションを防ぐクリーンスペース

UVP PCR Cabinet / Workstation



[メーカー：UVP]

品名	UVP PCR Cabinet	UVP PCR Workstation	UVP PCR HEPA Cabinet	UVP PCR HEPA Workstation
Air サーキュレーター (装置下部)	あり			
上部フィルターモジュール	なし		プレカーボンフィルター HEPA フィルター	
光源	ワークスペース内 UV タイマー	・白色 LED ・UV 放電管 (254 nm)：25 W×2 15 分, 30 分, カスタム (~99 分)	・赤色 LED	
外寸	68.6 ^W ×50.8 ^D ×88.9 ^H cm	82.6 ^W ×61.6 ^D ×99.1 ^H cm	68.6 ^W ×50.8 ^D ×88.9 ^H cm	82.6 ^W ×61.6 ^D ×99.1 ^H cm
質量	36.2 kg	51.3 kg	41.7 kg	59 kg
商品コード	849-95-0603-01 	849-95-0601-01 	849-95-0602-01 	849-95-0600-01 
包装	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	800,000	850,000	1,150,000	1,300,000
キャンペーン価格 (¥)	640,000	680,000	920,000	1,040,000

※本製品は、感染性試料の封じ込めを目的とした陰圧の安全キャビネットには相当しません。

※組立・納品・設置をご希望の場合、別途出張旅費・作業料が必要となる場合があります。

数量限定


200 万円

デモ機あり

スタイリッシュなリアルタイム PCR 装置

qTOWER³ G / qTOWER³ G touch

キャンペーン期間：2023 年 10 月 11 日 (水) ~ 2024 年 2 月 29 日 (木)

qTOWER³ G
PC 制御タイプqTOWER³ G touch
タッチパネル式
スタンドアロンタイプ27.5^W×27.5^D×58.5^H cm, 30 kg

ブロック容量	96 ウェル (0.2 ml)
サンプル ブロック	シルバーブロック, 金コーティング
試料量	5~100 µl
加熱速度	最大 8°C/秒
冷却速度	最大 6°C/秒
グラジエント	0.1°C~40°C, 12 カラム
検出波長	524±12 nm
測定可能な 色素	FAM, SYBR Green など
制 御	qTOWER ³ G : 制御用 PC (OS : Windows 7 以上) が 別途必要 (制御用ソフト qPCRsoft 付属) qTOWER ³ G touch : 10 インチタッチパネルまたは PC (制御用ソフト qPCRsoft を含む)

推奨スペック：Intel Core 2 Duo 以上, 2G RAM 以上, USB 2.0,
Display 1,280×1,024 pixel 以上

[メーカー：UVQ]

品 名	qTOWER ³ G 数量限定	qTOWER ³ G touch 数量限定
商品コード	844-00554-5 △	844-00556-5 △
包 装	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	2,800,000	2,900,000
キャンペーン価格 (¥)	2,000,000	2,000,000

別売品 カラーモジュール 30% OFF

[メーカー：UVQ]

種 類	励起 波長	検出 波長	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
Color module 2	510± 15 nm	565± 15 nm	844-00521-0	1 piece	250,000	175,000
Color module 3	530± 15 nm	585± 15 nm	844-00522-0	1 piece	250,000	175,000
Color module 4	560± 15 nm	610± 15 nm	844-00523-0	1 piece	250,000	175,000
Color module 5	625± 10 nm	680± 15 nm	844-00524-0	1 piece	250,000	175,000
Color module 6	625± 10 nm	710± 20 nm	844-00525-0	1 piece	250,000	175,000

40 万円~

Web に動画あり

デモ機あり

リアルタイム培養モニタリングが可能な
卓上バイオリアクター

RTS-1 / 1C

50 ml 培養用チューブで培養を中断することなく,
E. coli などの微生物の増殖をリアルタイムでモニタリ
ングできるバイオリアクターです。

アプリケーション例

- 発酵における細胞増殖のリアルタイム測定
- クローン候補のスクリーニング
- タンパク質発現
- 温度耐性, 適応性の実験
- 培地のスクリーニング, 最適化
- 増殖特性の評価

13.0^W×21.2^D×20.0^H cm

試料数：1

[メーカー：BSN]

品 名	RTS-1 デモ機あり	RTS-1C
使用可能 チューブ	50 ml 培養用チューブ* (専用バイオリアクターチューブ)	
試料容量	10~30 ml	
回転速度	50~2,000 rpm (10 rpm 刻み)	
温度設定 範囲	25~70°C (0.1°C 刻み)	冷却機能付き 4~70°C (0.1°C 刻み)
温度制御 範囲	室温+5~70°C (0.1°C 刻み)	室温-15~70°C (0.1°C 刻み)
温度安定性	±0.1°C	
光 源	LED	
測定波長	850 nm±15 nm	
測定範囲	<i>E. coli</i> : 0~10 OD (10~20 ml), 0~8 OD (20~30 ml)	
測定精度	±0.3 OD	
測定頻度	1~60 回/時間	
外部接続	USB ポート	
質 量	1.7 kg	2.2 kg
商品コード	BS-010158-A02 △	BS-010160-A02 △
包 装	1 unit	1 unit
通常 価格 (¥)	560,000	634,000
キャンペーン 価格 (¥)	448,000	507,000

*詳細はフナコシ Web をご覧下さい (キャンペーン対象外)。

※別途 PC (OS : Windows 7 以上) が必要です。

Nanoject III

アフリカツメガエル卵母細胞などへの微量注入装置です。マイクロプロセッサ制御により、ナノリットル量のインジェクションが行えます。

液晶タッチパネル
コントローラー



- 1 回ずつ注入を行うインジェクトモードと、インジェクション量や速度、サイクル数を設定できるプログラムモードがあります。タッチパネルで簡単に設定可能です。
- ピペットの固定に O-リングを使用しないため、簡単に装着できます。

充填量	4.2 μl
充填／排出速度	10～200 nl/秒
インジェクション量	0.6～999.9 nl
インジェクション速度	1～200 nl/秒
キャピラリー外径／内径	1.14 mm/0.53 mm

[メーカー：DRM]

モデル	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
オプションパーツ付き*	3-000-207-KIT △	1 kit	990,000	→ 792,000
本体のみ	3-000-207 △	1 set	600,000	→ 480,000

*オプションパーツ内容：スタンド、マニピュレーター、フットスイッチ
※スタンドやマニピュレーターをお持ちの方は、本体のみをご購入下さい。

CAPPForte

ガロン瓶などの試薬瓶の口に取り付けて溶液を分注できるディスペンサーです。



- 有機溶媒耐性があり、酸性／塩基性溶媒の分注に使用できます。
- オートクレーブ可能です (121℃)。
- 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています (ホウケイ酸ガラス、フッ素樹脂、セラミック、白金イリジウム)。

[メーカー：CLT]

タイプ (分注容量)	2.5～25 ml
目盛り単位	0.50 ml
正確度	0.5%
精度	≤0.1%
商品コード	CF25-1
包装	1 piece
通常価格 (¥)	120,000
キャンペーン価格 (¥)	60,000

ali-Q 2

セロロジカルピペットの目盛りを目測することなく、1 ボタンを押すだけで正確に分注／連続分注できます。

コードレス
(USB 充電)

分注スピード設定用ダイヤル
(ali-Q 2 VS のみ)

分注量設定ダイヤル

スタンド付き

分注ボタン

吸引ボタン

吐出ボタン

自立構造

質量：350 g

[メーカー：VST]

品名	ali-Q 2	ali-Q 2 LS	ali-Q 2 VS
分注スピード	High	Low	カスタム調整可能 (7 段階) *1
分注量 設定範囲	0.5～5 ml	0.3～3 ml	0.5～5 ml
正確性／精度 (CV) *2	±2% / ±1% (5.0 ml 設定時)	±2% / ±1% (3.0 ml 設定時)	±2% / ±1% (5.0 ml 設定時)
商品コード	2100-0005 △	2100-0003 △	2100-1005 △
包装	1 unit	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	118,000	118,000	145,000
キャンペーン 価格 (¥)	95,000	95,000	116,000

*1 ダイヤルによる分注スピードの調節が可能です。

*2 Wobble-not Serological Pipet (下記) 使用時

Wobble-not Serological Pipet



サクシオンピース部分の太さが 2 段階になっているため、少ない力で装着でき、ぐらつきによる液だれを抑えます。

[メーカー：VST]

サイズ	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
バルク包装 (10 本入り)				
100 ml 減	4290-0100	60 pieces	40,000	→ 32,000
個別包装 (プラスチック+紙包装)				
5 ml 減	4090-0005	4×50 pieces	9,000	→ 7,200
10 ml 減	4090-0010	4×50 pieces	9,500	→ 7,600
25 ml 減	4090-0025	4×50 pieces	19,500	→ 15,600
50 ml 減	4090-0050	100 pieces	27,500	→ 22,000
100 ml 減	4090-0100	50 pieces	36,500	→ 29,200
ショートタイプ (クリーンベンチ内での作業に最適！)				
10 ml 減	5090-0010	8×25 pieces	12,000	→ 9,600
25 ml 減	5090-0025	4×25 pieces	12,000	→ 9,600

● 滅菌品



18~20%
OFF

Web ページ番号

65379



10 万円以下

デモ機あり

ライフサイエンス研究に必携の電動ピペッター（ピペットコントローラー）

Drummond 社 ピペット・エイド[®]



[メーカー：DRM]

モデル名	こんな方にオススメ	サイズ 質 量	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
① XP	・世界的ベストセラー ・あらゆる用途に使えるファーストチョイス ・吸引・吐出の最大速度は 3 段階で変更可能 ・充電してから使用	14 cm 213 g	4-040-101-J	1 piece	48,000	39,000
② XPress	・XP の機能に加えて、吐出ボタンを強く押し込むと最大スピードで吐出する Xpress 機能 を搭載 ・充電してから使用		4-040-135	1 piece	48,000	39,000
③ Gravity Drain	・ 滴下試験に有用 ・自然落下（重力）で排出可能 ・充電してから使用		4-000-102	1 piece	75,000	60,000
④ XP2	・ 充電しながら使用可能 ・吸引・吐出の最大速度は 3 段階で変更可能 ・静音設計の新型ポンプを採用	14 cm 204 g	4-040-501	1 piece	52,000	42,000
⑤ XL	・ クリーンベンチ内の作業に有用 ・吸引・吐出の最大速度は 3 段階で変更可能 ・本体が長く、肘をついた楽な状態で作業可能 ・充電しながら使用可能 ・静音設計の新型ポンプを採用	25 cm 227 g	4-000-105	1 piece	75,000	60,000
⑥ Hood Mate	・ クリーンベンチ内の作業に有用 ・ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付けでき、スペースを節約できる ・ハンドルが軽い ※Hood Mate はデモ機のご用意がありません。	122 g	4-000-300	1 piece	72,000	58,000

ピ
ペ
ッ
ト

キャンペーン
期間
2023 年
11/15
～
2024 年
2/29

24

トーワラボ株式会社

製造元：(株)アイカマス・ラボ

数 量 限 定

10 万円以下

デモ機あり

18~20%
OFF

Web ページ番号

68015



軽くて正確な操作ができる電動ピペット

pipetty (ピペッティ)

手動ピペットと同等の低価格を実現した電動ピペットです。
ペンのように持つことで、小さなウェルにも容易に分注
できます。

- 吸引・吐出だけでなく、ミキシングもできます。スピードが一定で安定しているので、気泡がでにくく便利です。

長さ約 18 cm、重さ 75 g（電池含む）



[メーカー：ASY]

容 量	2~20 µl	25~250 µl	100~1,000 µl	スターターセット
商品コード	TLIC01-20	TLIC01-250	TLIC01-1000	TLIC01-SET
包 装	1 piece	1 piece	1 piece	1 set
通常価格 (¥)	32,000	32,000	32,000	95,000
キャンペーン価格 (¥)	26,000	26,000	26,000	76,000
外 観				
電 源	単 4 形ニッケル水素電池 (Panasonic 製充電池エネルギー PRO ハイエンドモデル指定) ※pipetty 1 本ごとに、充電電池 1 本+充電器 1 個がセットで付属します。			①pipetty 各容量 1 本ずつ ②充電電池 7 本 ③充電器 3 個 単品購入 よりお得！

10 万円以下

Web に動画あり

高い正確性・精度・快適性を備えたピペッター

Axypet Pro 8 チャンネルピペッター



- 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いており、作業中に設定した容量がずれるのを防ぎます。カウンターは、精度の高い 4 桁設定です。

[メーカー：AXB]

タイプ	ボタンカラー	容 量	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
8 チャンネル	●	0.5~10 µl	AP-8-10-P	1 piece	91,500 →	69,000
	●	5~50 µl	AP-8-50-P	1 piece	91,500 →	69,000
	●	10~200 µl	AP-8-200-P	1 piece	91,500 →	69,000
	●	30~300 µl	AP-8-300-P	1 piece	91,500 →	69,000

※シングルタイプと 12 チャンネルタイプもキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

10 万円以下

Web に動画あり

デモ機あり

人間工学に基づいた自立型手動ピペット

Ovation M



- 握手するように持てるので、長時間使用しても肩や手の負担が抑えられます。
- オートクレーブ可能です。

[メーカー：VST]

容 量	0.2~2 µl	1~10 µl	2~20 µl	10~100 µl	20~200 µl
商品コード	1070-0002	1070-0010	1070-0020	1070-0100	1070-0200
包 装	1 piece	1 piece	1 piece	1 piece	1 piece
通常価格 (¥)	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
キャンペーン価格 (¥)	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600

10 万円以下

10 万円~

Web に動画あり

デモ機あり

マイクロプレート用のマルチチャンネルピペット

CappAero Multichannel Pipette

- ハンドル下部のレバーにより、少ない力でチップをイジェクトできます。
- 16 チャンネルピペットはラック入り専用ピペットチップ（下記参照）をご使用下さい。



16 チャンネル

[メーカー：CLT]

チャンネル数	容 量*	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
8	2~20 µl	C20-8	1 piece	118,000 →	94,400
	5~50 µl	C50-8	1 piece	118,000 →	94,400
	20~200 µl	C200-8	1 piece	118,000 →	94,400
	30~300 µl	C300-8	1 piece	118,000 →	94,400
16	0.5~10 µl	C10-16	1 piece	199,000 →	159,200
	5~50 µl	C50-16	1 piece	199,000 →	159,200


*可変ノブが付属しています。

※上記以外のマルチチャンネルピペットもキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

16 チャンネルピペット専用チップ EXPell

20~29% OFF

[メーカー：CLT]



サイズ	タイプ	仕 様	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.2~50 µl	フィルターなし	滅菌	5030005C	384 pieces	10,000 →	7,100
		ラック入り	5030005C	10×384 pieces	89,500 →	71,600
	フィルターあり	滅菌	5030006C	384 pieces	11,400 →	8,300
		ラック入り	5030006C	10×384 pieces	104,000 →	83,200

滅菌品 滅菌品

サンプルあり

Biotix 社 ピペットチップ Biotix uTIP / NEPTUNE

uTIP®

フィルター付き

[メーカー：CLP]



サイズ	全 長	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペーン 価格(¥)
10 µl	31.2 mm	減 低 ラ フ	63300154	10×96 pieces	11,500	→ 8,700
10 µl XL	45.8 mm	減 低 ラ フ	63300041	10×96 pieces	11,500	→ 8,700
20 µl	50.7 mm	減 低 ラ フ	63300042	10×96 pieces	11,500	→ 8,700
100 µl	59.5 mm	減 低 ラ フ	63300043	10×96 pieces	11,500	→ 8,700
200 µl	59.5 mm	減 低 ラ フ	63300044	10×96 pieces	11,500	→ 8,700
300 µl	59.5 mm	減 低 ラ フ	63300045	10×96 pieces	11,500	→ 8,700
1,000 µl	81.8 mm	減 低 ラ フ	63300046	10×96 pieces	13,500	→ 10,200
1,250 µl	98.4 mm	減 低 ラ フ	63300047	10×96 pieces	13,500	→ 10,200

フィルターなし

[メーカー：CLP]




サイズ	全 長	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペーン 価格(¥)
10 µl	31.2 mm	減 低 ラ	63300048	10×96 pieces	6,600	→ 5,000
10 µl XL	45.8 mm	減 低 ラ	63300049	10×96 pieces	6,600	→ 5,000
200 µl	50.7 mm	減 低 ラ	63300050	10×96 pieces	6,600	→ 5,000
250 µl	59.5 mm	減 低 ラ	63300051	10×96 pieces	6,600	→ 5,000
300 µl	59.5 mm	減 低 ラ	63300052	10×96 pieces	6,600	→ 5,000
1,000 µl	81.8 mm	減 低 ラ	63300053	10×96 pieces	8,300	→ 6,300
1,250 µl	98.4 mm	減 低 ラ	63300054	10×96 pieces	8,300	→ 6,300

NEPTUNE
Tools for Life Sciences

フィルター付き

DNase/RNase, エンドトキシン, DNA フリーです。

[メーカー：CLP]



サイズ	全 長	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペーン 価格(¥)
10 µl	31.2 mm		63300746	10×96 pieces	12,500	→ 9,400
	45.7 mm	減 低 ラ フ	63300751	10×96 pieces	13,300	→ 10,000
	59.5 mm		63300752	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
10 µl XL	45.8 mm	減 低 ラ フ	63300754	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
20 µl	50.8 mm	減 低 ラ フ	63300757	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
100 µl	59.5 mm	減 低 ラ フ	63300748	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
200 µl	59.5 mm	減 低 ラ フ	63300759	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
300 µl	59.5 mm	減 低 ラ フ	63300763	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
1,000 µl	81.8 mm	減 低 ラ フ	63300749	8×96 pieces	12,000	→ 9,000
1,250 µl	98.4 mm	減 低 ラ フ	63300755	8×96 pieces	12,000	→ 9,000

※非滅菌やリフィルもキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

XL : Extra Long 減 : 滅菌品 低 : 低付着性素材使用 ラ : ラック入り包装品 フ : フィルター付きチップ

お問い合わせ先 フナコシ株式会社 機器担当 ☒ kiki@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1619 FAX 03-5684-5643

サンプルあり

Axygen 社低付着性ピペットチップ

DNase/RNase, エンドトキシン (パイロジェン), DNA, PCR 阻害物質フリーです。

[メーカー: AXY]

0.5~10 µl




200 µl (目盛り付き)



200 µl



1,000 µl



サイズ	全 長	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
0.5~10 µl	31.8 mm	非低ハ	T-300-L	1,000 pieces	3,500	2,600
		非低ハ	T-300-L	20×1,000 pieces	62,100	47,000
		非低ラ	T-300-L-R	10×96 pieces	8,000	6,000
		非低ラ	T-300-L-R	5×10×96 pieces	36,000	27,000
		減低ラ	T-300-L-R-S	10×96 pieces	10,300	7,700
		減低ラ	T-300-L-R-S	5×10×96 pieces	46,000	35,000
200 µl (目盛り付き)	50.5 mm	非低ハ 面取	TR-222-C-L	1,000 pieces	3,500	2,600
		非低ハ 面取	TR-222-C-L	20×1,000 pieces	62,100	47,000
		非低ラ 面取	TR-222-C-L-R	10×96 pieces	8,000	6,000
		非低ラ 面取	TR-222-C-L-R	5×10×96 pieces	36,000	27,000
		減低ラ 面取	TR-222-C-L-R-S	10×96 pieces	10,300	8,000
		減低ラ 面取	TR-222-C-L-R-S	5×10×96 pieces	46,000	35,000
200 µl	50.5 mm	非低ハ 面取	T-200-C-L	1,000 pieces	3,500	2,600
		非低ハ 面取	T-200-C-L	20×1,000 pieces	62,100	47,000
		非低ラ 面取	T-200-C-L-R	10×96 pieces	8,000	6,000
		非低ラ 面取	T-200-C-L-R	5×10×96 pieces	36,000	27,000
		減低ラ 面取	T-200-C-L-R-S	10×96 pieces	10,300	7,700
		減低ラ 面取	T-200-C-L-R-S	5×10×96 pieces	46,000	35,000
1,000 µl	78.0 mm	非低ハ 面取	T-1000-C-L	1,000 pieces	3,700	2,800
		非低ハ 面取	T-1000-C-L	5×1,000 pieces	16,100	12,000
		非低ラ 面取	T-1000-C-L-R	10×100 pieces	8,900	6,700
		非低ラ 面取	T-1000-C-L-R	5×10×100 pieces	39,700	30,000
		減低ラ 面取	T-1000-C-L-R-S	10×100 pieces	10,700	8,100
		減低ラ 面取	T-1000-C-L-R-S	5×10×100 pieces	48,100	36,000

サンプルあり

0.5 ml 刻みの目盛り線つき

5 ml / 10 ml ピペットチップ

DNase/RNase, エンドトキシン (パイロジェン), DNA, PCR 阻害物質フリーです。

[メーカー: SSI]

#4410-0F



#4411-SF



#4420-00



#4421-SF



#4530-00



#4520-01S



サイズ	適 用	全 長	仕 様	商品 コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
5 ml	Gilson Rainin	123.6 mm	非フハ	4410-0F	100 pieces	4,900	3,700
		123.6 mm	非フハ	4410-0F	10×100 pieces	45,800	34,400
		123.6 mm	非ラ	4411-00	10×50 pieces	15,400	11,600
		123.6 mm	非ラハ	4410-00	250 pieces	3,200	2,400
		123.6 mm	減ラ	4411-S0	10×50 pieces	17,500	13,200
		123.0 mm	減フラ	4411-SF	10×50 pieces	75,400	56,600
	Eppendorf Socorex	123.1 mm	非ハ	4420-00	250 pieces	3,200	2,400
		123.1 mm	非フハ	4420-0F	100 pieces	4,900	3,700
		123.1 mm	非フハ	4420-0F	10×100 pieces	45,800	34,400
		123.1 mm	非ラ	4421-00	10×50 pieces	15,400	11,600
		123.1 mm	減ラ	4421-S0	10×50 pieces	17,500	13,200
		123.1 mm	減フラ	4421-SF	10×50 pieces	75,400	56,600
10 ml	Gilson Eppendorf Rainin	160.8 mm	非ハ	4530-00	100 pieces	3,000	2,200
		160.8 mm	非フハ	4530-0F	50 pieces	6,400	4,800
		160.8 mm	非フハ	4530-0F	10×50 pieces	60,500	45,400
		160.8 mm	非ラ	4531-00	10×25 pieces	20,000	15,000
		160.8 mm	減ラ	4531-S0	10×25 pieces	22,200	16,700
		160.8 mm	減フラ	4531-SF	10×25 pieces	73,100	54,900
10 ml Blue	Socorex etc.	143.8 mm	非ハ	4520-01S	100 pieces	3,700	2,800
		143.8 mm	非ハ	4521-01S	10×25 pieces	18,200	13,700
		143.8 mm	減ハ	4521-S1S	10×25 pieces	20,400	15,300

Blue: ブルーチップ

※上記以外の包装もキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

減: 滅菌品 非: 非滅菌品 低: 低付着性素材使用 フ: フィルター付きチップ ラ: ラック入り包装品 ハ: パルク包装品 面取: 先端面取り加工

ディスポーザブル

プラスチック製パスツールピペット

個別包装で滅菌されています。



破損しにくく安全です

- ガラス製パスツールピペットと同様に使用できます。

[メーカー：ARG]

サイズ	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
145 mm	滅	04395-11	200 pieces	21,000	16,800
230 mm	滅	04395-12	200 pieces	25,000	20,000

1.5 ml チューブ用キャップロック



- 1.5 ml マイクロチューブのふたを確実にロックし、試料の流出、汚染を防ぎます。特に、煮沸・凍結時に有用です。
- ハンドルタブはフロスト加工を施してあるので書き込みができ、便利です。

[メーカー：SSI]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
1003-39	100 pieces	6,300	4,700

-196℃~121℃ まで使用可能

Screw Cap Tube with Cap



2 ml 自立型



2 ml コニカル型

[メーカー：SSI]

サイズ	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
0.5 ml	自立型 滅	2131-S0	50×50 tubes	84,100	63,900
0.5 ml	自立型 滅	2141-S0	10×50 tubes	17,000	12,900
1.5 ml	コニカル型 滅 目盛	2231-S0	10×50 tubes	15,700	11,900
1.5 ml	自立型 滅	2241-S0	10×50 tubes	15,300	11,600
2 ml	コニカル型 滅 目盛	2331-S0	10×50 tubes	15,800	12,000
2 ml	自立型 滅 目盛	2341-S0	10×50 tubes	14,200	10,800

滅：滅菌品 非：非滅菌品 低：低付着性素材使用 目盛：目盛り付き

100 μl ごとに目盛り線が付いたチューブ

マイクロチューブ

FREE
DNase/RNase/Pyrogen/
DNA/PCR Inhibitor

0.5 ml



1.5 ml



2 ml

[メーカー：SSI]

サイズ	仕 様	色	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
0.5 ml	非	クリア	1110-00	1,000 tubes	4,700	3,500
			1110-00	10×1,000 tubes	43,500	33,000
	アソート		1110-09	1,000 tubes	5,600	4,200
			1110-10	500 tubes	3,600	2,700
	非 低	クリア	1110-10	10×500 tubes	33,000	24,800
			1110-S0	500 tubes	4,200	3,200
1.5 ml	非	クリア	1210-00	500 tubes	2,500	1,900
			1210-00	10×500 tubes	23,500	17,700
	アソート		1210-09	500 tubes	3,200	2,400
			1210-10	250 tubes	2,200	1,600
	非 低	クリア	1210-10	10×250 tubes	20,200	15,300
			1210-S0	250 tubes	2,200	1,600
	滅	クリア	1210-S0	10×250 tubes	20,000	15,200
			1210-19	250 tubes	2,900	2,200
	非 低	アソート	1310-00	500 tubes	3,200	2,400
			1310-00	10×500 tubes	31,000	23,500
2.0 ml	非 低	クリア	1310-10	250 tubes	2,700	2,000
			1310-10	10×250 tubes	24,500	18,400
	非	アソート	1310-09	500 tubes	3,700	2,800
			1310-S0	250 tubes	2,400	1,800
	滅	クリア	1310-S0	10×250 tubes	21,500	16,200

大型キャップで開閉が容易なタイプ

[メーカー：SSI]

サイズ	仕 様	色	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
1.5 ml	非	クリア	1260-00	10×500 tubes	30,000	22,800
		アソート	1260-09	10×500 tubes	31,400	23,800

フタなしタイプ

[メーカー：SSI]

サイズ	仕 様	色	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
1.5 ml	非	クリア	1270-00	10×500 tubes	31,400	23,800
2.0 ml		クリア	1370-00	10×500 tubes	31,300	23,800

※アソート：黄，赤，紫，緑，オレンジのチューブのセット。

SnapLock マイクロチューブ



0.6 ml (#MCT-060-C) 1.5 ml (#MCT-150-C) 1.7 ml (#MCT-175-C) 2 ml (#MCT-200-C)

※1.7 ml チューブはオートクレーブ、煮沸不可。

- 開け閉めしやすく、しっかりロックできるマイクロチューブです。
- DNase/RNase, パイロジェンフリーです。
- 最大遠心強度：14,000 RCF

[メーカー：AXY]

サイズ	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペーン 価格(¥)
0.6 ml	非	MCT-060-C	1,000 pieces	5,100	3,800
			10×1,000 pieces	45,400	34,000
	減	MCT-060-C-S	5×100 pieces	4,700	3,500
			10×5×100 pieces	38,800	29,100
1.5 ml	非	MCT-150-C	500 pieces	2,500	1,800
			10×500 pieces	21,800	16,300
	減	MCT-150-C-S	5×50 pieces	2,600	1,900
			10×5×50 pieces	22,600	17,000
1.7 ml	非	MCT-175-C	500 pieces	2,700	2,000
			10×500 pieces	23,800	18,000
	減	MCT-175-C-S	5×50 pieces	2,600	1,900
			10×5×50 pieces	22,600	17,000
2.0 ml	非	MCT-200-C	500 pieces	2,700	2,000
			10×500 pieces	24,600	18,400
	減	MCT-200-C-S	5×50 pieces	2,600	1,900
			10×5×50 pieces	23,300	17,400

減：減菌品 非：非減菌品

耐衝撃性チューブ (2 ml)



- 各社のビーズ式破碎装置に使用可能なポリプロピレン製 2.0 ml マイクロチューブです。

[メーカー：SSI]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
2641-0B	200 tubes	13,900	10,500

チューブ用メッシュシール

各チューブの開口部に貼るだけで使用できるメッシュシールです。フローサイトメトリー解析時の細胞フィルトレーションに有効です。

■5 ml 用



Web ページ番号

69772

検索

サイズ：17.25 mm×12.5 mm
(外径：φ12 mm, メッシュ部：φ10 mm)

■15 ml 用



Web ページ番号

70987

検索

サイズ：24.1 mm×18.2 mm
(外径：φ17 mm, メッシュ部：φ13 mm)

■50 ml 用



Web ページ番号

70598

検索

サイズ：35 mm×30.5 mm
(外径：φ30 mm, メッシュ部：φ20 mm)

[メーカー：CSC]

メッシュポアサイズ	色	商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペーン 価格(¥)
5 ml 丸底テストチューブ・1.5 / 2 ml マイクロチューブ用					
70 μm	青	R-CSC026-012	500 pieces	39,000	32,000
100 μm	赤	R-CSC027-012	500 pieces	39,000	32,000
15 ml チューブ用					
30 μm	白	R-CSC071-012	50 pieces	7,000	6,000
70 μm	青	R-CSC072-012	50 pieces	7,000	6,000
100 μm	赤	R-CSC073-012	50 pieces	7,000	6,000
50 ml チューブ用					
30 μm	白	R-CSC065-012	30 pieces	6,000	5,000
		R-CSC065-013	60 pieces	9,600	8,000
70 μm	青	R-CSC066-012	30 pieces	6,000	5,000
		R-CSC066-013	60 pieces	9,600	8,000
100 μm	赤	R-CSC067-012	30 pieces	6,000	5,000
		R-CSC067-013	60 pieces	9,600	8,000
300 μm*	緑	R-CSC068-012	30 pieces	6,000	5,000
		R-CSC068-013	60 pieces	9,600	8,000

* 300 μm サイズは粘性の高い試料の粗ろ過に使用できます。その後、100 μm 以下のサイズでろ過して下さい。

サンプルあり

リザーバー

折り紙リザーバー CappOrigami Reservoir

20% OFF

[Web ページ番号 : 1837]

CAPP

- ポリプロピレンシートに折り目がついており、必要な時に組み立てて使用します。

[メーカー : CLT]

タイプ	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
30 ml	非	CA40505	50 pieces	6,500	5,200
40 ml	非	CA40510	50 pieces	9,500	7,600



アニマルフリーのリザーバー

20% OFF


[Web ページ番号 : 8077]

VistaLabTM
TECHNOLOGIES
Think Differently. Feel Better.

- ポリスチレン製で、DNase/RNase, パイロジェンフリーです。
- 液量が少なくなっても液体が玉状にならず、マルチチャンネルピペットでも最後まで吸引できます。

[メーカー : VST]

タイプ	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
10 ml	減	3054-1012	100 pieces	17,500	14,000
	減	3054-1013 個別包装	50 pieces	19,000	15,200
25 ml	減	3054-1002	10×10 pieces	16,000	12,800
	減	3054-1003 個別包装	50 pieces	17,000	13,600
25 ml (2 区画)	減	3054-1004	10×10 pieces	16,000	12,800
	減	3054-1005 個別包装	50 pieces	17,000	13,600
50 ml	減	3054-1006	10×10 pieces	16,000	12,800
	減	3054-1007 個別包装	50 pieces	17,000	13,600
100 ml	減	3054-1000	10×10 pieces	16,000	12,800
	減	3054-1001 個別包装	50 pieces	17,000	13,600



Biotix 試薬リザーバー

24~25% OFF

BIOTIXTM
LIQUID HANDLING

- RNase / DNase, パイロジェン, 核酸, 微量金属フリーです。
- リザーバーの角に注ぎ口があるため、余剰の試薬が回収しやすくなっています。

[メーカー : CLP]

Web ページ 番号	タイプ	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
53126	25 ml	減	63300124	10×5 pieces	7,400	5,600
		減	63300125	20×1 pieces	5,700	4,300
	25 ml (3 区画)	減	63300127	10×5 pieces	8,400	6,300
		減	63300128	20×1 pieces	5,500	4,100
	55 ml	減	63300120	10×5 pieces	5,100	3,800
		減	63300121	20×1 pieces	4,900	3,700
4203	100 ml	減	63300117	10×5 pieces	7,000	5,300
		減	63300118	20×1 pieces	5,400	4,100
	50 ml (生分解性)	減	63300130	40×5 pieces	26,600	20,000
		減	63300131	100×1 pieces	18,400	13,900
	100 ml (生分解性)	減	63300133	40×5 pieces	29,000	22,000
		減	63300134	100×1 pieces	19,200	14,500

※各タイプの 100 pieces のバルク包装もキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧ください。



生分解性リザーバー

減 : 滅菌品 非 : 非滅菌品

サンプルあり

シングル／8 連／12 連 PCR チューブ

シングル PCR チューブ

[メーカー：SSI]

フラット型 ドーム型
0.2 ml

Web ページ番号

1790

フラット型 ドーム型
0.5 ml

Web ページ番号

1425




サイズ	キャップ形状	キャップ表面	仕様	色	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
0.2 ml	フラット	クリア	非	クリア	3225-00	1,000 tubes	5,900	→ 4,400
		フロスト			3220-00	1,000 tubes	5,900	→ 4,400
	ドーム	クリア	非	クリア	3210-00	1,000 tubes	54,000	→ 40,500
		フロスト			3210-00	1,000 tubes	8,600	→ 6,500
0.5 ml	フラット	フロスト	非	クリア	3320-00	1,000 tubes	6,700	→ 5,000
	ドーム	クリア	非	クリア	3310-00	1,000 tubes	8,000	→ 6,000

8 連 PCR チューブ

[メーカー：SSI]



#3132-00



#3235-00



#3240-00



#3247-00

サイズ	キャップの形状	仕 様	色	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
PCR ストリップチューブとストリップキャップがセットになった 8 連チューブ [Web ページ番号：67629]							
0.2 ml	フラット	非	クリア	3135-00	125 strips	11,800	→ 8,900
					10×125 strips	110,500	→ 84,000
	ドーム	非	クリア	3131-00	125 strips	14,200	→ 10,800
	ドーム, イージーシール	非	クリア	3132-00	125 strips	11,800	→ 8,900
					10×125 strips	110,500	→ 84,000
8 連キャップと 8 連チューブが片方の端でつながったチューブ [Web ページ番号：1698]							
0.2 ml	フラット	非	クリア	3235-00	125 pieces	12,700	→ 9,600
	ドーム	非	クリア	3230-00	125 strips	14,500	→ 10,800
チューブ間の接合が 1 か所で、簡単に切り離せるチューブ [Web ページ番号：1705]							
0.2 ml	フラット	非	クリア	3245-00	120 strips	10,500	→ 7,900
					10×120 strips	98,000	→ 73,500
	ドーム	非	クリア	3240-00	120 strips	10,500	→ 7,900
					10×120 strips	98,000	→ 73,500
		非	アソート	3240-09	120 strips	12,800	→ 9,700
チューブ間の接合が 3 か所で、チューブ間がねじれて液はねするのを防げるチューブ [Web ページ番号：67629]							
0.1 ml		非	クリア	3248-00	120 strips	10,800	→ 8,200
					10×120 strips	101,000	→ 75,800
		非	白	3248-40	120 strips	13,400	→ 10,100
					10×120 strips	132,000	→ 99,000
0.2 ml	フラット	非	クリア	3247-00	120 strips	10,500	→ 7,900
					10×120 strips	98,000	→ 73,500
		非	白	3247-40	120 strips	12,900	→ 9,800
					10×120 strips	121,000	→ 90,800
		非	アソート	3247-09	120 strips	12,800	→ 9,700
					10×120 strips	120,000	→ 90,000

※アソート：青，緑，赤，紫，黄のチューブのセット

12 連 PCR チューブ

[メーカー：SSI]



#3133-00

サイズ	キャップの形状	仕様	色	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
PCR ストリップチューブとストリップキャップがセットになった 12 連チューブ [Web ページ番号：67629]							
0.2 ml	ドーム	非	クリア	3133-00	80 strips	16,700	→ 12,700


非：非滅菌品

サンプルあり


UltraFlux PCR プレート

[メーカー：SSI]

Ultraflux



スカートなし



セミスカート



フルスカート

ウェル数	形 状	仕 様	ウェル容量	色	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
スカートなし								
96	Standard	非	0.2 ml	クリア	3400-00	10 plates	3,900	2,900
						10×10 plates	36,000	27,000
	Low-Profile	非	0.1 ml	クリア	3401-00	20 plates	7,700	5,800
						5×20 plates	35,500	26,700
セミスカート								
96	Low-Profile	非	0.1 ml	クリア	3455-00	10 plates	5,100	3,800
	ABI-Type	非	0.2 ml	クリア	3420-00	10 plates	5,200	3,900
	Straight Side	非	0.2 ml	クリア	3450-00	10 plates	3,900	2,900
				10×10 plates	35,500	26,700		
		白	3450-40	10 plates	5,400	4,100		
				FAST-Type	非	0.1 ml	クリア	3426-00
		非	0.1 ml	白	3426-40	10 plates	5,400	4,100
				Raised Rim, ABI-Type	非	0.2 ml	クリア	3425-00
					10×10 plates	35,500	26,700	
フルスカート								
96	Low Profile	非	0.1 ml	クリア	3441-00	10 plates	5,100	3,800
		非	0.1 ml	白	3441-40	10 plates	5,400	4,100
384	Two-Notch	非	30 μl	クリア	3430-00	10 plates	7,100	5,300
		非	30 μl	白	3430-40	10 plates	7,600	5,700

PCR
プレート

キャンペーン
期間
2023年
11/15
～
2024年
2/29

32

Sterilin

30%
OFF

Web ページ番号

1499

検索

サンプルあり

各種用途に適した 96 ウェルマイクロプレート



- プレートの側面にフロスト加工がされており、文字などを書き込むことができます。
- 各ウェルにリムがついており、ウェル間のコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えられます。
- プレート方向をわかりやすくするため、一方のコーナーが丸くなっています。

[メーカー：SCC]

色	適 用	底面形状	仕 様	ウェル容量	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
クリア	340 nm における測定	フラット	非	400µl	611F96	10×5 plates	11,200	7,800
黒	蛍光測定	フラット	非	400µl	611F96BK	10×5 plates	27,700	19,300

非：非滅菌品

サンプル
あり

サンプル マークの製品は、小包装の無料サンプル品をご用意しています。
ご希望の方は当社テクニカルサポート（機器担当）までお問い合わせ下さい。

CS CRIE

16~19%
OFF


Web ページ番号

下記参照 🔍 検索

サンプルあり

国内で製造しています


プレートシール

リアルタイム PCR や ELISA でご利用いただける圧着式
シーリングフィルムです。リアルタイム PCR 用
(プレートタイプ)

耐熱温度：-20℃~110℃

Web ページ番号

69760

ELISA 用
(切り取りタイプ)

耐熱温度：-80℃~110℃

Web ページ番号

69771



[メーカー：CSC]

タイプ	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
プレート	R-CSC004-01	100 sheets	13,500	11,000
	R-CSC004-02	5×100 sheets	60,750	49,000
切り取り (8 ウェル)	R-CSC024-01	100 sheets	14,300	12,000
	R-CSC024-02	5×100 sheets	64,350	52,000
切り取り (12 ウェル)	R-CSC046-01	100 sheets	14,300	12,000
	R-CSC046-02	5×100 sheets	64,350	52,000

CS CRIE

20%
OFF

Web ページ番号

69763




Web に動画あり

サンプルあり

書きやすく、見やすい!!

マイクロプレート用メモシール

96 ウェルマイクロプレートの上面に貼り付ける、文字
の記入が可能なシールです。

- 3 列ごとに切り取って使用できます (ミシン目あり)。
- 圧着式は、加圧しながら貼ることで粘着力を発揮します。
再貼り付けも可能です。
- 耐熱温度：-80℃~110℃

[メーカー：CSC]

タイプ	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
圧着式	R-CSC007-01	50 sheets	7,500	6,000
	R-CSC007-02	5×50 sheets	33,750	27,000

CS CRIE

16~20%
OFF

Web ページ番号

69461





Web に動画あり

サンプルあり

多試料の連続フィルトレーションや
フローサイトメトリーの前処理に

マイクロプレートメッシュシール

96 ウェルプレートに貼り付けることができる、プレート
シールタイプのセルストレーナーです。

- 再貼り付けできる特殊シールなので貼り間違えても安心です。
- ハサミで切り取って必要な分だけ使用できます。
- コンタミ防止のため、メッシュはウェルごとに区切られています。
- ガンマ線滅菌済みの個包装です。

[メーカー：CSC]

メッシュ ポアサイズ	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
30 μm	R-CSC001-01A	1 piece	4,000	3,200
	R-CSC001-01A	5 pieces	18,000	15,000
70 μm	R-CSC018-01	1 piece	4,000	3,200
	R-CSC018-01	5 pieces	18,000	15,000
100 μm	R-CSC019-01	1 piece	4,000	3,200
	R-CSC019-01	5 pieces	18,000	15,000

CS CRIE

11~18%
OFF



Web ページ番号

70988



最大 96 試料を一度にフィルトレーション

遠心メッシュプレート

お手持ちの 96 ウェルマイクロプレートに本製品を重ね
て遠心することで、最大 96 試料を一度にフィルトレー
ションできます。

- ガンマ線滅菌済みです。
- ※ マイクロプレートに対応したスイングアウトローター式の遠心分離機
が別途必要です。




[メーカー：CSC]

メッシュ ポアサイズ	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
30 μm	R-CSC078-01	1 piece	6,800	6,000
	R-CSC078-02	10 pieces	58,000	47,000
70 μm	R-CSC079-01	1 piece	6,800	6,000
	R-CSC079-02	10 pieces	58,000	47,000
100 μm	R-CSC080-01	1 piece	6,800	6,000
	R-CSC080-02	10 pieces	58,000	47,000

※ 384 ウェルマイクロプレートに対応した製品もキャンペーン対象で
す。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

サンプルあり

プレートシーリングフィルム



[メーカー：EXS]

品 名	材 質	仕 様	備 考	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
ELISA プレート用							
SealPlate™	ポリエステル	非	溶液の蒸発を防止	100-SEAL-PLT	100 pieces	9,000	7,200
		減		STR-SEAL-PLT	100 pieces	12,500	10,000
PCR プレート用 (ヌクレアーゼフリー)							
ThermalSeal™	ポリプロピレン	非	スタンダードタイプ	100-THER-PLT	100 pieces	14,000	11,200
		減		STR-THER-PLT	100 pieces	18,400	14,700
ThermalSeal 2™	ポリエステル	非	強粘着タイプ	TS2-100	100 pieces	15,400	12,300
ThermalSeal A™	ポリエステル	非	リム付きプレート対応	TSA-100	100 pieces	15,400	12,300
ThermalSeal MiniStrips™	ポリプロピレン	非	1 列または 2 列のみに 貼り付け可能	TS-2x8-50	200 pieces	10,600	8,500
		非 □	96 ウェルプレート用	TS-2x8-50-SET	1 set	14,800	11,800
AlumaSeal 96™	アルミニウム	非	96 ウェルプレート用	F-96-100	100 pieces	10,500	8,400
AlumaSeal 384™	アルミニウム	非	384 ウェルプレート用	F-384-100	100 pieces	14,100	11,300
AlumaSeal II™	アルミニウム	非	耐薬品性	AF-100	100 pieces	18,100	14,500
		減		AFS-25	50 pieces	15,100	12,000
FoilSeal™	アルミニウム	減	溶液の蒸発・流出を防止	F2S-50	50 pieces	9,300	7,500
リアルタイム PCR 用							
ThermalSeal RT2™	ポリエステル	非	ヌクレアーゼフリー	TS-RT2-100	100 pieces	28,200	22,500
		非 □		TS-RT2-100-SET	1 set	32,400	25,900
ThermalSeal RT2RR™	ポリエステル	非	リム付きプレート対応 ヌクレアーゼフリー	TS-RT2RR-100	100 pieces	28,200	22,500
		非 □		TS-RT2RR-100-SET	1 set	32,400	25,900
ThermalSeal RTS™	ポリオレフィン	非	シリコン粘着剤を使用	TSS-RTQ-25	25 pieces	12,900	10,300
		減		TSS-RTQS-50	50 pieces	22,000	17,600
		非		TSS-RTQ-100	100 pieces	39,600	31,700
		非 □		TSS-RTQ-100-SET	1 set	43,800	35,000
EZcap qPCR	ポリエステル	非	1×8 ウェルごとにシール可能	US-CS1X8-400	400 strips	10,300	8,200
細胞培養プレート用							
AeraSeal™	レーヨン	非	通気性のあるフィルム	B-100	100 pieces	16,000	12,000
		減		BS-25	50 pieces	10,500	8,400
BrightMax™	白色ビニル	非	白色マイクロプレート用	WT-50	50 pieces	8,200	6,500
ロボット／オートサンプラー用							
X-Pierce™ Film	ビニル	非	チップが突き刺しやすい設計	XP-100	100 pieces	20,200	16,100
凍結保存用							
AlumaSeal CS™	アルミニウム	減	耐冷温度－80℃	FCS-25	2×25 pieces	12,500	10,000
		非		FC-100	100 pieces	18,500	14,800

※ロール状プレートシールの詰め替え用 (Web ページ番号：5368) などもキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

■パドル・ローラー

[メーカー：EXS]

仕 様	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
リム付きプレートにフィルムを圧着させるためのパドル	PDL-5/pak	5 pieces	1,400	1,100
	PDL-5	50 pieces	12,000	9,600
圧着用プレートローラー	RL-PLT-01	1 piece	5,900	4,800

減：減菌品 非：非減菌品 □：フィルム圧着用プレートローラー付き

免疫染色用 液漏れ防止シール


組織切片などの試料を囲むようにスライドガラス上に貼ることで、抗体や PBS などの試薬の流出や混合を防げる撥水性のシールです。



特 長

- 撥水サークルを作る液体ペンタイプの製品と異なり、塗る技術や乾かす手間を省け、ペンのインク切れを心配する必要がなくなります。
- 高温（70℃）下でも粘着性を保ちます。
- スライドガラスの余分な水分を拭き取らずに抗体を添加でき、作業時間が短縮できます。

製品ラインナップ



※カッコ内の数字は使用推奨抗体液量です。

[メーカー：CSC]

タイプ	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
A	R-CSC091-01	60 pieces	6,800	6,000
B	R-CSC092-01	90 pieces	6,800	6,000
C	R-CSC093-01	60 pieces	6,800	6,000
D	R-CSC094-01	90 pieces	6,800	6,000
E	R-CSC095-01	90 pieces	6,800	6,000
F	R-CSC096-01	90 pieces	6,800	6,000

Wet Surface Pen



- 濡れた状態の試料のラベルやプロットしたメンブレンに書きこめます。

[メーカー：MTI]

商品コード	133820000
包 装	1 piece
通常価格 (¥)	9,800
キャンペーン価格 (¥)	8,000

細胞試料などを液体窒素条件で輸送できる容器

CryoCube



- 液体窒素は吸収素材に吸収されるため、輸送中に容器が倒れても、液体窒素が漏れません。
- ※本製品の低温維持性能の保証は、1 回限りとなります。製品を再利用された場合、低温維持の性能保証はいたしかねますので、ご注意ください。

[メーカー：CHJ]

品 名	MVE CryoCube	MVE BL7
温度保持時間	最大 5 日間	最大 7 日間
サイズ (cm)	30.5 ^W ×32 ^D ×31.75 ^H	32.1 ^W ×32.1 ^D ×38.1 ^H
商品コード	20902359	20860675
包 装	1 piece	1 piece
通常価格 (¥)	78,000	88,000
キャンペーン価格 (¥)	59,000	66,000

数量限定

キャピラリー用クリーニングワイヤー

Small Orifice Cleaner

キャピラリーなどが詰まってしまった時に便利です。



交換用ステンレスワイヤー



ワイヤーホルダー
交換用ワイヤーの長さ：5.1 cm
交換用ワイヤーの太さ：0.152 mm, 0.254 mm, 0.508 mm (各 10 本入り)

[メーカー：MTI]

タイプ	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
ホルダー+ワイヤーのセット	F38125-0000	1 piece	26,900	13,000

Web に動画あり

サンプルあり

Flowmi チップストレーナー

1,000 μ l ピペットとチップ, Flowmi があれば, フローサイトメトリーに使用したい細胞懸濁液から簡単に夾雑物を除去できます。デッドボリュームが少ないためシングルセル調製にも最適です。

[メーカー: MTI]

40 μ m70 μ m

サイズ	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
40 μ m	136800040	50 pieces	28,400	22,700
70 μ m	136800070	50 pieces	27,600	22,000

微量試料用の透析カートリッジ

Xpress Micro Dialyzer (MD300 シリーズ)

特 長


- カートリッジは薄型構造で透析膜の表面積が大きく, 短時間で効率良く透析できます。
- 毛細管現象を利用するため, 試料の注入および回収はピペットで簡単に行えます。



製品ラインナップ

■透析カートリッジ 単品

[メーカー: SCI]



分画分子量 (MWCO)	1 セグメント分の 容量	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
2 kDa	50~300 μ l	40962	1 strip (8 segments)	9,000	8,000
3.5 kDa	10~100 μ l	40071	1 strip (8 segments)	6,700	6,000
	50~300 μ l	40786	1 strip (8 segments)	8,000	6,800
6~8 kDa	10~100 μ l	40075	1 strip (8 segments)	6,700	6,000
	50~300 μ l	40788	1 strip (8 segments)	8,000	6,800
12~14 kDa	10~100 μ l	40077	1 strip (8 segments)	6,700	6,000
	50~300 μ l	40790	1 strip (8 segments)	8,000	6,800
20 kDa	50~300 μ l	40964	1 strip (8 segments)	8,000	7,000
140 kDa	50~300 μ l	40966	1 strip (8 segments)	10,000	8,800


■透析カートリッジ (12 ストリップ) と 96 ウェルディーププレートのセット品

[メーカー: SCI]



分画分子量 (MWCO)	1 セグメント分の 容量	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
2 kDa	50~300 μ l	40961	1 kit (12 strips+1 plate)	98,000	89,600
3.5 kDa	10~100 μ l	40072	1 kit (12 strips+1 plate)	73,200	66,000
	50~300 μ l	40787	1 kit (12 strips+1 plate)	82,000	74,400
6~8 kDa	10~100 μ l	40076	1 kit (12 strips+1 plate)	73,200	66,000
	50~300 μ l	40789	1 kit (12 strips+1 plate)	82,000	71,200
12~14 kDa	10~100 μ l	40078	1 kit (12 strips+1 plate)	73,200	66,000
	50~300 μ l	40791	1 kit (12 strips+1 plate)	82,000	71,200
20 kDa	50~300 μ l	40963	1 kit (12 strips+1 plate)	86,000	78,400
140 kDa	50~300 μ l	40965	1 kit (12 strips+1 plate)	108,000	99,200

チューブラック

			
① #5110-29	② #5230-29 ※異なる 5 色のセット	③ #5240-09	④ #5320-29
			
⑤ #5400-29	⑥ #5410-29	⑦ #5415-59	⑧ #5420-29
			
⑨ #5405-59	⑩ #5510-00	⑪ #5500-29	

[メーカー: SSI]

Web ページ 番号		収容数	色	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
①	5529	1.5 / 2.0 ml チューブ : 80 本	クリア	5110-00	4×5 pieces	10,900	8,200
			蛍光色アソート	5110-29	4×5 pieces	12,200	9,200
			アソート	5110-39	4×5 pieces	12,200	9,200
②	1747	●0.2 ml チューブ : 96 本 ●0.2 ml 8 連チューブ : 12 本 ●96 ウェルプレート : 1 枚 ●0.2 ml 12 連チューブ : 8 本	蛍光色アソート	5230-29	5 pieces	6,100	4,600
					4×5 pieces	22,900	17,200
③	1647	積み重ね可能なラック ●0.2 ml チューブ : 96 本 ●0.2 ml 8 連チューブ : 12 本 ●96 ウェルプレート : 1 枚	アソート	5240-09	5 pieces	6,700	5,100
④	715	ラックの裏表で異なるサイズのチューブが立てられる (片面) 1.5 / 2 ml チューブ : 96 本 (片面) 0.5 ml チューブ : 96 本	クリア	5320-00	5 pieces	8,900	6,700
			蛍光色アソート	5320-29	2×5 pieces	19,200	14,400
			アソート	5320-39	2×5 pieces	19,200	14,400
⑤	1786	●50 ml コニカルチューブ : 2 本 ●15 ml コニカルチューブ : 6 本 ●1.5 / 2.0 ml チューブ : 9 本 ●0.5 ml チューブ : 12 本	蛍光色アソート	5400-29	4 pieces	8,400	6,300
			アソート	5400-39	4 pieces	8,000	6,000
⑥	1268	●50 ml コニカルチューブ : 4 本 ●5 / 15 ml コニカルチューブ : 12 本 ●0.5 ml チューブ : 32 本 ●1.5 / 2.0 ml チューブ : 32 本	蛍光色アソート	5410-29	5 pieces	6,500	4,900
					4×5 pieces	24,000	18,000
⑦	1268	●50 ml コニカルチューブ : 4 本 ●5 / 15 ml コニカルチューブ : 12 本 ●1.5 / 2.0 ml チューブ : 32 本 ●5 ml チューブ : 18 本, 0.5 ml チューブ : 32 本	アソート	5415-59	4 pieces	6,400	4,800
					4×4 pieces	23,500	17,700
⑧	1268	●50 ml コニカルチューブ : 8 本 ●5 / 15 ml チューブ : 24 本 ●φ20 mm チューブ : 20 本 ●1.5 / 2.0 ml チューブ : 40 本	蛍光色アソート	5420-29	5 pieces	18,000	13,500
⑨	3499	好きな面に回転させて使えるラック ●50 ml コニカルチューブ : 2 本 ●5 / 15 ml コニカルチューブ : 8 本 ●1.5 / 2.0 ml チューブ : 12 本 ●0.2 ml PCR チューブ : 48 本 ●0.5 ml チューブ : 6 本 ●8 連 PCR チューブ : 6 本	アソート	5405-59	4 pieces	7,200	5,400
⑩	67181	フタ付きラック ~2.0 ml チューブ : 50 本	クリア	5510-00	5 pieces	4,100	3,100
⑪	1716	~2.0 ml チューブ : 81 本	クリア	5500-00	5 pieces	5,700	4,300
			アソート	5500-29	5 pieces	6,200	4,700

ラック同士を横に連結でき、省スペースで実験可能

J-Rack



- 穴と穴の間隔が広いので、チューブのキャップ同士が干渉しません。
- オートクレープ処理による滅菌が可能です。

6.6^W×6.6^D×2.4^H cm

[メーカー：FBC]

タイプ	4色ミックス	4色ミックス×3
収容数	● 1.5 / 2.0 ml チューブ：13 本 ● 0.2 / 0.5 ml チューブ：12 本 (1 piece あたり)	
商品コード	JR-MIX	JR-MIX3
包装	4 pieces	12 pieces
通常価格 (¥)	2,800	7,500
キャンペーン価格 (¥)	2,000	5,700

サンプルチューブ冷却用アルミ製ラック

アイスオン

チューブがラックに密着するためチューブを直接氷にさすよりも速く冷却され、安定して低温を維持できます。



2 型

17.7^W×9.5^D×4.7^H cm

1 型

16.9^W×6.9^D×4.7^H cm

[メーカー：SKI]

品名	アイスオン 1 型	アイスオン 2 型
収容数	1.5 ml チューブ：24 本	● 0.2 ml チューブ：96 本 ● 0.2 ml 8 連チューブ：12 個 ● 0.2 ml 12 連チューブ：8 個 ● 0.2 ml 96 ウェルプレート：1 枚 + 0.5 ml チューブ：6 本 + 1.5 ml チューブ：4 本
商品コード	IO-1	IO-2
包装	1 piece	1 piece
通常価格 (¥)	4,200	9,000
キャンペーン価格 (¥)	3,400	7,200

アイスラック

色の変化で温度を知らせます IsoFreeze Temperature Maintenance Rack

[Web ページ番号：633]

[メーカー：SSI]



収容数	保冷機能	色変化 (冷) ↔ (室温)	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
● 0.5~2 ml チューブ：24 本	4℃ 以下で 3.5 時間以上保持可能	紫 ↔ ピンク	5630-T4	1 piece	12,300	9,300
● 0.5~2 ml スクリューキャップ チューブ：24 本		緑 ↔ 黄	5630-T6	1 piece	12,300	9,300
● 96 ウェル PCR プレート	4℃ 以下で 3 時間以上保持可能	紫 ↔ ピンク	5640-T4	1 piece	7,300	5,500
● 0.1 / 0.2 ml チューブ/ストリップ チューブ：96 本		緑 ↔ 黄	5640-T6	1 piece	7,300	5,500
● 96 ウェル PCR プレート	4℃ 以下で 2.5 時間以上保持可能	紫 ↔ ピンク	5650-T4	2 pieces	15,100	11,400
● 0.1 / 0.2 ml チューブ/ストリップ チューブ：96 本		緑 ↔ 黄	5650-T6	2 pieces	15,100	11,400
● 0.1 ml コルベットチューブ：64 本	4℃ 以下で 2.5 時間以上保持可能	青 ↔ 白	5660-TW	1 piece	8,700	6,600
● 0.2 ml チューブ/ストリップ チューブ：16 本						
● 0.5 ml チューブ：4 本						

低温を保持できるリバーシブルラック IsoFreeze Flipper Temperature Maintenance Rack

[Web ページ番号：1273]

[メーカー：SSI]



収容数	保冷機能	色	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
(片面) 1.5 / 2 ml チューブ：20 本	-20℃ で 5 時間保持可能	青	5610-43S	1 piece	14,400	10,800
(片面) 0.5 ml チューブ：20 本		白	5610-40S	1 piece	14,400	10,800

#5610-40S



数量限定

デモ機あり

CoolCell / CoolRack / CoolBox XT Starter

熱伝導性合金のコアと断熱性の高い容器素材により、均一に細胞を冷やします。外側は冷たくならないので、フリーザーから取り出した後も素手で触ることができます。

細胞へのストレスを抑えて凍結できる凍結用容器 CoolCell

- -80℃フリーザー内で、-1℃/分の冷却速度で細胞を凍結します。
- 冷却材を使用していないため冷却速度が安定しており、また繰り返し使用することができます。
- 細胞を入れたクライオチューブを本製品にセットし、そのまま-80℃フリーザーに入れて凍結できます。



CoolCell



CoolCell LX



CoolCell FTS30



CoolCell SV2

[メーカー：AXB]

タイプ	収容数	色	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
CoolCell	1~2 ml クライオチューブ：12 本用	パープル	432000	1 piece	24,300 →	21,000
CoolCell LX	1~2 ml クライオチューブ：12 本用	パープル	432001	1 piece	32,000 →	24,000
		グリーン	432002	1 piece	32,000 →	24,000
		オレンジ	432003	1 piece	32,000 →	24,000
		ピンク	432004	1 piece	32,000 →	24,000
CoolCell FTS30	1~2 ml クライオチューブ：30 本用	パープル	432006	1 piece	88,200 →	67,000
		グリーン	432008	1 piece	88,200 →	67,000
		オレンジ	432007	1 piece	88,200 →	67,000
CoolCell SV2	2 ml 注射用アンプル：12 本用	パープル	432010	1 piece	58,500 →	44,000

熱源に直接置いても温度のバラつきが生じにくい CoolRack

数量限定

- 様々な熱源の上に置いて使用できます（温度範囲：-196℃~100℃）。

液体窒素 ドライアイス 氷 ウォーターバス

- オートクレーブ処理、界面活性剤での洗浄などが可能です。



CoolRack M6



CoolRack M15




CoolRack M30

[メーカー：AXB]

タイプ	サイズ	チューブ収容数	色	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
M6	6.0 ^W ×4.3 ^D ×3.8 ^H cm	1.5 / 2.0 ml チューブ：6 本	グレー	432034	1 piece	12,200 →	10,000
			グリーン	432035	1 piece	12,200 →	10,000
			オレンジ	432036	1 piece	12,200 →	10,000
M15	10.2 ^W ×6.4 ^D ×3.8 ^H cm	1.5 / 2.0 ml チューブ：15 本	グレー	432037	1 piece	29,800 →	23,000
			グリーン	432038	1 piece	29,800 →	23,000
			オレンジ	432039	1 piece	29,800 →	23,000
M30	12.0 ^W ×10.2 ^D ×3.8 ^H cm	1.5 / 2.0 ml チューブ：30 本	グレー	432041	1 piece	52,900 →	40,000
			グリーン	432042	1 piece	52,900 →	40,000
			オレンジ	432043	1 piece	52,900 →	40,000

オープンプラットフォームの保冷容器 CoolBox XT Starter

Cooling Core
ホルダー

- -20℃で12時間以上置いて予備冷却してから使用します。
- 1~8℃表示の温度計が付いています。

コンプリートセット
(ホルダー+Cooling Core)

ホルダーのみ

- 0.5~4℃で4時間保冷できます。


[メーカー：AXB]

タイプ	サイズ	色	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
コンプリートセット ホルダーのみ	外寸：16.2 ^W ×12.1 ^D × 6.1 ^H cm	パープル	432014	1 set	45,300 →	34,000
			432015	1 piece	12,200 →	10,000

RNA/DNA サイズマーカー


30% OFF

DynaMarker® Prestain for RNA




これっていいね! IN LIFE SCIENCE


着色済みなので確認しやすい!

電気泳動の
分離状況の確認泳動の止め時
逃さない!!メンブレンへの
転写効率の確認安心して
次の工程に
進める!

DynaMarker® for RNA



DynaMarker® for DNA



*Reference indicator



通常のアガロースゲルで RNA を泳動!?

DynaMarker® RNA High for Easy Electrophoresis

RNA サイズマーカーとローディングバッファーのセットです。
ローディングバッファーと RNA 試料を混合し熱処理するだけで、
非変性ゲルでも泳動できます。

ホルムアルデヒド変性
アガロースゲル

非変性アガロースゲル



*保存条件：-80℃ [メーカー：BDL]

品名	使用回数	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Prestain Marker for Small RNA Plus	30	DM253	150 µl	25,000	17,500
Prestain Marker for Small RNA High*	30	DM260	180 µl	25,000	17,500
DIG Labeled Blue Color Marker for Small RNA	25	DM270	125 µl	28,000	19,600
Small RNA II*	30	DM192	30 µl	25,000	17,500
RNA Low II*	70	DM152	50 µg	27,000	18,900
RNA High*	50	DM160	50 µg	27,000	18,900
RNA High for Easy Electrophoresis*	25	DM170	1 set	27,000	18,900
dsRNA*	50	DM180	25 µg	32,000	22,400
DNA Small	50	DM100	1 set	16,000	11,200
DNA Low D	100	DM112	1 set	15,000	10,500
DNA High D	100	DM122	1 set	15,000	10,500

タンパク質 分子量マーカー

30% OFF

Stable II
(#DM660)Stable Low Range
(#DM670)高い安定性
4°Cで保存可能マルチカラーで
高い視認性

正確な分子量

天然タンパク質由来の着色済みタンパク質分子量マーカーです。
冷蔵保存可能なため、融解操作不要ですぐアプライできます。

[メーカー：BDL]

品 名	使用回数	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
DynaMarker® Protein MultiColor Stable II (Broad Range)	ミニゲル約 120 レーン分 (1.2 ml あたり)	DM660	1.2 ml	18,000	12,600
		DM660L	5×1.2 ml	80,000	56,000
DynaMarker® Protein MultiColor Stable, Low Range	ミニゲル約 40 レーン分 (200 µl あたり)	DM670	200 µl	14,500	10,150
		DM670L	3×200 µl	39,000	27,300

コンピテントセル (クローニング用, 発現用)

20% OFF

[メーカー：BDL]

品 名	IS-mutation Safe	JetGiga DH5α	Zip BL21 (DE3)	BL21 (DE3)	BL21 (DE3) pLysS
用 途	クローニング・ライブラリ作製用		タンパク質発現用 (T7 発現用)		
特 長	プラスミドに IS による 変異が入りにくい	分注・再凍結しても ギガレベルの高効率	ヒートショック不要 約 5 分で形質転換が終了	高レベルな発現	T7 リゾチームによる 発現制御が可能
形質転換効率 (pUC19)	>1×10 ⁸ cfu/µg	>1×10 ⁹ cfu/µg	>2×10 ⁶ cfu/µg	>5×10 ⁷ cfu/µg	>5×10 ⁷ cfu/µg
商品コード	DS410 -80°C	DS230 -80°C	DS255 -80°C カルタヘナ	DS250 -80°C カルタヘナ	DS260 -80°C カルタヘナ
包 装	10×100 µl	10×100 µl	10×100 µl	10×100 µl	10×100 µl
通常価格 (¥)	39,000	21,000	20,000	20,000	20,000
キャンペーン 価格 (¥)	31,200	16,800	16,000	16,000	16,000


BCA アッセイキット

30% OFF

ルーチンワークの実験コストを見直しませんか? 価格, 性能に自信があります! ぜひこの機会にお試し下さい。

特 長

- 確かな発色で, 検量線は高い直線性を示します。
- BSA スタンダードが付属するキット (#DS550) と, キット単体 (#DS540) の 2 種類があります。
- #DS550 に付属の BSA スタンダードは 20 mg/ml と高濃度なため, 測定対象の試料バッファーによる希釈率が高くなり, より正確な検量線を作成できます。
- 測定対象の濃度に合わせて室温から 60°C まで反応温度を選択可能です。
- 60°C の反応では, タンパク質濃度 5 µg/ml から定量することができます。



各社 BCA アッセイキットを用いて
37°C, 30 分の反応で検量線を作成した例

測定 フォーマット	測定回数	各反応温度におけるタンパク質測定範囲		
		室温	37°C	60°C
マイクロ チューブ	500 回 (1 ml/assay)	40~2,000 µg/ml	20~2,000 µg/ml	5~250 µg/ml
マイクロ プレート	2,500 回 (200 µl/assay)	40~2,000 µg/ml	20~2,000 µg/ml	—

品 名	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BDL DS550 with BSA standard	16,000	11,200
BDL DS540	14,000	9,800

キット内容: BCA reagent A (500 ml), BCA reagent B (10 ml), BSA standard solution (1 ml, 20 mg/ml, #DS550 のみ)

キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日 (水) ~ 2024 年 2 月 29 日 (木)

Web ページ番号

下記参照

検索

GST 研究関連製品

Web ページ番号 71511


検索

CellFluor™ GST

CellFluor™ GST は GST の酵素活性を生細胞で測定できる蛍光プローブです。広範な GST サブファミリーに交差するため、生細胞の総 GST 活性を測定できます。

特 長

- GST 活性によって Rhodamine110 が放出され、生じた緑色蛍光を測定します。
- 細胞膜透過性を有し、培地に添加するだけで使用できます。
- さまざまな GST ファミリーと反応性を示します。
- 洗浄操作不要で蛍光プレートリーダーを用いたハイスループットアッセイが可能です。
- 測定波長：励起 496 nm / 蛍光 520 nm



CellFluor™ GST 概要図

[メーカー：FNA]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FDV-0030	0.1 μmol	35,000	21,000

CellFluor™ GSTP1

CellFluor™ GSTP1 は GSTP1 の酵素活性を生細胞で測定できる蛍光プローブです。


※本製品は東京薬科大学生命科学部 藤川雄太博士の研究成果をもとにフナコシ(株)が製品化し、販売しています。

特 長

- GSTP1 に高い特異性を示すことが確認されています。
- 培地に添加するだけで細胞膜を透過し、観察できます。
- GSH との非特異的な反応はほとんど観察されていません。
- 測定波長：励起 493 nm / 蛍光 510 nm

※本試薬は生細胞専用です。in vitro のアッセイ（精製タンパク質やライセート）では使用できません。

■各種細胞株における GSTP1 活性の可視化



GSTP1 高発現が認められる 3 種類のがん細胞株に対し、CellFluor™ GSTP1 (2.5 μM) および MK571 を添加し 15 分後に緑色蛍光を観察した。いずれの細胞も細胞質から緑色蛍光が観察された。

[メーカー：FNA]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FDV-0034	1 kit	40,000	24,000


CNBSF

CNBSF (2-Chloro-5-NitrobenzenSulfonyl Fluoride) は膜透過性を有する GST 阻害物質です。生細胞に使用でき、既知の GST 阻害物質として汎用される Ethacrynic Acid (EA, エタクリン酸) と比べ、高い阻害活性を示します。

特 長

- 細胞内で GST により GSH に付加されることで、不可逆的な GST 阻害物質として機能します。
- 質量分析により内在性の GST に共有結合することを確認しています。
- 細胞質型 GST (GSTα, GSTμ, GSTπ, GSTω, GSTθ, GSTζ) を阻害することが分かっています。

■生細胞における CNBSF と Ethacrynic acid の阻害活性比較



2 種類の細胞株に対して、20 μM CNBSF または従来試薬 Ethacrynic acid (EA) を処理したのち GST 活性を CellFluor™ GST で測定した。いずれの細胞でも CNBSF が強い阻害活性を示した。

[メーカー：FNA]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FDV-0031	10 mg	35,000	21,000

シグナル伝達研究用製品

Web ページ番号 71512



SLIPT-PM


SLIPT 法は「タンパク質の細胞内局在を低分子化合物により制御する基盤技術」で、SLIPT-PM は SLIPT 法において細胞膜への局在移行を誘導する化合物です。目的のシグナルタンパク質を専用タグ *iK6*DHFR の融合タンパク質としてあらかじめ発現させた細胞に SLIPT-PM を添加することで、目的タンパク質を速やかに細胞膜に輸送することができます。狙ったシグナル経路に着目した各種解析を行うことができます。

※本製品は名古屋工業大学の研究成果をもとにフナコシ(株)が製品化し、販売しています。


特 長

- 専用タグタンパク質 *iK6*DHFR と融合して発現させた目的タンパク質を好きなタイミングで細胞膜に移行させることで、レセプター刺激不要で下流シグナルを活性化できます。
- 狙った経路の下流のみの反応を解析するのに優れています。

リガンドによるシグナル伝達の誘導 SLIPT-PM による目的因子の膜誘導を介した活性化



実験の構築には本製品 SLIPT-PM とは別に *iK6*DHFR 発現プラスミドを Addgene から入手いただく必要があります。



※SLIPT 法に関する詳細やアプリケーションデータについてはフナコシ Web をご覧ください。

[メーカー：FNA]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FDV-0045	1 kit	40,000 →	24,000

抗 体

Web ページ番号 71513



Anti-MUC1 Antibody (014E)

ムチン型糖タンパク質の MUC1 (Mucin1) スプライスバリエント共通配列を認識する抗体です。本製品は、これまで検出が困難とされてきたスキルス胃がんや膵がんを特異的に検出可能です。


※本製品は鹿児島大学の研究成果をもとにフナコシ(株)が製品化し、販売しています。



従来の抗 MUC1 抗体の多くは、MUC1-N や切断部位を抗原にしていたため、MUC1-N の切断・糖鎖修飾状況によっては検出できないことがありました。クローン：014E 抗体は、MUC1-C の細胞質領域 (CTD) 中の、スプライシングバリエント間での高保存性配列を抗原としています。そのため、MUC1 の細胞外領域の構造に関わらず、大多数のスプライシングバリエントの検出が可能です。

Anti-BST2/Tetherin (Mab-C48)

二量体 BST2/Tetherin の構造を特異的に認識する抗体です。二量体構造の BST2/Tetherin の免疫沈降、フローサイトメトリー、免疫組織染色に使用できます。



特 長

- BST2/Tetherin の二量体構造を認識します。
- ヒト抗原アレイ (5,300 種類) 解析により、高い BST2/Tetherin 特異性が確認されています。

[メーカー：FNA]

商品コード	適 用	交差性	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FDV-0012B -80℃	免疫組織染色, ウェスタンブロット	ヒト	100 µl	40,000 →	24,000
FDV-0048	免疫沈降, 免疫組織染色, フローサイトメトリー, ウェスタンブロット (非還元)	ヒト	100 µg	40,000 →	24,000



一次抗体 25% OFF

キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日 (水) ~ 2024 年 2 月 29 日 (木)

Web ページ番号

71236

検索

対象製品は約 **33,700 点!**

すべてのキャンペーン対象製品の
ラインナップはフナコシ Web で
簡単に探せるガオ!



ジェンタくん

GeneTex 社抗体の特長

- 幅広い研究分野を網羅した豊富な品揃え
- 多数の論文で使用実績あり
- 豊富なユーザーレビュー (5 点満点の★の数で表示)
- 充実した国内在庫で迅速にお届け
(ご注文のタイミングによっては、在庫がない場合があります。ご了承下さい。)




※複数包装がある製品は、一番大きい包装品がキャンペーン対象となります。使いっきり抗体 (25 µl 包装)、二次抗体、および一部の一次抗体製品はキャンペーン対象外です。

※GeneTex 社抗体のレビューをお寄せいただいた方に使いっきり抗体 (25 µl 包装) を 1 点プレゼントいたします。詳細は Web ページ番号：6262 をご覧ください。

COVID-19

Anti-SARS-CoV/SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike, Mouse-Mono (1A9)



使用文献
349

ユーザーレビュー

★★★★★




試料：SARS-CoV-2 Spike protein
を導入した 293T 細胞
緑：抗 SARS-CoV/SARS-CoV-2
抗体 (#GTX632604)
青：DAPI (核)

[メーカー：GNT]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
GTX632604	100 µl	76,000 →	57,000

蛍光タンパク質

Anti-mCherry, Rabbit-Poly



使用文献
51

ユーザーレビュー

★★★★★


試料：ゼブラフィッシュ胚
(受精 2 日後)
赤：抗 mCherry 抗体
(#GTX128508)

[メーカー：GNT]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
GTX128508	100 µl	76,000 →	57,000

がん研究

Anti-RAS (G12D Mutant), Rabbit-Mono (HL10)



使用文献
1

ユーザーレビュー

★★★★★




抗 G12D 変異 RAS 抗体
(#GTX635362) を用いた
脾臓がん組織の免疫組織
染色像

[メーカー：GNT]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
GTX635362	100 µl	76,000 →	57,000

低酸素症

Anti-HIF-1α, Rabbit-Poly



使用文献
171

ユーザーレビュー

★★★★★



試料：HeLa 細胞
緑：抗 HIF-1α 抗体
(#GTX127309)
赤：Phalloidin

[メーカー：GNT]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
GTX127309	100 µl	76,000 →	57,000

- KO/KD Validation：標的タンパク質のノックアウト/ノックダウンにより抗体の特異性を検証済み。
- Comparable Abs：標的タンパク質に対する 2 種類の抗体 (エピトープが異なるもの) を使用して、結果の相関性を確認済み。
- Orthogonal Validation：標的タンパク質の生物学的特性を利用し、薬剤処理などによる発現量の変化を検証済み。
- Protein Overexpression：過剰発現させた標的タンパク質と比較することで、内在性タンパク質に対する反応を検証済み。
- Recombinant Antibody：組換え抗体



キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日 (水) ~
2024 年 2 月 29 日 (木)

Abnova 社は世界最大級の
抗体メーカーです。



製品カテゴリ

[メーカー：ABN]

抗 体

組換え体タンパク質

ELISA/Assay キット

FISH/CISH プローブ

その他研究用製品

キャンペーン対象製品 100,000 点以上

最大 40% OFF

キャンペーン対象製品の詳細は
フナコシ Web をご覧下さい！



年度末
キャンペーン

キャンペーン
期間
2023 年
11/15
~
2024 年
2/29

45

ichorbio

30%
OFFWeb ページ番号
81748 

低エンドトキシンのバイオシミラー抗体 30% OFF

キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日 (水) ~2024 年 2 月 29 日 (木)

ichorbio 社は、低エンドトキシンレベル、高純度の
研究用バイオシミラー抗体を、大容量かつお求めになり
やすい価格で提供しています。

バイオシミラー抗体は、ヒトがん細胞を用いた異種移植
モデル研究などの機能アッセイ試験に有用です。

※掲載品はすべて研究用です。研究用以外には使用できず、ヒトへの
投与はできません。

特 長

- エンドトキシンレベル： ≤ 0.75 EU/mg (LAL 法)
- 純度： $> 95\%$ (HPLC および SDS-PAGE)
- 製造施設：cGMP 準拠の施設
- 製品ラインナップ：270 種類以上

[メーカー：ICO]

品 名	説 明	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Adalimumab Biosimilar	ヒト型抗ヒト TNF α モノクローナル抗体	ICH4001-5MG	5 mg	167,000	116,900
		ICH4001-10MG	10 mg	266,000	186,200
		ICH4001-20MG	20 mg	458,000	320,600
Denosumab Biosimilar	ヒト型抗ヒト RANKL モノクローナル抗体	ICH4019-5MG	5 mg	167,000	116,900
		ICH4019-10MG	10 mg	266,000	186,200
		ICH4019-20MG	20 mg	458,000	320,600
Rituximab Biosimilar	ヒト-マウスキメラ型抗ヒト CD20 モノクローナル抗体	ICH4011-5MG	5 mg	167,000	116,900
		ICH4011-10MG	10 mg	266,000	186,200
		ICH4011-20MG	20 mg	458,000	320,600
Trastuzumab Biosimilar	ヒト化抗ヒト ErbB2 モノクローナル抗体	ICH4013-5MG	5 mg	167,000	116,900
		ICH4013-10MG	10 mg	266,000	186,200
		ICH4013-20MG	20 mg	458,000	320,600

抗体・IHC キット・ELISA キット 25% OFF キャンペーン

キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日（水）～2024 年 2 月 29 日（木）



Products

Bioss 社は、米国ボストンに本拠を置くメーカーで、約 14,000 種類の未標識一次抗体と、各抗体に対する最大 35 種類の標識製品をそろえています。

抗体全製品
約 320,000 製品IHC キット
54 製品ELISA キット
50 製品

■抗体

[メーカー：BIS]

品 名	交差性	適 用	商品コード	包 装	通常価格（¥）	キャンペーン価格（¥）
Anti-8-OHdG, Rabbit-Poly	Human, Mouse, Rat	ELISA, IC, IF, IHC	bs-1278R	100 µl	64,000 →	48,000
Anti-4 Hydroxynonenal, Rabbit-Poly	Monkey, Mouse, Rat	ELISA, IF, IHC, WB	bs-6313R	100 µl	64,000 →	48,000

■ELISA キット

[メーカー：BIS]

測定因子	測定動物種	測定試料	測定範囲	測定波長	商品コード	包 装	通常価格（¥）	キャンペーン価格（¥）
TNF-α	Rat	血清、血漿、 細胞培養上清	31.25～2,000 pg/ml	450 nm	BSKR1003	1 kit	72,000 →	54,000
IL-6			62.50～4,000 pg/ml	450 nm	BSKR1005	1 kit	72,000 →	54,000

※上記以外のキャンペーン対象製品についてはフナコシ Web をご覧下さい。

ELISA
キット

20% OFF

ポリクローナル
抗体

30% OFF キャンペーン

キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日（水）～ 2024 年 2 月 15 日（木）

ELISA キット 製品例

20% OFF

Prealbumin (Transthyretin) ELISA Kit

[メーカー：ASB]



測定動物種	測定試料	測定範囲	測定波長	商品コード	包 装	通常価格（¥）	キャンペーン価格（¥）
ヒト	血清、血漿	3.125～100 ng/ml	450 nm	OKIA00081 調製	1 kit	126,000 →	100,800
マウス		15.6～500 ng/ml		OKIA00111 調製	1 kit	178,000 →	142,400
ラット		15.625～500 ng/ml		OKIA00159 調製	1 kit	178,000 →	142,400

ポリクローナル抗体 製品例

30% OFF

※対象製品：商品コードが #ARP～、#AVARP～、#P～から始まる製品。

標準サイズ（100 µl）に加え、アプリケーションの検証用にピッタリな使いいきり抗体（25 µl）もキャンペーン対象！

#ARP37894_P050
試料：ヒト脾臓#AVARP13034_P050
試料：ヒト腸

[メーカー：ASB]

因子名	抗原領域	免疫動物	交差性	適 用	商品コード	包 装	通常価格（¥）	キャンペーン価格（¥）
TGFB1	中間	Rabbit-Poly	Hu, Ms	IF, IHC, WB	ARP37894_P050	25 µl	23,000 →	16,100
						100 µl	90,000 →	63,000
GABRP	N 末端	Rabbit-Poly	Hu	IHC, WB	AVARP13034_P050	25 µl	23,000 →	16,100
						100 µl	90,000 →	63,000

※略号 IC：Immunocytochemistry, IF：Immunofluorescence, IHC：Immunohistochemistry, WB：Western Blotting

上記に掲載されている製品以外にもキャンペーン対象製品多数！詳細はフナコシ Web へ！

キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日 (水) ~ 2024 年 2 月 29 日 (木)


Web ページ番号 71293



低分子化合物

Bafilomycin A₁

#BVT-0252-C100

液胞型 H⁺-ATPase を
特異的に阻害する
マクロライド系抗生物質

PMA

#AG-CN2-0010-M001

プロテインキナーゼ C 活性化物質
として広く使用されている
ホルボールエステル

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
Bafilomycin A₁		
KOM BVT-0252-C100	100 µg /	23,000 → 17,250
液胞型 H ⁺ -ATPase を特異的に阻害するマクロライド系抗生物質 純度：≥98% (HPLC)		
IBMX		
KOM AG-CR1-3512-M500	500 mg /	22,000 → 16,500
細胞透過性の cAMP/cGMP ホスホジエステラーゼ阻害物質 純度：≥99% (HPLC)		
Manumycin A		
KOM BVT-0091-M001	1 mg /	24,000 → 18,000
強力で選択的かつ競合的な細胞透過性の RAS ファニシルトランスフェラーゼ阻害物質 純度：≥98% (HPLC)		
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA)		
KOM AG-CN2-0010-M001	1 mg /	9,000 → 6,750
プロテインキナーゼ C 活性化物質として広く使用されているホルボールエステル 純度：≥98% (HPLC)		
Rapamycin		
KOM AG-CN2-0025-M001	1 mg /	9,000 → 6,750
FKBP12 と複合体を形成し、mTOR を阻害する抗生物質 純度：≥98%		

ELISA キット

■Immuno Oncology Biomarker ELISA Kit

特異性が高く、高感度な腫瘍免疫学研究用バイオマーカーの
ELISA キット

- 測定法：サンドイッチ法
- 測定波長：450 nm


品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
B7-H3/CD276, Human, ELISA Kit		
KOM AG-45B-0025-KI01	1 kit /	144,000 → 108,000
測定試料：血清、血漿、細胞培養上清、測定範囲：0.3125~20 ng/ml		
CD40L, Human, ELISA Kit		
KOM AG-45B-0018-KI01	1 kit /	144,000 → 108,000
測定試料：血清、血漿、細胞培養上清、測定範囲：0.03125~2 ng/ml		
FGL1, Human, ELISA Kit		
KOM AG-45B-0022-KI01	1 kit /	144,000 → 108,000
測定試料：血清、血漿、細胞培養上清、測定範囲：7.8~500 pg/ml		
ICOSL (B7-H2/CD275), Human, ELISA Kit		
KOM AG-45B-0017-KI01	1 kit /	144,000 → 108,000
測定試料：血清、血漿、細胞培養上清、測定範囲：0.0625~4 ng/ml		
PD-1, Human, ELISA Kit		
KOM AG-45B-0015-KI01	1 kit /	144,000 → 108,000
測定試料：血清、血漿、細胞培養上清、測定範囲：3.125~200 pg/ml		
PD-L1, Human, ELISA Kit		
KOM AG-45B-0016-KI01	1 kit /	144,000 → 108,000
測定試料：血清、血漿、細胞培養上清、測定範囲：2.34~150 pg/ml		

リコンビナントタンパク質

■ Progranulin (PGRN)

- Tag-free であり、活性が高く、*in vivo* や *in vitro* での使用に最適です。

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
Progranulin, Recombinant		
KOM AG-40A-0188Y-C010 Human	10 µg /	47,000 → 35,250
KOM AG-40A-0189Y-C010 Mouse	10 µg /	47,000 → 35,250
産生：HEK293 細胞、純度：Human ≥98% (SDS-PAGE), Mouse ≥95% (SDS-PAGE)		

リコンビナント Progranulin (#AG-40A-0189Y) による
マウスの食餌摂取量および体重の変化

キャンペーン対象製品は **5,400 点以上**
掲載製品以外のキャンペーン対象製品については
フナコシ Web をご覧下さい！



安定発現細胞株 全製品 特別価格 キャンペーン

キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日 (水) ~ 2024 年 2 月 29 日 (木) Web ページ番号 71231 

安定発現細胞株全製品 **191 点** を **120 万円** (税別) の特別価格でご提供します！

免疫チェックポイントタンパク質安定発現細胞株

- 細胞表面における高タンパク質の発現をフローサイトメトリによって検証済みです。
- 細胞数： $>1 \times 10^6$ cells/vial
- 包装：2 vials

保存条件： [メーカー：GSC]

レセプター	動物種	細胞種	商品コード
4-1BB	Human	CHO-K1	M00538
	Mouse	CHO-K1	M00568
	Cynomolgus	CHO-K1	M00569
BTLA	Human	CHO-K1	M00534
CD80	Human	CHO-K1	M00545
CTLA4	Human	CHO-K1	M00530
	Mouse	CHO-K1	M00570
	Cynomolgus	CHO-K1	M00571
Lag3	Human	CHO-K1	M00532
PD-1	Human	CHO-K1	M00529
	Human	Daudi	M00630
	Cynomolgus	CHO-K1	M00572
PD-L1	Human	CHO-K1	M00543
	Human	HEK293	M00544
Tim3	Human	CHO-K1	M00531
	Human	CHO-K1	M00533
VISTA	Mouse	CHO-K1	M00633
	Cynomolgus	CHO-K1	M00634

GPCR 安定発現細胞株

- 細胞表面で長期間にわたり安定してヒト G タンパク質共役レセプター (GPCR) が発現します。
- 細胞数： $>1 \times 10^6$ cells/vial
- 包装：2 vials

保存条件： [メーカー：GSC]

レセプターファミリー	レセプター	動物種	細胞種	商品コード
5-Hydroxytryptamine	5-HT2A	Human	CHO-K1	M00251
Acetylcholine (muscarinic)	M1		CHO-K1	M00185
Adenosine	ADORA1		CHO-K1/Gα15	M00324
Bile acid	GPBAR1		CHO-K1	M00432
Bombesin	BB1		CHO-K1	M00254
	BB2		CHO-K1	M00182
	BB3		CHO-K1	M00183
Chemokine	CCR1		CHO-K1/Gα15	M00522
Class A orphan	MRGPRX2		CHO-K1	M00425
Dopamine	D2		CHO-K1	M00152
Free fatty acid	FFA1		CHO-K1/Gα15	M00273
	FFA2		CHO-K1/Gα15	M00437
Ghrelin	GHSR		CHO-K1	M00189
Hydroxycarboxylic acid	NIACR1		CHO-K1/Gα15	M00428
Orexin	OX1		CHO-K1	M00224
	OX2		CHO-K1	M00316

免疫チェックポイントタンパク質
安定発現細胞株の全ラインナップは
こちら

Web ページ番号

64524



GPCR 安定発現細胞株の
全ラインナップはこちら

Web ページ番号

5128



COVID-19 関連安定発現細胞株

- 結合アッセイまたは免疫原として簡単に使用できます。
- 細胞数： $>1 \times 10^6$ cells/vial
- 包装：2 vials

保存条件： [メーカー：GSC]

発現タンパク質	動物種/ウイルス	細胞種	商品コード
ACE2	Human	CHO-K1	M00771
		HEK293	M00770
Spike	SARS-CoV-2	CHO-K1	M00803
		HEK293T	M00804

CLDN18.2 安定発現細胞株

- 胃および膵臓がんの創薬研究にお勧めです。
- 細胞数： $>1 \times 10^6$ cells/vial
- 包装：2 vials

保存条件： [メーカー：GSC]

発現タンパク質	動物種	細胞種	商品コード
CLDN18.2	Human	CHO-K1	M00916
		HEK293	M00917

Fc レセプター安定発現細胞株

- 結合親和性および半減期を決定するための実験に使用できます。
- 細胞数： $>1 \times 10^6$ cells/vial
- 包装：2 vials

保存条件： [メーカー：GSC]

レセプター	動物種	細胞種	商品コード
FcγRIIIa (CD16A 158F)	Human	CHO-K1	M00586
FcγRIIIa (CD16A 158V)		CHO-K1	M00597
FcγRIIIb (CD16B NA1)		CHO-K1	M00602
FcγRIIIa (CD32A 131His)		CHO-K1	M00598
FcγRIIIb (CD32B 232Thr)		CHO-K1	M00600
FcγRIIC (CD32C 13Gln)		CHO-K1	M00601
FcγRI (CD64)		CHO-K1	M00588
FcRn		CHO-K1	M00603


Web ページ番号：71231 では、お求めになりたい
細胞株のキーワードから、キャンペーン対象製品を
検索いただけます！

DNA/RNAメチル化研究関連キット
20% OFF キャンペーン

キャンペーン期間：2023年11月15日(水)～2024年2月29日(木)



メチル化 RNA を定量するキット

m⁶A RNA Methylation Quantification Kit, EpiQuik各試料における m⁶A の定量
(#P-9005)

- 測定試料：哺乳動物、植物、真菌、細菌、ウイルス由来の total RNA
- 測定波長：比色法 450 nm, 蛍光法 励起 530 nm / 蛍光 590 nm

[メーカー：EPG]

測定対象	測定法	商品コード	包装 (測定回数)	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
N ⁶ -メチル アデノシン (m ⁶ A)	比色法	P-9005-48	1 kit (48 test)	85,000	→ 68,000
		P-9005-96	1 kit (96 test)	139,000	→ 111,200
	蛍光法	P-9008-48	1 kit (48 test)	85,000	→ 68,000
		P-9008-96	1 kit (96 test)	139,000	→ 111,200

メチル化 DNA を定量するキット

DNA Methylation (5-mC) ELISA Easy Kit,
MethylFlash GlobalHydroxymethylation (5-hmC) ELISA Easy Kit,
MethylFlash Global

- 測定試料：培養細胞、新鮮/凍結組織、パラフィン包埋組織、血漿、血清、体液などから抽出した DNA
- 測定波長：比色法 450 nm

[メーカー：EPG]

測定対象	測定法	商品コード	包装 (測定回数)	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
5-メチル化 シトシン (5-mC)	比色法	P-1030-48	1 kit (48 test)	81,000	→ 64,800
		P-1030-96	1 kit (96 test)	146,000	→ 116,800
5-ヒドロキシ メチル化 シトシン (5-hmC)	比色法	P-1032-48	1 kit (48 test)	86,000	→ 68,800
		P-1032-96	1 kit (96 test)	151,000	→ 120,800

上記以外のキャンペーン対象製品については
フナコシ Web をご覧下さい！

細胞培養関連製品

30% OFF キャンペーン

キャンペーン期間：2023年11月15日(水)～2024年2月29日(木)

MatriMix (511)

コラーゲン、ラミニン E8 (511E8) 断片、ヒアルロン酸から構成される三次元培養用基材です。生体内に近い細胞環境を創出できます。

	MatriMix	基底膜成分 (マウス腫瘍抽出物)
コラーゲン型やラミニンアイソフォームの組み合わせを変更可能(特注・要相談)	◎	×
生体内を模倣した組織化誘導	◎	○ (間質誘導に難)
ゲル強度のコントロールが可能	◎	×
細胞外マトリックスの模倣	○	○
構成成分の明確さ	○	×
成長因子(不純物) 不含	○	×
基材の透明性	○	○
がん細胞オルガノイドでの間質誘導	○	×
各臓器オルガノイドでの細胞分化誘導	○	○

キット内容

A 液	1.85×DMEM, ラミニン 511E8 断片/ ヒアルロン酸架橋物 (3.6 ml)
B 液	2.5% NaHCO ₃ 溶液 (1.0 ml)
C 液	5.0 mg/ml コラーゲン溶液 (3.0 ml)

※プロトコル通りに混合した場合、約 6.7 ml 分のゲルが作製できます。

品 名	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
メーカー 商品コード	包装 /	価格 (¥)
MatriMix (511)		
NIP 899001	1 set /	25,000 → 17,500

MatriMix の情報が盛りだくさんの MatriMix 専用サイト

MatriMix for 3D culture

www.matrimix.nippi.bio



架橋コラーゲンシート

生体内と同等の線維構造を保持したまま、高密度に圧縮したコラーゲンシートです。

特 長

- 高度に精製したブタ真皮由来ペプシン可溶性コラーゲン(純度 95% 以上)を原料としたシートです。
 - シート上での細胞培養が可能です。
 - 培養後も高い強度を保ち、容易に破れません。
- ※シート上での細胞培養に用いる場合、本製品は光透過性が低いため、細胞を観察する際には蛍光染色法での観察が必要です。

品 名	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
メーカー 商品コード	包装 /	価格 (¥)
架橋コラーゲンシート (ブタ真皮ペプシン φ12×0.2 mm)		
NIP 892203	1 set /	30,000 → 21,000
サイズ：直径 1.2 cm, 厚み：約 0.2 mm, EOG 滅菌処理済み		

Bio-Peak

抗体可変領域解析

ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日 (水) ~ 2024 年 2 月 29 日 (木)

Web ページ番号 71294




お手持ちのハイブリドーマより抗体遺伝子の可変領域配列を解析し、配列情報および CDR 領域の同定受託サービスを特別価格で承ります。

ハイブリドーマ 1 クローンの
V_H・V_L 遺伝子解析 / CDR 決定

キャンペーン特別価格

33万円



抗体の可変領域の遺伝子配列解析は、抗原認識機能解明や、医療応用のための組換え抗体の作製・ヒト化に必要です。また、モノクローナル抗体の国内特許申請において多くの場合、CDR（相補性決定領域）配列の開示が求められます。

可変領域解析の利点

- ヒト化やサブクラス変更などの抗体改変に利用
- 組換え抗体を生産可能
- 安心の国内作業

解析の流れ

1. ハイブリドーマのお預かり
10⁶ cells 以上のハイブリドーマを保存液*に湿潤させた状態でお送り下さい。
*ハイブリドーマ保存液はフナコシより無償提供いたします。
2. RNA 抽出, cDNA 合成
3. V_H・V_L の PCR 増幅, クローニング
4. V_H・V_L の遺伝子配列解析
5. CDR（相補性決定領域）の決定

納品物 / 納期の目安

V_H・V_L 遺伝子配列報告書 / 試料受領から約 3 週間
詳細は、受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。
[メーカー：BPK]

PBK
PROTEOBIOLOGICS

プロテオーム解析受託サービス

特別価格 キャンペーン

キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日 (水) ~ 2024 年 1 月 31 日 (水)

Web ページ番号 71291



最新鋭の質量分析装置 LC-MS Orbitrap Fusion™ Lumos™ などを使用し、網羅的なタンパク質解析を行うサービスです。二次元電気泳動は不要でタンパク質（最大 9,000 種程度）、エクソソーム由来タンパク質（最大 2,000 種類程度）、リン酸化ペプチド（最大 20,000 サイト）を同時に検出することができます。バイオマーカー探索をはじめとした各種の創薬アプリケーションにおいて有用なサービスです。

タンパク質定性解析・
比較定量解析
(標準感度)

特別価格 ¥99,000 / 試料

※その他の解析感度や、リン酸化プロテオーム解析も特別価格でご提供いたします。
詳細は受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。[メーカー：PBL]

解析対象試料

■生物種：UniProt データベースに登録されているすべての生物種

UniProt をデータベースとして使用しているため、UniProt に掲載されているタンパク質はヒト由来のものに限らず同定 / 定量することが可能です。

■試料の種類：血清・血漿*¹、組織、培養細胞および培養上清*²、エクソソーム、SDS-PAGE 試料（インゲル消化）*¹ 血清・血漿の解析対象はエクソソームに限ります。*² 培養上清の解析は無血清培地に限ります。ただし、解析対象がエクソソームの場合は、血清を含む培地でも解析可能です。

お問い合わせ先 フナコシ株式会社 受託担当 ☒ jutaku@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645 FAX 03-5684-6539

フナコシ YouTube 企画



を見て クイズ に答えて
プレゼント ゲット!



ケースを組み立てて、
トイレットペーパーをセット!
(芯は抜いて下さい)

研究室のフナコさん
のキャラクターが
勢ぞろい!!!



ティッシュのように
取り出して使えます!

下記クイズに答えて
全問正解 された方 **全員** に

**オリジナルデザイン
トイレットペーパーケース
をプレゼント!**

※トイレットペーパーはプレゼントに含まれません。

応募方法

下記 Web ページ番号または二次元バーコードから
応募フォームへ移動し、クイズに解答して下さい。

※応募にはフナコシ Web 会員登録が必要です。

※応募は、おひとり様 1 回限りです。

Web ページ番号 69370



フナコシ YouTube クイズ

第一問 (動画:【第一回】段ボール迷路フナコシカップ)

第一回段ボール迷路フナコシカップで使われたシェーカーは、
本カタログ (2023 年年度末キャンペーンカタログ) に掲載されています! 何ページに載っているでしょうか?

- ① 12 ページ ② 13 ページ ③ 15 ページ



第二問 (動画:【緊急調査!】Express の謎)

封入剤 VectaMount® Express という製品の名前の謎を探るため、
調査団が乗りこんだ乗り物はなんでしょう?

- ① 自転車 ② 車 ③ 電車



第三問 (動画:【第三回】段ボール迷路フナコシカップ)

第三回段ボール迷路フナコシカップでは、選手 (ビー玉) たちがなかなかゴールにたどり着くことが
できませんでした…

そこで選手たちの監督が出した作戦は、○○を変えること! ○○に当てはまる言葉はなんでしょう?

- ① フォーメーション ② 選手 (ビー玉) ③ コース (迷路) そのもの



動画を見て
クイズに答えよう!


YouTube で「フナコシ株式会社」で検索!

チャンネル登録よろしくお願いします!

応募期間: 2023 年 11 月 15 日 (水) ~ 2023 年 12 月 15 日 (金)

ウシ胎児血清 (FBS) 特別価格キャンペーン

キャンペーン期間：2023/10/16～2024/2/16



ヨーロッパ産 FBS
(#S1400-500)

Web ページ番号
71230 🔍 検索

¥35,000 / 500 ml



年度末キャンペーン

キャンペーン
期間
2023年
10/16
～
2024年
2/16

52

HyClone
USDA 認定 FBS*
(#SH30910.03)



Web ページ番号
71229 🔍 検索

¥49,800 / 500 ml

*USDA 輸入基準連合産ウシ胎児血清

自分の細胞との相性を確かめたい方に！



FBS 製品を 10 本以上購入予定の場合、ロットチェック用のサンプル品 (30 ml) をご提供します。
フナコシ Web から、またはご利用の販売店にお申し込み下さい。

フナコシ血清担当 ✉ kessei@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645

販売店

funakoshi |

フナコシ株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
www.funakoshi.co.jp ✉ info@funakoshi.co.jp

試薬：✉ reagent@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1620

機器：✉ kiki@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1619

受託：✉ jutaku@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645

※本紙に記載されている価格は、2023 年 11 月 15 日現在です。

FUN-7644 (2023.11)

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です