



生化学用一般試薬  
食品化学 検出

## 食品などに含まれる抗生物質や化合物を検出するキット 混入物質・残留物検出用 ELISA キット

[製品ページ番号：6907]

食品や、尿などの様々な試料に含まれる抗生物質・低分子化合物などの混入や残留量を測定するキットです。多くのキットでFAPAS®に基づく検定試験で有効性が確認済みです。

\*FAPAS：Food Analysis Performance Assessment Scheme（食品化学分析技能評価。世界中の食品分析検査機関で採用されている食品分析検査の技能評価プログラム）

※本製品は研究用です。臨床用途・食品検査用途には使用できません。

### 特長

- 測定対象の化合物に特異的な抗体を使用して残留量を測定します。
- 測定波長：450 nm
- ※各キットによって、測定試料の調製方法、検出限界、交差性などが異なります。詳細は各製品のデータシートをご覧ください。


EuroProxima 社では、今回ご紹介した製品以外の混入物質・残留物検出用 ELISA キットもご用意しています。詳細は当社テクニカルサポート（試薬担当）までお問い合わせ下さい。



[メーカー：WLP]

| 測定物質            | 測定試料   |    |    |   |     |   |      |          | インキュベーション (分) | 商品コード     | 包装 | 価格(¥) |        |
|-----------------|--------|----|----|---|-----|---|------|----------|---------------|-----------|----|-------|--------|
|                 | 組織抽出液* | 血清 | 血漿 | 尿 | ミルク | 卵 | ハチミツ | その他      |               |           |    |       |        |
| β -agonist      | ●      |    | ●  | ● | ●   |   |      | 胆汁, 糞便など | 90            | 5061BAG   | 毒  | 1 kit | 91,000 |
|                 |        |    |    |   |     |   |      |          | 45            | 5061BAGFc | 毒  | 1 kit | 91,000 |
|                 |        |    |    |   |     |   |      |          | 60            | 5061BAFS  | 毒  | 1 kit | 91,000 |
| Bacitracin      |        |    |    | ● |     |   |      |          | 90            | 5151BAC   | 毒  | 1 kit | 91,000 |
| Chloramphenicol | ●      | ●  | ●  | ● | ●   | ● | ●    | 食物抽出物    | 90            | 5091CAP   | 毒  | 1 kit | 91,000 |
|                 |        |    |    |   |     |   |      |          | 45            | 5091CAPF  | 毒  | 1 kit | 91,000 |
| Clenbuterol     | ●      |    | ●  | ● |     |   |      | 胆汁, 糞便など | 45            | 5071BAGC  | 毒  | 1 kit | 91,000 |
| Gentamicin      | ●      | ●  |    |   | ●   |   | ●    |          | 45            | 5111GEN   | 毒  | 1 kit | 91,000 |
| Neomycin        | ●      | ●  |    |   | ●   |   | ●    |          | 90            | 5111NEO   | 毒  | 1 kit | 91,000 |
| Tylosin         |        |    |    | ● | ●   |   | ●    |          | 75            | 5151TYL   | 毒  | 1 kit | 91,000 |
| Ractopamine     | ●      |    |    | ● |     |   |      |          | 45            | 5061RACT  | 毒  | 1 kit | 91,000 |
| Streptomycin    | ●      |    |    |   | ●   |   | ●    |          | 90            | 5111STREP | 毒  | 1 kit | 91,000 |
| Virginiamycin   |        |    |    | ● |     |   |      |          | 90            | 5151VIG   | 毒  | 1 kit | 91,000 |


\* 組織抽出物の種類については、製品データシートをご確認ください。



### 大型動物を利用した薬理試験

ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウシなどの家畜動物を利用した実験代行を実施いたします。Non-GLP 施設で廉価にご提供可能です。

受託・特注品業務担当：TEL 03-5684-1645 FAX 03-5684-6539 jutaku@funakoshi.co.jp



## フナコシニュースはお持ちですか？ 1人1冊、お手元にお届けします！ フナコシニュース定期発送の新規登録キャンペーン



### プレゼント内容

フナコシ(株)では、下記の方にプレゼントをお送りするキャンペーンを行っています。詳細は、フナコシホームページ（製品ページ番号：8950）をご覧ください。

- ・フナコシニュース定期発送の新規登録者
- ・新規登録者を紹介された方
- ・アンケートにお答えいただいた方



2way パソコンクリーナー



デジタルタイマー  
※色はご指定いただけません。