

BioDynamics RNA/タンパク質 着色済み分子量マーカー

Laboratory Inc. 無償サンプルご提供中!

[製品ページ番号: 80118]

「もう少し泳動すればよかった…」 「泳動しすぎちゃった…」
そんな時は、**着色済み分子量マーカー**をお試し下さい。

※1 研究室につき1回まで。1回のご応募で3製品を同時にお申し込みいただけます。


※ご試用後、簡単なアンケートにご協力をお願いします。

タンパク質分子量マーカー

Protein MultiColor, Stable DynaMarker®

[製品ページ番号: 5167]

- 希釈や変性処理は不要で、そのままアプライできます。
- 天然タンパク質由来のラダーマーカーです。
- 電気泳動やエレクトロブロットングのモニターに適しています。



© 樹庵じゅあん


商品コード: DM660
包装: 25 μl

一本鎖 RNA 分子量マーカー

Prestain Marker for RNA DynaMarker®

[製品ページ番号: 3921]

- 希釈や変性処理は不要で、そのままアプライできます。
- 変性ゲル電気泳動のモニタリングや、ノーザンブロットングに適しています。
- 200 bp~8000 bp の高分子量 RNA 用の製品 (#DM260) と、20 bp~100 bp の低分子量 RNA 用の製品 (#DM253) の無償サンプルをご用意しています。



商品コード: DM260
包装: 30 μl

商品コード: DM253
包装: 25 μl

※ロット毎の正確な分子量は製品添付のデータシートをご覧ください。

お申込み方法

フナコシホームページ (製品ページ番号: 80118) より専用申込用紙をダウンロードの上、必要事項をご記入いただき、販売店ご担当者様へお渡し下さい。

販売店



古紙再生適性
印刷用の紙にリサイクルできます
不要となった際は、古紙回収・リサイクルに出してください



funakoshi

フナコシ株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
http://www.funakoshi.co.jp/ e-mail: info@funakoshi.co.jp
試薬に関して: Tel.03-5684-1620 Fax.03-5684-1775
e-mail: reagent@funakoshi.co.jp
機器に関して: Tel.03-5684-1619 Fax.03-5684-5643
e-mail: kiki@funakoshi.co.jp