



詳しくは Web で

Web ページ番号

5537

マーカータンパク質検出用抗体 ExoAB Antibody Kit

エクソソーム中のマーカータンパク質を、ウェスタンブロッティングで検出する抗体です。HRP 標識二次抗体がセットになっています。

■一次抗体（4種類）と HRP 標識二次抗体のセット


品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)
ExoAB Antibody Kit, with Secondary Antibody, HRP Conjugated	SBI EXOAB-KIT-1	1 kit / 90,000
エクソソーム中のマーカータンパク質検出用抗体 (抗 CD9, 抗 CD63, 抗 CD81, 抗 HSP70 抗体) および HRP 標識二次抗体のセット。抗原: Human, 適用: West		

■一次抗体（1種類）と HRP 標識二次抗体のセット

品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)
Anti-CD9, Rabbit-Poly, with Secondary Antibody, HRP Conjugated	SBI EXOAB-CD9A-1	25 µl / 27,000
HRP 標識二次抗体添付。抗原: Human, 適用: West		
Anti-CD63, Rabbit-Poly, with Secondary Antibody, HRP Conjugated	SBI EXOAB-CD63A-1	25 µl / 27,000
HRP 標識二次抗体添付。抗原: Human, 適用: West		
Anti-CD81, Rabbit-Poly, with Secondary Antibody, HRP Conjugated	SBI EXOAB-CD81A-1	25 µl / 27,000
HRP 標識二次抗体添付。抗原: Human, 適用: West		
Anti-HSP70, Rabbit-Poly, with Secondary Antibody, HRP Conjugated	SBI EXOAB-Hsp70A-1	25 µl / 27,000
HRP 標識二次抗体添付。抗原: Human, 適用: West		

※略号: Poly: Polyclonal, West: Western Blotting

使用例



血清から回収したエクソソーム中の各マーカータンパク質を、ウェスタンブロッティングで検出した。

フナコシホームページの便利な抗体検索

ご存知
ですか？

抗体博士



このアイコン
が目印

アンティ先生が
抗体検索方法に
ついて解説!!

抗原名・品番などを入力して **検索** を **クリック**

フナコシホームページ (<http://www.funakoshi.co.jp>) でお試し下さい!