



Web ページ番号検索

64856



8-OHdG 定量用 EIA キット DetectX DNA Damage EIA Kit

DNA 酸化損傷マーカーである 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) を競合法により定量する EIA キットです。約 2.5 時間で結果が得られます。

[メーカー：ARB]

測定試料	測定範囲	測定波長	ウェル数	商品コード	包装	価格 (¥)
血清, 血漿 (EDTA, ヘパリン処理), 唾液, 尿, 糞抽出物, 組織培養液	62.5~8,000 pg/ml	450 nm	96 wells	K059-H1	1 kit (1 plate)	93,000
			5×96 wells	K059-H5	1 kit (5 plate)	374,000



PHOENIX PHARMACEUTICALS, INC.

Web ページ番号検索

67731



LEAP-2 EIA Kit

LEAP-2 は、ヒトおよびマウスの肝臓や小腸で発現するペプチドです。本製品は、ヒト LEAP-2 (38-77) / マウス LEAP-2 (37-76) を競合法により測定する EIA キットです。

[メーカー：PPE]

測定試料	測定範囲	測定波長	ウェル数	商品コード	包装	価格 (¥)
血清	0.01~100.0 ng/ml	450 nm	96 wells	EK-075-40	1 kit	118,000

R&D SYSTEMS
a biotechne brand

Web ページ番号検索

67815



ヘプシジン (LEAP-1) 測定キット Quantikine Human Hepcidin ELISA Kit

ヒト Heparin を、サンドイッチ法により定量する ELISA キットです。天然型および合成ヘプシジンのいずれも定量できます。

[メーカー：RSD]

測定試料	測定範囲	測定波長	ウェル数	商品コード	包装	価格 (¥)
血清, 血漿 (EDTA, ヘパリン処理), 細胞培養上清, 尿	15.6~1,000 pg/ml	450 nm	96 wells	DHP250	1 kit	98,000