

実験ニーズに合わせて選択, 注文できる

Cherry-Pick カスタム CRISPR ガイド RNA / siRNA ライブラリー

15% OFF
キャンペーン実施中!!!
期間: ~2020/12/31 (木)

キャンペーンの詳細は
Web ページをご覧ください

Web ページ番号

81257



お客様のユニークな実験に合わせて, Horizon 社 Dharmacon のデザイン済みガイド RNA (化学合成 sgRNA, 化学合成 crRNA など) や siRNA をご選択いただき, 96/384 ウェルプレートに分注してお届けします。目的とする遺伝子グループに対する網羅的ノックアウト/転写活性化/ノックダウン実験に最適です。

特長

- ヒト・マウス遺伝子をほぼ完全に網羅したデザイン済みガイド RNA や siRNA からご選択いただけます。
- 小容量包装にも対応可能なため, 目的とする遺伝子グループをコストを抑えて実験できます。
- 容量: 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 nmol/well から選択
※1 回のご注文では, 同一容量のみご選択いただけます。
- 最低注文数/製品形状: 20 well 分の製品/96 well プレート
40 well 分の製品/384 well プレート
※最後のプレートの端数はこの限りではありません。

	Edit-R CRISPR (knockout) sgRNA	Edit-R CRISPR (knockout) crRNA	Edit-R CRISPRa (activation) crRNA
ガイド RNA	遺伝子ノックアウト用のデザイン済み シングルガイド RNA (化学合成品)	遺伝子ノックアウト用のデザイン済み crRNA (化学合成品)	遺伝子転写活性化用のデザイン済み crRNA (化学合成品)
	■製品フォーマット Individual : 1 遺伝子につき 1~3 配列 から選択, 1 配列ごとに分注 Pool : 1 遺伝子に対する 3 配列の混合物 を分注	■製品フォーマット Individual : 1 遺伝子につき 1~5 配列 から選択, 1 配列ごとに分注 Pool : 1 遺伝子に対する 4 配列の混合物 を分注	■製品フォーマット Individual : 1 遺伝子につき 1~4 配列 から選択, 1 配列ごとに分注 Pool : 1 遺伝子に対する 4 配列の混合物 を分注
siRNA	siGENOME	ON-TARGETplus	Accell
	機能性・特異性に優れた スタンダードタイプ ノックダウン効果が高く, 実績のある siRNA です。	オフターゲット効果を抑え, ターゲット遺伝子に対する特異性を向上 高いノックダウン効果と共に, センス・アンチ センス両鎖への化学修飾により, 両鎖に 由来するオフターゲット効果の低減を実現。	トランスフェクション試薬を 使わずに細胞へ導入 リポフェクション法では siRNA 導入が難しい 細胞や, トランスフェクション試薬への 感受性が高い細胞における siRNA 実験に適 しています。
	■製品フォーマット Individual : 1 遺伝子につき 1~4 配列から選択, 1 配列ごとに分注 SMARTpool : 1 遺伝子に対する 4 配列の混合物を分注		

ライブラリー作製

[キャンペーンコード: CP05-2020]

Cherry-Pick Library Tool

Horizon 社のウェブサイトへアクセスし,
Gene modulation > Tools > Cherry-Pick Library Tool
をクリックして下さい。

5 ステップでライブラリー作成が完了します。

1. ご希望の crRNA の遺伝子検索キーワードの入力
2. 正しい製品と遺伝子が選択されているかを確認
3. 製品タイプとフォーマットを選択
4. 容量, コントロール, プレート枚数, レイアウトを設定
5. ショッピングカート*に入れてチェックアウト

*キャンペーン期間中は, カート画面右下の「Promo Code (s)」に
[コード: CP05-2020] を入力し, 「Apply Code」をクリック
していただくことで 15% OFF 価格が適用されます。

ご注文方法・価格

Horizon 社 Dharmacon 製品はお客様ご自身でオンライン注文
いただけます。詳細は当社受託・特注品担当までお問い合わせ
下さい。

[メーカー: DHA]

Horizon 社のウェブサイト上のツールから, 簡単にプレート設計およびお見積りが可能です

- 実験に合わせて自由自在に各製品のプレートレイアウトを行えます。実験に合ったコントロール製品も配置できます。
- siRNA では, 異なる製品タイプ/フォーマットも同一プレートに配列が可能です。
- デザイン済みの配列情報は, 製品に添付される USB メモリーに収められています。

Horizon Discovery 社
Dharmacon 製品は
オンラインでご注文いただけます

Web ページ番号

81062



※ユーザー登録が必要です。