

CORNING

15~16%  
OFFデモ機  
あり

Web ページ番号

65106



## 細胞へのストレスを抑えて凍結できる凍結用容器

## CoolCell®

熱伝導性合金のコアと断熱性の高い容器素材により、均一に細胞を冷やします。外側は冷たくならないので、フリーザーから取り出した後も素手で触ることができます。



## 細胞へのダメージを抑えます


- -80℃フリーザー内で、-1℃/分の冷却速度で細胞を凍結します。

## メンテナンスフリーです

- イソプロパノール (IPA) を用いる凍結容器では、5回の使用ごとに交換の必要があり、また凍結速度にばらつきが生じる可能性があります。
- CoolCell® は冷却材を使用していないため冷却速度が安定しており、また繰り返し使用することができます。

## 予冷が必要ありません

- 細胞を入れたクライオチューブを本製品にセットし、そのまま-80℃フリーザーに入れて凍結できます。



本製品で凍結保存した細胞は、融解後の増殖数が多いことが分かる。

[メーカー：AXB]

品名	カラー	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
① CoolCell 1~2 ml クライオチューブ×12 本用	パープル	432000	1 piece	<del>22,000</del>	18,500
	パープル	432001	1 piece	<del>29,000</del>	24,400
② CoolCell LX 1~2 ml クライオチューブ×12 本用	グリーン	432002	1 piece	<del>29,000</del>	24,400
	オレンジ	432003	1 piece	<del>29,000</del>	24,400
	ピンク	432004	1 piece	<del>29,000</del>	24,400
	パープル	432006	1 piece	<del>80,000</del>	67,200
③ CoolCell FTS30 1~2 ml クライオチューブ×30 本用	グリーン	432008	1 piece	<del>80,000</del>	67,200
	オレンジ	432007	1 piece	<del>80,000</del>	67,200
	ピンク	432009	1 piece	<del>80,000</del>	67,200
	パープル	432010	1 piece	<del>53,000</del>	44,500
④ CoolCell SV2 2 ml 注射用アンプル×12 本用	パープル	432010	1 piece	<del>53,000</del>	44,500
⑤ CoolCell 5 ml LX 3~5 ml クライオチューブ×12 本用	パープル	432005	1 piece	<del>39,000</del>	32,800
⑥ CoolCell SV10 10 ml 注射用アンプル×6 本用	パープル	432011	1 piece	<del>53,000</del>	44,500

