

BioDynamics Laboratory社製品

**40%OFF** キャンペーン

NEW フナコシウェブ 検索機能パワーアップ！ 製品検索もラクラク！

掲載品の  
Webページ番号 81060



8月は

**プロテインマーカー** (下記)  
**RNAマーカー** (裏面参照)

がキャンペーン  
対象！

キャンペーン期間:2018年8月1日(水)～8月31日(金)


## プロテインマーカー

- Stableタイプは安定性が高く、すぐに使える4°C保存が可能
- すべてのバンドがはっきり・くっきり
- Ready-to-Useで、そのままアプライ
- ミニゲルの1レーンあたり5µlでOK
- よりお安いこの機会にぜひお試しを

① Broad Range



② Low Range



BioDynamics Laboratory Inc. [メーカー略称:BDL]

プロテインマーカー(8月キャンペーン対象)一覧	商品コード	包装	ローディング数	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
① Protein MultiColor Stable, <u>Broad Range</u> <small>冷蔵OK</small>	DM660S	300 µl	約60回	<del>12,000</del>	<b>7,200</b>
	DM660	600 µl	約120回	<del>18,000</del>	<b>10,800</b>
	DM660L	5 × 600 µl	約600回	<del>78,500</del>	<b>47,100</b>
② Protein MultiColor Stable, <u>Low Range</u> <small>冷蔵OK</small>	DM670	200 µl	約40回	<del>14,500</del>	<b>8,700</b>
	DM670L	3 × 200 µl	約120回	<del>38,000</del>	<b>22,800</b>
① Protein MultiColor <u>III</u> <small>冷凍(-20°C)保存</small>	DM637	2 × 300 µl	約120回	<del>16,000</del>	<b>9,600</b>
	DM637L	10 × 300 µl	約600回	<del>69,800</del>	<b>41,880</b>






# RNAマーカー

## RNA Marker

## 色素修飾 RNA Marker

## dsRNA Marker



**泳動中にバンドが見える！**  
**メンブレン転写後も見える！**


**いつもの非変性ゲルでRNAを電気泳動できる！**



### RNA High for Easy Electrophoresis

専用ローディングバッファー\*とRNA試料を混合し、熱処理するだけ!!

\*ホルムアルデヒドを添加してから使用します。



### 非変性アガロースゲルでの使用例

(1 × TAE, 1.3%アガロース)  
 左端: キット付属マーカー  
 右側 4 レーンとも:  
 ヒト組織全 RNA (各0.4 μg)

### RNAマーカー (8月キャンペーン対象) 一覧

BioDynamics Laboratory Inc. [メーカー略称:BDL]

カテゴリー	RNA Marker						色素修飾 RNA Marker			dsRNA Marker	
商品コード	DM192	DM197	DM152	DM157	DM160	DM170	DM260	DM253	DM270	DM180	DM185
Ready to Use	—	●	—	●	—	●	●	●	●	—	●
包装 (セット品のマーカー容量)	30 μl	1 kit (125 μl)	50 μg	1 kit (125 μl)	50 μg	1 kit (25 μg)	180 μl	150 μl	125 μl	25 μg	1 kit (125 μl)
ローディング数	約30回	約25回	約70回	約25回	約50回	約25回	約30回	約30回	約25回	約50回	約25回
通常価格(¥)	25,000	25,000	27,000	27,000	27,000	27,000	25,000	25,000	28,000	32,000	32,000
キャンペーン価格(¥)	15,000	15,000	16,200	16,200	16,200	16,200	15,000	15,000	16,800	19,200	19,200
1ロードあたりの価格	約500円	約600円	約231円	約648円	約324円	約648円	約500円	約500円	約672円	約384円	約768円
	-80°C	-80°C	-80°C	-80°C	-80°C	-80°C	-80°C	-80°C	-80°C	-80°C	-80°C

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2018年8月1日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。
- ※ -80°C印は、-80°Cでの保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到着後、直ちに-80°Cフリーザー等に保存して下さい。
- ※ #以下の英数字は、商品コードを示します。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、BioDynamics Laboratory社の商標または登録商標です。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(BDL)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。

### 販売店

### 総代理店 フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号  
<http://www.funakoshi.co.jp/> E-mail: info@funakoshi.co.jp  
 試薬に関して: TEL 03-5684-1620 FAX 03-5684-1775  
 E-mail: reagent@funakoshi.co.jp