



MP-Biomedicals, LLC
[メーカー略称: MPB]

20%OFFキャンペーン

期間:
~2018年11月15日

ビーズ式細胞・組織破碎装置 FastPrep24 5G

NEW フナコシウェブ 検索機能パワーアップ! 製品検索もラクラク!

掲載品の
Webページ番号 81104

組織や細胞などの試料をビーズを用いて迅速かつ効果的に破碎する装置です。
あらかじめ73種類の推奨プロトコルが登録されており、カラータッチパネル液晶で簡単に操作できます。

**2 ml 試料チューブを
24本同時に破碎!**

(標準ホルダー使用時)

**冷却しながらの破碎,
多試料, 大容量もOK!**

(別売品ホルダー使用時)

FastPrepシリーズ
国内販売
20周年!

**DNA, RNA,
タンパク質の抽出に最適**

仕様

画面	7インチ・カラータッチパネル液晶
破碎設定時間	1 ~ 120秒間(1秒単位)
破碎サイクル機能	9回まで設定可能 (サイクル間のインターバル時間設定: 最大300秒まで)
ストロボライト機能	有
ドームカバー	電動ロック式
推奨プロトコル	73種類(登録済)
標準装備ホルダー	2.0 ml専用チューブ: 24本
サイズ(外寸)	39 ^W × 49 ^D × 50 ^H cm
質量	26 kg



FastPrep24 5G (#6005-500)

キャンペーン内容

新規購入対象機種: FastPrep24 5G (#6005-500) [△]

[メーカー略称: MPB]

新規購入

~~¥980,000~~ / 1 unit

**20%
OFF!**

¥784,000 / 1 unit

新規購入 + 旧機種を下取り

~~¥980,000~~ / 1 unit

**25%
OFF!**

¥735,000 / 1 unit

※下取りキャンペーンについての詳細は、裏面をご覧ください。





※下取り対象機種は、MPB社FastPrep24 Ver.4以前のシリーズに限ります。

※新規に購入したFastPrep24 5Gの箱に、「下取りの流れを記載した用紙」と「着払いの送り状」が添付されています(下取り機種の回収は、販売店様経由で行います)。

旧機種下取りで さらに お得な価格に! 裏面をチェック!

作動する・しないを問わず、旧バージョンのFastPrep24 (Ver.4以前の機種)を**下取りに出されると**、**FastPrep24 5G**を**25%OFF キャンペーン価格**でご提供いたします！

■ 下取り対象機種

画像				
品名	FastPrep FP120	FastPrep FP100A	FastPrep 24 (初代)	FastPrep 24 ver.4
社名	Bio101 または Q-Biogene	Bio101	MP-Biomedicals	MP-Biomedicals

第五世代 (5th Generation) の
新型ビーズ組織・細胞破碎装置

FastPrep24 5G
(#6005-500) ⚠



上記機種の
下取り



25%OFFの

¥735,000 / 1 unit で
ご購入いただけます！

■ 下取りの流れ

① ご利用**販売店様**に
ご注文下さい。

② **FastPrep24 5G** が、
まず納品されます。

③ ご利用**販売店様**に
旧製品をお渡し下さい。

④ **販売店様**が**旧製品**を梱包、
(株)エムピーバイオジャパン
に返送します。



FastPrep24 5G
(#6005-500) を
下取りキャンペーン
で購入します！



ご購入ありがとうございます！



下取り製品の引き取りを
お願いします！



お引取りします！

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2018年8月15日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。
- ※ ⚠ 印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。表示に従って安全対策を実施して下さい。
- ※ 外観・仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

- ※ # 以下の英数字は、商品コードを示します。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、MP Biomedicals 社の商標または登録商標です。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(MPB)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

http://www.funakoshi.co.jp/ e-mail: info@funakoshi.co.jp

機器に関する技術的なお問い合わせ

TEL 03-5684-1619 FAX 03-5684-5643

kiki@funakoshi.co.jp

デモ・在庫・納期などについて

TEL 03-5684-1615 FAX 03-5684-1634

sales@funakoshi.co.jp

MPB-6284 (2018.09)