

アカデミックユーザー限定 ELISA Kitシリーズ & Recombinant Protein

対象製品の検索はこちらをチェック！



Webページ番号

81422

検索



Quantikine ELISA Kit

30% OFF

世界中の研究者に使用されている定番キット。
必要な試薬がすべて含まれています。



多数の**使用文献**！
豊富なバリデーションデータ!!



Quantikine Kit
操作マニュアル



Webページ番号: 80555

ELISAトラブル
シューティング
ガイド



Webページ番号: 80557

DuoSet ELISA Kit

30% OFF

お客様自身でELISAを組み立てるシステム。
必要最低限の試薬で構成されています。



1キットで、複数プレート分
(2 plates/5 plates/15 plates)
の試薬が含まれて**経済的**!



キット内容

- ・ Capture antibody
- ・ Detection antibody
- ・ Standard
- ・ Streptavidin-HRP



※キットにプレートは含まれていません。
※別途、ご用意いただく試薬類があります。
※キット内容は製品により異なる場合があります。

New


QuicKit ELISA Kit

30% OFF

少ない操作ステップで素早く測定できる新シリーズ。



わずか**80分**で
素早く測定!



QuantiGlo ELISA Kit


30% OFF

化学発光で検出するキット。



高感度!

化学発光



製品例: Human TNF- α ELISA Kit

R&D Systems, Inc. [メーカー略称: RSD]


シリーズ名	アッセイ数	感度	測定範囲	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Quantikine	96 well	6.23 pg/ml	15.6~1,000 pg/ml	DTA00D	1 kit	91,000	63,700 30% OFF
DuoSet	5 plates	—	15.6~1,000 pg/ml	DY210-05	1 kit	59,800	41,300 30% OFF
	15 plates			DY210	1 kit	155,000	108,500 30% OFF
QuicKit	96 well	7.02 pg/ml	31.3~2,000 pg/ml	QK210	1 kit	104,000	72,800 30% OFF
QuantiGlo	96 well	0.481 pg/ml	2.2~7,000 pg/ml	QTA00C	1 kit	113,000	79,100 30% OFF

裏面ではキャンペーン対象製品のオススメ **Recombinant Protein** をご紹介しています!

Recombinant Protein

30%
OFF

■ 安定で高品質な組換え体タンパク質！



Recombinant Human TNF-α (#210-TA) の生物活性


- ロット間差が小さく安定した品質です。
- 900以上の製品で、生物活性を確認しています。
- エンドトキシンレベル: <0.1 EU/μg
- 米国薬局方(USP) のガイドラインに則った方法で、微生物汚染をテストしています。
- 組換え体タンパク質のN末端アミノ酸配列を確認しています。




■ 幅広い分野の製品群を取りそろえています！



製品例



Recombinant Human TGF-β 1 (#240-B) を用いたA549ヒト肺がん細胞の上皮間葉移行(EMT)誘導



Recombinant Human TNF-α (#210-TA) のSDS-PAGE

R&D Systems, Inc. [メーカー略称:RSD]

品 名	使用文献数	商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
TGF-β 1, Human, Recombinant 産生: CHO細胞, 純度: >97%(SDS-PAGE)	627	240-B-002	2 μg	59,000	41,300
TGF-β 1, Mouse, Recombinant 産生: CHO細胞, 純度: >95%(SDS-PAGE)	182	7666-MB-005	5 μg	81,000	56,700
TNF-α, Human, Recombinant 産生: E. coli, 純度: >97%(SDS-PAGE)	617	210-TA-005	5 μg	22,000	15,400
TNF-α (80-235), Mouse, Recombinant 産生: E. coli, 純度: >97%(SDS-PAGE)	216	410-MT-010	10 μg	45,000	31,500

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2020年1月14日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ #以下の英数字は、商品コードを示します。

- ※ 記載されている会社及び商品名は、テクネ コーポレーションの商標または登録商標です。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(RSD)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。

販売店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

https://www.funakoshi.co.jp/ E-mail: info@funakoshi.co.jp

試薬に関して: TEL 03-5684-1620 FAX 03-5684-1775

e-mail: reagent@funakoshi.co.jp

Twitter @Funakoshi_CoLtd



RSD-6741 (2020.01)