

Cherry-pick カスタムライブラリー

20%
OFF



キャンペーンの詳細はWebページ番号

81593



ご予算やニーズに合わせてsiRNAやガイドRNAなどをご選択いただき、96 / 384ウェルに分注してお届けするカスタムライブラリーです。網羅的な遺伝子ノックアウト/転写活性化/ノックダウン実験に最適です!

- ヒト・マウス遺伝子をほぼ完全に網羅したデザイン済みsiRNAやガイドRNAからご選択いただけます。
- 容量: 0.1 / 0.25 / 0.5 / 1.0 / 2.0 nmol / well から選択 (1回のご注文では、同一容量のみご選択いただけます。)
- 最低注文数/製品形状: 20 well分の製品/96 wellプレート, 40 well分の製品/384 wellプレート

※最後のプレートの端数はこの限りではありません。

[メーカー: DHA]

| | | 製品 フォーマット | 1ウェルあたりの容量と価格 | | | | | |
|--------|---|---|---------------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| | | | 0.1 nmol | 0.25 nmol | 0.5 nmol | 1.0 nmol | 2.0 nmol | |
| ガイドRNA | crRNA | Edit-R CRISPR (Knockout) crRNA 遺伝子ノックアウト用のデザイン済みcrRNA(化学合成品) ■製品フォーマット Pool: 1遺伝子に対する4配列の混合物を分注 Individual: 1遺伝子につき1~5配列から選択, 1配列ごとに分注 | Pool | ¥7,900 | ¥11,700 | ¥14,400 | ¥16,400 | ¥18,000 |
| | | | Individual | ¥3,600 | ¥5,900 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥11,000 |
| | | Edit-R CRISPR (Activation) crRNA 遺伝子転写活性化用のデザイン済みcrRNA(化学合成品) ■製品フォーマット Pool: 1遺伝子に対する4配列の混合物を分注 Individual: 1遺伝子につき1~4配列から選択, 1配列ごとに分注 | Pool | ¥7,900 | ¥11,700 | ¥14,400 | ¥16,400 | ¥18,000 |
| | | | Individual | ¥3,600 | ¥5,900 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥11,000 |
| | sgRNA | Edit-R CRISPR (Knockout) sgRNA 遺伝子ノックアウト用のデザイン済み シングルガイドRNA (化学合成品) ■製品フォーマット Pool: 1遺伝子に対する3配列の混合物を分注 Individual: 1遺伝子につき1~3配列から選択, 1配列ごとに分注 | Pool | ¥11,100 | ¥16,400 | ¥20,200 | ¥23,000 | ¥27,900 |
| | | | Individual | ¥5,100 | ¥8,400 | ¥10,100 | ¥12,600 | ¥15,400 |
| siRNA* | siGENOME siRNA 機能性・特異性に優れたスタンダードタイプ ノックダウン効果が高く、実績のあるsiRNA。 | SMART pool | ¥5,900 | ¥9,000 | ¥11,200 | ¥12,600 | ¥14,400 | |
| | | Individual | ¥2,700 | ¥4,500 | ¥5,600 | ¥6,800 | ¥8,500 | |
| | ON-TARGETplus siRNA オフターゲット効果を抑え、ターゲット遺伝子に対する特異性を向上 高いノックダウン効果と共に、センス・アンチセンス両鎖への化学 修飾により、両鎖に由来するオフターゲット効果の低減を実現。 | SMART pool | ¥7,900 | ¥11,700 | ¥14,400 | ¥16,400 | ¥18,000 | |
| | | Individual | ¥3,600 | ¥5,900 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥11,000 | |
| | Accell siRNA トランスフェクション試薬を使わずに細胞へ導入 リポフェクション法ではsiRNA導入が難しい細胞や、トランスフェク ション試薬への感受性が高い細胞におけるsiRNA実験に最適。 | SMART pool | ¥5,900 | ¥9,000 | ¥11,200 | ¥12,600 | ¥14,400 | |
| | | Individual | ¥2,700 | ¥4,500 | ¥5,600 | ¥6,800 | ¥8,500 | |

*siRNA製品フォーマット(共通)

SMARTpool: 1遺伝子に対する4配列の混合物を分注 Individual: 1遺伝子につき1~4配列から選択, 1配列ごとに分注

上段: 通常価格

下段: キャンペーン価格

Cherry-pickカスタムライブラリーのご注文はオンラインで！

<https://horizondiscovery.com/en/products/tools/Cherry-pick-library-loader>



※Horizon Discovery社 Webサイトトップページにログインした状態で下記手順を参考にご注文下さい。
あらかじめユーザー登録が必要です(下記「ユーザー登録のご案内」をご参照下さい)。

かんたん

5ステップで注文完了！



- 1 ご希望のsiRNAやcrRNAの遺伝子検索キーワード入力
・NCBI Gene ID, Gene SymbolまたはAccession Number
・Dharmacon製品カタログ番号
- 2 正しい製品と遺伝子が選択されているかを確認
- 3 製品タイプとフォーマットを選択
- 4 容量, コントロール, プレート枚数, レイアウトを設定
- 5 ショッピングカートに入れて, チェックアウト

！ご注文時は**通常価格**が表示されます。ご注文後に表示価格から**20%分お値引きした価格**を別途メールにてお知らせしますので、ご確認下さい。

ユーザー登録のご案内（初めてご注文されるお客様へ）

Horizon Discovery社製品を初めてご注文される方は、事前にユーザー登録が必要です。

ユーザー登録方法

オンラインフォームでのご依頼(フナコシIDをお持ちの方はこちらが便利です)

専用申込書でのご依頼

詳細はこちら

Webページ番号検索

67329



フナコシWeb (<https://www.funakoshi.co.jp>) のトップページにあるWebページ番号検索のタブにWebページ番号をご入力いただくと、「ユーザー登録方法」および「ご注文方法」の詳細をご確認いただけます。

ご注文方法のご案内 Webページ番号: 81062

ユーザー登録のご案内 Webページ番号: 67329

NOTE

※ 本紙に掲載されている価格は、2021年10月28日現在です。
※ 本製品は研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

※ 記載されている会社及び商品名は、Horizon Discovery社の商標または登録商標です。
※ ご注文の際は、【品名、メーカー(DHA)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。
※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。

販売店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

<https://www.funakoshi.co.jp/> e-mail: info@funakoshi.co.jp

Dharmacon製品担当: TEL 03-5684-1645 FAX 03-5684-6539
e-mail: dharmacon@funakoshi.co.jp

funakoshi



@Funakoshi_CoLtd



フナコシ株式会社

DHA-7249 (2021.10)