

96 ウェル PCR プレート用のスピンドウン装置 MPS 1000 Mini Plate Spinner Centrifuge

[製品ページ番号 : 3841]

スカートあり・なしに関わらず、ほとんどすべての PCR プレートをスロットインでセットできます。



※プレートを必ず粘着テープなどでシーリングしてからご使用下さい。

回転数 (遠心力)	2,500 rpm (500 × g)
収容数	96 ウェル PCR プレート × 2 枚
ローター	垂直固定式
サイズ/質量	19 ^W × 21 ^D × 18.3 ^H cm / 3 kg
電源	100 V, 50/60 Hz

品名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)	価格 (¥)
MPS 1000 Mini Plate Spinner Centrifuge, 100 V		
LNT C1000-100V	1 unit / 78,000	→ 62,400

■ PCR ストリップチューブ用アダプター



品名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)	価格 (¥)
Adapter-PCR Strip		
LNT C1000-ADAPT	1 set / 6,000	→ 4,800
8 連, 12 連の PCR ストリップチューブを収容可能。		



研究成果の製品化をお考えの方へ!

フナコシ(株)では、研究分野における更なる発展を目指して新製品を探しております。
 研究者にとって有益で付加価値の高い研究成果品がございましたら、販売のお手伝いをさせていただきます。
 詳細については、是非当社までお問い合わせ下さい。
 Tel. 03-5684-1653 Fax 03-5684-1654
 e-mail : develop@funakoshi.co.jp



トラップ用フラスコ付きアスピレーター アスピレーター FTA-1

[製品ページ番号 : 4200]

細胞培養時の培地交換などに有用です。



別売品 マニホールド・アダプター

特長

- 右側面には、コレクションチップやマイクロチューブ用のホルダーが付いています。
- 0.027 μm の疎水性マイクロフィルターを装備し、バクテリアやウイルスの混入のリスクを軽減します。
- 別売品として、8 チャンネルのマニホールド・アダプターがあります。

仕様

減圧	- 500 hPa
トラップ用フラスコ容量	1 L
サイズ	16.0 ^W × 21.0 ^D × 34.0 ^H cm (フラスコを含む)
質量	1.5 kg (フラスコ含む)
電源	100 V, 50/60 Hz

品名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)	価格 (¥)
Aspirator with Trap Flask, FTA-1		
BSN BS-040108-AAK	1 unit / 58,000	→ 46,400
MA-8 Manifold Adaptor, for Aspirator FTA-1		
BSN BS-040108-BK	1 piece / 8,000	→ 6,400
FTA-1 アスピレーターに取り付けることが可能な 8 チャンネルのマニホールド・アダプター。		

Check it out !

[メーカー : BSN]

FTA-1 と MA-8 マニホールド・アダプターの使用動画

[製品ページ番号 : 4200]

フナコシホームページ (製品ページ番号 : 4200) では、FTA-1 の使用方法を動画で紹介しています。MA-8 を使用したシーンもあります。

