



PHOENIX PHARMACEUTICALS, INC.

NEW

タンパク質/酵素

細胞増殖

ホルモン

ベータトロフィンを測定するキット

Betatrophin EIA Kit

[製品ページ番号 : 8213]

ヒト試料中に含まれるベータトロフィン (Betatrophin) を競合法により比色定量するキットです。

※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。

※ヒトベータトロフィンペプチドや抗体もあります。詳細はフナコシホームページ (製品ページ番号 : 8213) をご覧ください。

Memo

Betatrophin とは

Betatrophin は、主に肝臓や脂肪に発現しているタンパク質です。Betatrophin の発現は、インスリン抵抗性モデルマウスや妊娠マウスにおける膵島細胞の増殖に関係していることが報告されています。マウス肝臓における Betatrophin の一過性発現により、膵 β 細胞の増殖や β 細胞塊の拡大を著しく促進し、血糖値を一定に保つ機能を改善させることが報告されています。

商品コード	EK-051-60	EK-051-55
測定因子	Betatrophin	Betatrophin (139-198)
測定動物種	ヒト	
測定試料	血漿、血清、培養培地、組織ホモジネート、脳脊髄液、尿、その他の生物試料	
測定範囲	0 ~ 100 ng/ml	0.38 ~ 3.95 ng/ml
測定波長	450 nm	

品名

メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Betatrophin, Human, EIA Kit		
PPE	EK-051-60	1 kit / 92,000
※受注発注品		
Betatrophin (139-198), Human, EIA Kit	NEW	
PPE	EK-051-55	1 kit / 92,000

フナコシ アッセイキットカタログ

(A4版, 512ページ)

好評配布中!

アッセイの技術情報や、マイクロプレート上で測定できる ELISA、アッセイキットを約 12,400 点掲載しています。



※ご希望の方は、フナコシホームページのオンライン請求か、当社営業担当 (Fax 03-5684-1634) までお申し込み下さい。

[製品ページ番号の使い方]

 検索 <http://www.funakoshi.co.jp/contents/>

 製品検索
 サイト内Google検索
 製品ページ検索

検索 >

製品ページ番号を入力

TREVIGEN

タンパク質/酵素

DNA 損傷

アッセイキット

PARP 活性測定キット

Universal PARP Assay Kit

[製品ページ番号 : 890]

DNA 修復・損傷やアポトーシスなどに関与するタンパク質 PARP (poly(ADP-ribose) polymerase) の活性を、化学発光法または比色法により測定するキットです。

特長

- 試料中の酵素活性により、ビオチン化 poly (ADP-ribose) がプレートに固定化されたヒストンに取り込まれ、これを HRP 標識ストレプトアビジンと基質により検出します。PARP 阻害物質や活性化物質のスクリーニングなどに有用です。
- 各種遺伝毒性物質による細胞内 DNA 損傷レベルの評価、細胞または組織抽出物中の PARP 活性測定など、様々な解析に応用できます。
- 測定限界 : 0.0025 unit (#4676-096-K)
0.01 unit (#4677-096-K)
- 測定波長 : 450 nm (#4677-096-K)

品名

メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Poly (ADP-Ribose) Polymerase Assay Kit, Universal, with Histone Coated Strip Well (96 well) <PARP Assay Kit>		
TRZ	4676-096-K	-80°C Chemiluminescent 1 kit / 90,000
TRZ	4677-096-K	-80°C Colorimetric 1 kit / 72,000

Check it out !

[メーカー : GSC]

長いペプチドもお任せ下さい



ペプチド合成受託サービス

[製品ページ番号 : 691]

数残基の短いペプチドから最長 200 残基の長いペプチドまで、あらゆる長さのペプチド合成をお手頃な価格で承ります。

最低価格 : ¥16,000*1

1 残基当たりの価格 (1 ~ 30 残基の場合)*2

純度*3	未精製	> 80%	> 90%	> 95%	> 98%
合成量					
1 ~ 4 mg	¥512	¥1,520	¥1,972	¥2,543	¥3,187
5 ~ 9 mg	¥616	¥1,708	¥2,220	¥2,864	¥3,588
10 ~ 14 mg	¥644	¥1,768	¥2,296	¥2,960	¥3,712
15 ~ 19 mg	¥672	¥1,824	¥2,372	¥3,060	¥3,836
20 ~ 24 mg	¥704	¥1,884	¥2,448	¥3,156	¥3,956

*1 合計価格が最低価格に満たない場合は、最低価格を申し受けます。

*2 31 残基以上の価格については、当社受託・特注品業務担当までお問い合わせ下さい。

*3 脱塩精製や、上記以外の純度 (> 75%, > 85% など) も承ります。

※詳細は当社受託・特注品業務担当 (Tel.: 03-5684-1645, Fax: 03-5684-6539) までお問い合わせ下さい。

各製品の詳細は、フナコシホームページにて『製品ページ番号』を指定してご覧いただけます。