


## PCR プレートとシーリングフィルムの便利なセット

# UltraFlux<sup>®</sup> PCR プレート & シーリングフィルムセット

製品ページ番号 : 62950

UltraFlux<sup>®</sup> PCR プレートと UltraFlux<sup>®</sup> シーリングフィルムのお得なセットです。透明性が高く、リアルタイム PCR に最適です。



### 特長

- PCR プレートは、スカート無タイプ、セミスカートタイプ、フルスカートタイプの3種類があります。
- シーリングフィルムは付属のアプリケーターで圧力をかけることでマイクロカプセル中の接着剤が作用し、プレートを確実にシールします。
- プレート 10 枚とシール 10 枚のセットに、アプリケーターが1個付属しています。
- お得な大箱包装（プレートとシールが10枚×10セット）もあります。

#### ■スカート無タイプ NEW

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
96-well PCR Plate, Unskirted Standard Well, Clear, With UltraFlux RT Film	SSI	3400F50	10 plates / 6,300
スカート無, スタンダードウェル, クリアタイプ。			
96-well PCR Plate, Unskirted Low Profile, Clear, With UltraFlux RT Film	SSI	3401F50	10 plates / 6,300
スカート無, Low Profile ウェル, クリアタイプ。			

#### ■フルスカートタイプ NEW

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
96-well PCR Plate, Full-Skirted, Low Profile, Clear, With UltraFlux RT Film	SSI	3441F50	10 plates / 6,300
フルスカート, Low Profile ウェル, クリアタイプ。			

#### ■384 ウェルプレート NEW

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
384-well PCR Plate, Full-Skirted, One-Notch Style, Clear, With UltraFlux RT Film	SSI	3435F50	10 plates / 7,000
フルスカート, One-Notch, クリアタイプ。			
384-well PCR Plate, Full-Skirted, One-Notch Style, White, With UltraFlux RT Film	SSI	3435F5W	10 plates / 7,400
フルスカート, One-Notch, ホワイトタイプ。			
384-well PCR Plate, Full-Skirted, Two-Notch Style, Clear, With UltraFlux RT Film	SSI	3430F50	10 plates / 7,000
フルスカート, Two-Notch, クリアタイプ。			
384-well PCR Plate, Full-Skirted, Two-Notch Style, White, With UltraFlux RT Film	SSI	3430F5W	10 plates / 7,400
フルスカート, Two-Notch, ホワイトタイプ。			

#### ■セミスカートタイプ NEW

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
96-well PCR Plate, Semi-Skirted, Standard Well, Clear, With UltraFlux RT Film	SSI	3450F50	10 plates / 6,300
セミスカート, スタンダードウェル, クリアタイプ。			
96-well PCR Plate, Semi-Skirted, Indented, Standard Well, Clear, With UltraFlux RT Film	SSI	3420F50	10 plates / 6,300
セミスカート, Indented スタンダードウェル, クリアタイプ。			
96-well PCR Plate, Semi-Skirted, Saised Rim, Standard Well ABI Style, Clear, With UltraFlux RT Film	SSI	3425F50	10 plates / 6,300
セミスカート, ABI style スタンダードウェル, クリアタイプ。			
96-well PCR Plate, Semi-Skirted, Low Profile, LightCycler Style, Clear, With UltraFlux RT Film	SSI	3455F50	10 plates / 6,300
セミスカート, LightCycler style Low Profile ウェル, クリアタイプ。			
96-well PCR Plate, Semi-Skirted, FAST Style Low Profile, Clear, With UltraFlux RT Film	SSI	3426F50	10 plates / 6,300
セミスカート, FAST style Low Profile ウェル, クリアタイプ。			
96-well PCR Plate, Semi-Skirted Low Profile, White, With UltraFlux RT Film	SSI	3455F5W	10 plates / 6,600
セミスカート, Low Profile ウェル, ホワイトタイプ。			

#### ■機種互換性

メーカー	機種	商品コード ※赤字は最適を示します。	
Applied Biosystems	サーマルサイクラー, リアルタイム PCR, シーケンサー	3425F50, 3400F50, 3450F50, 3426F50 (Fast モデルのみ), 3435F50, 3435F5W	
	Bio-Rad/MJ Research	サーマルサイクラー	3441F50, 3400F50, 3401F50, 3450F50, 3430F50, 3430F5W, 3435F50, 3435F5W
		リアルタイム PCR	3450F50, 3400F50, 3441F50
Eppendorf	サーマルサイクラー, リアルタイム PCR	3441F50, 3400F50, 3401F50, 3450F50, 3430F50, 3430F5W, 3435F50, 3435F5W	
TaKaRa	TP3000	3400F50, 3401F50, 3425F50, 3441F50, 3450F50	
Roche	LightCycler	3455F50, 3430F50, 3430F5W, 3435F50, 3435F5W	

※詳細はフナコシホームページ（製品ページ番号：62950）のリストをご覧ください。