

機器  
チューブ

## 5 ml 容量のカラフルなチューブ 5 ml Conical Prep Tube

製品ページ番号：4417

カラフルな6色の5 ml チューブです。黒色チューブは遮光性試料の保存に適しています。



### 特長

- オートクレーブ可能です (120°C, 15 PSI, 15 分)。
  - 90~120°C で使用可能です。
  - 5,000×g までの遠心が可能です。
  - 目盛り線付きです。
  - キャップの上部はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
  - 滅菌済みチューブは、コンタミネーション防止のため小分け (各 25 本) して包装されています。
  - DNase / RNase フリーです。
  - 材質：ポリプロピレン
- ※本製品を用いて遠心分離する際には、5 ml チューブが使用できる卓上遠心機 FlexiFuge Centrifuge (右記参照) をご使用下さい。

### 価格

#### ■非滅菌品

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
<b>5 mL Conical Prep Tube w/attached cap</b>			
ARG	T2076A	Natural	200 tubes / 4,500
ARG	T2077A	Blue	200 tubes / 4,500
ARG	T2078A	Yellow	200 tubes / 4,500
ARG	T2079A	Green	200 tubes / 4,500
ARG	T2080A	Rose	200 tubes / 4,500
ARG	T2081A	Black	200 tubes / 4,500

#### ■滅菌品

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
<b>Sterile 5 mL Conical Prep Tube w/attached cap, Natural</b>			
ARG	T2076S-CA		10×20 tubes / 5,900

 機器  
遠心分離機

## 卓上微量遠心分離機 FlexiFuge Centrifuge

製品ページ番号：4416

5 ml チューブが使用できる卓上遠心機です。3 種類のローターと 1 種類のアダプターが付属しています。



### 特長

- フラッシュ機能も行えます。
- 5 ml チューブに対応できる遠心分離機は、現在のところ本製品だけです。
- 本体にはリング状に LED ライトが付いており、鮮やかな光で作動中であることをお知らせします。
- LED ライトは、本体にあるスイッチにて赤・緑・青の3色または消灯の4パターンの切り替えが可能です。

収容本数	・ 1.5 ml×8 本 ・ 0.5 ml×8 本 ・ 0.2 ml 8 ストリップチューブ×2 個 ・ 0.2 ml チューブ×16 本 ・ 5 ml チューブ×4 本
回転数 (遠心力)	6,000 rpm (2,000×g) / 9,200 rpm (6,000×g)
タイマー*	1~15 分, または連続
サイズ	18.7 <sup>W</sup> ×24 <sup>D</sup> ×13.9 <sup>H</sup> cm
質量	1.6 kg
電源	100 V, 50/60 Hz

\*本製品に装備されているタイマーは簡易なアナログタイプなので、目盛表示と実際の時間には誤差があります。遠心時間を正確に設定する場合は、実験用タイマーなどで別途時間をセットしてご使用下さい。

### セット内容

- 遠心分離機本体
- 1.5 ml チューブ用ローター
- 0.2 ml 8 ストリップチューブ用ローター (0.2 ml チューブにも対応)
- 5 ml チューブ用ローター
- 0.5 ml チューブ用アダプター

### 価格

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
<b>FlexiFuge Centrifuge, 100 V, 50/60 Hz</b>			
ARG	C1000	⚠	1 unit / 53,300

BIotech2015 にて好評いただいた製品です！