



Web ページ番号検索

65157



NEW

ガラス製に代わる 軽量の廃液トラップシステム

Vacstrap

① 薬品耐性チューブ

② 特許取得済みの
VersaCap テクノロジー
キャップをくるくる回しても
チューブが絡まない

③ ボトルの素材は
・オートクレーブ可能な PP 製,
漂白剤利用に適した HDPE 製
の 2 種類から選択可能

⑦ 丈夫なコンテナ
万が一の漏出や転倒を防止



④ ピンチクランプ
吸引時にパッと挟んで真空の調節が可能



⑤ エアロゾル捕獲フィルター
(0.2 μm PTFE ベントフィルター)

⑥ 4 フィート (約 1.2 m) のチューブ

特長	オートクレーブ可能	薬品耐性
ボトルの素材	 PP	 HDPE
商品コード	305-2101-FLS NEW	302-2101-FLS NEW
包装	1 set	1 set
価格 (¥)	36,000	36,000



Web ページ番号検索

68628



NEW

ヘマトシール

Cha-Seal Hematocrit Tube Sealing Compound

遠心の前にヘマトクリット毛細管をシールするためのパテです。

- パテ部分にヘマトクリット毛細管を突き刺すことでシールできます。
- 毒性はありません。
- 硬化せず、乾燥しにくい素材です。
- 遠心もしっかりと固定できます。
- 明るい色でコントラストが明瞭になるため、血液と見分けが付きやすくなっています。



品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Cha-Seal Hematocrit Tube Sealing Compound		NEW	
CSG	43510		10 pieces / 6,100
CSG	43510		10×10 pieces / 58,200

Check it out!

[メーカー: DRM]

Plasticrit プラスチック・ヘマトクリット毛細管

[Web ページ番号: 1874]



ポリカーボネート製

弾性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管です。ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配される破損による感染事故を防止できます。

マイラーコート ヘマトクリット毛細管

[Web ページ番号: 1565]



ガラス製

マイラーコートしたガラス毛細管です。毛細管破損による感染事故を防止できます。ガラス破損時にも、試料は保持されます。