

急性腎障害マーカー NGAL 測定キット NGAL ELISA Kit

試料中の NGAL をサンドイッチ法により
比色定量する ELISA キットです。

MEMO

特長

- アッセイ時間：約 4 時間
- 測定波長：450 nm

NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin, Lipocalin-2) とは

NGAL は活性化した好中球のほか、膵腺腫や炎症腸上皮、乳癌、乳路上皮がんでの発現亢進が見られます。腎臓に障害が生じると尿中の NGAL 濃度が顕著に上昇するため、近年、急性腎障害など各種腎疾患の初期マーカーとして注目されています。



製品ラインナップ

[メーカー：ABS]

測定動物種	ヒト	マウス	イヌ	ブタ	サル	ラット
測定試料	血漿, 尿			血清, 血漿, 尿		
測定範囲 (pg/ml)	10~1,000	10~1,000	4~400	4~400	10~1,000	4~400
商品コード	KIT036RUO	KIT042	KIT043	KIT044	KIT045	KIT046
包装/価格 (¥)	1 kit / 128,000	1 kit / 116,000	1 kit / 139,000	1 kit / 139,000	1 kit / 259,000	1 kit / 116,000

第43回日本分子生物学会年会に出展します

会期：2020年12月2日(水)～4日(金) オンライン開催

オンライン展示会のフナコシのページに是非お越し下さい!

バイオテクノロジーセミナーにて 脂質研究用試薬をご紹介します!

本セミナーでは「細胞内の脂質代謝」に焦点をあて、脂質研究の新たな切り口を与える当社新製品をご紹介します。



オンデマンド配信版なので
会期後も約2か月閲覧できます!

新製品

Coming Soon

脂肪滴長時間イメージング試薬

LipiDye II

脂肪酸β酸化 (FAO) 活性の定量試薬

FAOBlue

新製品

Coming Soon

脂質ラジカル検出・イメージング試薬

LipiRADICAL

新製品

Coming Soon

生体脂質膜の相状態イメージング試薬

LipiORDER

フナコシウェブサイトでも WEB 展示会を実施します! Web ページ番号 69450



フナコシニュース、フナコシ e-news (メールマガジン) のご登録で、フナコシオリジナルポトルをプレゼントいたします!

