



Web ページ番号

64593



ベンチトップに My アスピレーターを!

## FTA-2 / FTA-2S

20% OFF キャンペーン

デモ OK

吸引スピードが調節可能な廃液ボトル付きアスピレーターです。

廃液センサー  
(FTA-2S)

18.5<sup>W</sup>×29<sup>D</sup>×39<sup>H</sup> cm, 1.85 kg  
(廃液ボトルを含む)

Web に  
動画あり



オーバーフロー防止  
構造 (FTA-2S)

吸引力  
調節ダイヤル



疎水性マイクロフィルタ－



チューブ/チップホルダー

- 0.027 μm 疎水性マイクロフィルタ－とマイクロチューブ用ホルダーを装備しています。
- FTA-2S は廃液センサー付きで、廃液ボトルがいっぱいになると吸引を止める「あふれ防止機能」が付いています。

モデル	FTA-2	FTA-2S
廃液ボトル液量センサー	なし	あり
減 圧	-200~-800 mbar	
廃液ボトル容量	2 L (オートクレーブ可能)	
電 源	100 V, 50/60 Hz	

[メーカー : BSN]

モデル	商品コード	包 装	通常 価格(¥)	キャンペン 価格(¥)
FTA-2	BS-040118-A04 <span style="color:red">△</span>	1 unit	<del>142,000</del>	113,600
FTA-2S	BS-040119-A04 <span style="color:red">△</span>	1 unit	<del>189,000</del>	151,200

別売品 ▶ FTA-2 用マニホールドセット HAS-1 20% OFF

- FTA-2 シリーズと組み合わせて使用できるアスピレーターヘッドです。
- 先端アダプターはオートクレーブ可能です。
- シングル、8チャンネルの各種ヘッドがセットされています。



- ① 8チャンネルアダプター (200 μl チップ用)
- ② シングルチャンネルアダプター (125 mm ステンレスタイプ)
- ③ シングルチャンネルアダプター (40 mm ステンレスタイプ)
- ④ ハンドオペレーター (ハンドコントローラー)
- ⑤ 8チャンネルアダプター (35 mm ステンレスタイプ)
- ⑥ スタンド (※写真は①~⑤がセットされた状態です)

[メーカー : BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペン価格(¥)
BS-040118-PK	1 set	<del>78,000</del>	62,400



Web ページ番号

69734



OD とマクファーランドで測定可能

## DEN-600

20% OFF キャンペーン

デモ OK

12.0<sup>W</sup>×14.5<sup>D</sup>×6.5<sup>H</sup> cm, 0.5 kg

- 充電バッテリー内蔵で、電源のない場所でも使用できます。
- マクファーランド (McF) 比濁法、ブラッドフォード法によるタンパク質濃度測定にも対応します。

測定モード	吸光度 (Abs), マクファーランド (McF)
測定波長	600±10 nm
測定再現性	±0.003 (1 Abs) / ±0.05 (0~8 McF)
対応チューブ/ キュベット	10 mm キュベット, φ16 mm 丸底チューブ

[メーカー : BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペン価格(¥)
BS-050109-AAK <span style="color:red">△</span>	1 unit	<del>179,000</del>	143,200