

お得意サマキャンペーン  
期間 2024年 7/1 ~ 8/30 12



Web ページ番号


63928



# ピペットチップ Biotix uTIP (フィルター付き、ラック入り)

24% OFF キャンペーン

サンプル品あり




## クセになるフィット感&強力密着

従来のチップよりも軽い力で装着でき、ピペット操作中にチップが落ちません。ピペットとチップが隙間無く密着します。

## 安心の低付着

チップ壁面への試料の付着を抑え、極少量の液体でも精度良く分注できます。




## 抜群の液切れ

チップ先端が薄く、表面張力の影響が少ないため、チップ先端に試料が残りにくくなっています。

## 高品質

DNase、RNase、エンドトキシン、DNA、PCR 阻害物質フリーです。

## ピペットチップ上に残存する DNA の比較



### Biotix uTIP 100 μl フィルター付きチップ (#63300043) の使用例

蛍光標識 DNA 100 μl を、各社のピペットチップを装着したピペットで吸引・吐出 (×3) し、次に蒸留水をピペットで吸引・吐出 (×3) した。最後に新しいチューブのなかに溶液を吐出し、この溶液を蛍光光度計により測定した。



- ラックのフタは 180° まで開き必要に応じて取り外し可能
- オートクレーブ可能
- SBS 規格で自動化ロボットに対応
- スナップカードが色付きでピペットチップの容量が分かりやすい



10 μl (全長: 31.2 mm)



10 μl XL (全長: 45.8 mm)



20 μl (全長: 50.7 mm)



100 μl (全長: 59.5 mm)



200 μl (全長: 59.5 mm)



300 μl (全長: 59.5 mm)



1,000 μl (全長: 81.8 mm)



1,250 μl (全長: 98.4 mm)



[メーカー: CLP]

サイズ	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
10 μl	63300154	10×96 pieces	<del>11,800</del>	8,900
10 μl XL	63300041	10×96 pieces	<del>11,800</del>	8,900
20 μl	63300042	10×96 pieces	<del>11,800</del>	8,900
100 μl	63300043	10×96 pieces	<del>11,800</del>	8,900
200 μl	63300044	10×96 pieces	<del>11,800</del>	8,900
300 μl	63300045	10×96 pieces	<del>11,800</del>	8,900
1,000 μl	63300046	10×96 pieces	<del>14,500</del>	10,900
1,250 μl	63300047	10×96 pieces	<del>14,500</del>	10,900

XL: Extra Long ※滅菌品

本紙限定情報  
p.5 をチェック!

ノンフィルターチップの  
お買い得な特別セット

詰め替え用  
ピペットチップ  
uTIP CleanPak



専用ラック  
uTIP Rack

TEL 03-5684-1619 FAX 03-5684-5643  
kiki@funakoshi.co.jp  
価格・内容は発行日現在です  
掲載品はすべて研究用です