


i-NTER LENS

顕微鏡用 iPhone 取り付けレンズ

デモ OK

iPhone で顕微鏡画像を撮影できる専用レンズと専用ケースのセットです。

年代問わずほとんどの顕微鏡の接眼部に取り付けられます。



iOS 専用アプリ「多層フォーカス」を使用した深度合成画像の例

[メーカー：MEC]

付属の専用ケース	商品コード	包装	価格(¥)
iPhone 15 用 ※15 Plus、15 Pro、15 Pro Max 非対応	MR-6i-15	1 set	90,000

※iPhone 15 以外の端末に対応する製品は、フナコシWeb をご覧下さい。



色調補正用カラーチャート

本製品を被写体とともに撮影後、Photoshop で画像補正することで、色調やサイズを一定の基準で修正できます。




品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)
CASMATCH	BMD CA010V001-1	150 pieces / 19,800

W-E PLUS

実体顕微鏡用 LED リング照明装置

デモ OK

様々なメーカーの実体顕微鏡に取り付けできる LED 照明装置です。明るさは最大 50,000 lux です。



- ※取り付け部が直径 70 mm 以上の場合、および円筒形でない場合は取り付けできません。
- ※顕微鏡によって別途アタッチメントが必要な機種があります。詳細は当社機器担当までお問い合わせ下さい。

[メーカー：MEC]

商品コード	包装	価格(¥)
WE-PLUS	1 set	22,000



DNA マーカーも「見える」ようにできます

バイオイマージャーペン

ウェスタンブロットングやサザンブロットングなどで使用するメンブレンに直接文字を書き込める蓄光性インクのペンです。



ラップにも
記入可能!

特長

- サザンブロットングで、転写後のメンブレン上の DNA マーカーをなぞったり、文字や記号を書き込むことで、解析情報もフィルムに焼付け・反映できます。
- ウェスタンブロットングにおいて、ケミルミ撮影前にメンブレン上のマーカーをなぞることで、撮影時にマーカーの位置を光らせることができます。
- 発光物質のため、記入情報をガイドにフィルムとの位置合わせが簡単にできます。

品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)
Bio-Imager-Pen	DAI B-I-PEN	1 piece / 5,000