

最大 **21% OFF**CELLTREAT
VistaLab
TECHNOLOGIES
A Division of CELLTREAT® Scientific Products

Web ページ番号

73561

検索

アルミホイルで遮光する必要なし

ブラックチューブ



光に敏感な試料・試薬の取り扱いにぴったり！

- ✓ 蛍光試薬・蛍光標識抗体
- ✓ 光合成関連
- ✓ ビタミン・脂質類
- ✓ 血液や尿



遮光範囲：380～700 nm

- -80～121℃（セパレート型遠心管のキャップのみ-80℃～120℃）で使用可能
- オートクレーブ可能
- 動物由来成分不使用、RNase/DNase フリー（#229439 以外）
- ポリプロピレン製

[メーカー：VST]

容 量	最大遠心強度	仕 様	パイロジェンフリー	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
1.5 ml	25,000×g	非滅菌	0.1 EU/ml 未満	230435	500 tubes	9,500	7,600
		γ 線滅菌済み	0.1 EU/ml 未満	229437	2×500 pieces	5,200	4,100
5 ml	25,000×g	非滅菌	—	229439	2×50 pieces	8,500	6,800
		γ 線滅菌済み	0.1 EU/ml 未満	229431	4×25 pieces	6,400	5,100
15 ml	12,000×g	γ 線滅菌済み	0.1 EU/ml 未満	229432	20×25 pieces	26,200	20,900
		γ 線滅菌済み	0.1 EU/ml 未満	229433	4×25 pieces	8,300	6,600
50 ml	16,000×g	γ 線滅菌済み	0.1 EU/ml 未満	229434	20×25 pieces	33,800	27,000

最大 **20% OFF**CELLTREAT
VistaLab
TECHNOLOGIES
A Division of CELLTREAT® Scientific Products

Web ページ番号

73560

検索

親指ひとつで密閉状態にできるカルチャーチューブ

キャップの上部を押し込むことで、通気状態から密閉状態に切り替えられます。

ポリスチレン
(PS) 製
チューブ透明性が高い
→顕微鏡観察や
フローサイトメトリーにポリプロピレン
(PP) 製チューブ

- γ 線滅菌済み
- パイロジェンフリー（0.1 EU/ml 未満）
- RNase/DNase フリー
- 動物由来成分不使用
- キャップ：低密度ポリエチレン（LDPE）製

耐薬品性、耐熱性あり
→遠心分離や有機溶媒
を使用する場合に

[メーカー：VST]

容 量	最大遠心強度	チューブ材質	キャップ材質	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
5 ml	3,000×g	ポリプロピレン (PP)	低密度ポリエチレン (LDPE)	230433	20×25 pieces	16,200	12,900
14 ml	3,000×g			230439	20×25 pieces	30,600	24,400
5 ml	1,400×g	ポリスチレン (PS)	低密度ポリエチレン (LDPE)	230434	20×25 pieces	16,200	12,900
14 ml	1,400×g			230440	20×25 pieces	30,600	24,400

期間
2026 年
7/1
▼
8/31価格・内容は発行日現在です
掲載品はすべて研究用です