


20%
OFF



Web ページ番号
70940

カチッ、と外してすぐ観察

細胞培養用チャンバースライド



本製品だけで、細胞の培養から顕微鏡観察まで行えます。
専用工具不要で組み立て・分解でき、接着剤不使用のためスライドに糊の剥がし跡が残りません。

✓ 一体型シリコンガasket
(ウェル間のクロスコンタミネーション防止)



- ✓ 親水性の表面処理済み
- ✓ 接着剤不使用
- ✓ 個包装で使いやすい

黄緑色の境界線プリント
(疎水性)

フリップロック



チャンバーとスライドガラスを簡単分離



- 滅菌済み、パイロジェンフリー、RNase/DNase フリー
- ※ アセトンの使用は避けて下さい。

[メーカー：VST]

ウェル数	1	2	4	8
ウェル容量	2.5~5.5 ml	1.2~2.5 ml	0.5~1.3 ml	0.2~0.6 ml
ウェル面積	9.4 cm ²	4.55 cm ²	2.13 cm ²	0.98 cm ²
商品コード	229161	229162	229164	229168
包装	12 pieces	12 pieces	12 pieces	12 pieces
通常 価格 (¥)	19,800	19,800	19,800	19,800
キャンペーン 価格 (¥)	15,800	15,800	15,800	15,800